

BRUMABA Welcome Entbindungsbett

Artikelnr. 1002983



6.800,00 Euro zzgl. USt.

BRUMABA Welcome Entbindungsbett Baujahr 2002, alle Funktionen elektrisch verstellbar, Polster vom hersteller erneuert, sehr guter Zustand, geb raucht

MAQUET 4325 Entbindungsbett

Artikelnr. 1000488



3.500,00 Euro zzgl. USt.

MAQUET 4325 Entbindungsbett, Baujahr 1993, elektrische Höhenverstellung, elektrische Verstellung der Rückenplatte, elektrische Verstellung der Neigung, versenkbare Beinplatte, inkl. Göpel Beinhalter, Polster in gutem Zustand, gebraucht

BAISCH 2463 gynäkologischer Behandlungsstuhl

Artikelnr. 1003018



980,00 Euro zzgl. USt.

BAISCH 2463 gyn. Behandlungsstuhl, elektrische Höhenverstellung, elektrisch kippbar, gebraucht

SCHMITZ Medi-Matic 115 gyn. Untersuchungsstuhl

Artikelnr. 1003017



980,00 Euro zzgl. USt.

SCHMITZ Medi-Matic 115, gynäkologischer Untersuchungsstuhl mit elektr. Höhenverstellung, Göpel Beinhalter, gebraucht

HEWLETT PACKARD 50 XM Cardiocograph

Artikelnr. 1002464



1.850,00 Euro zzgl. USt.

HEWLETT PACKARD 50 XM: Cardiocograph mit folgenden Patientenanschlüssen Cardi1/ Combi, Toco, NBP und SpO2, incl. Fahrgestell mit Schublade, gebraucht

HP 8040A Cardiocograph CTG,

Artikelnr. 1000491



1.200,00 Euro zzgl. USt.

HP 8040A Cardiocograph CTG, inkl. US-Aufnehmer und TOCO-Aufnehmer (NEU), guter Zustand, gebraucht

HP SERIES 50IP Cardiograph

Artikelnr. 1002512



1.390,00 Euro zzgl. USt.

HP SERIES 50IP Cardiograph inkl. US- & Toco-Abnehmer, gebraucht

HP Series 50 IX Cardiograph

Artikelnr. 1002857



980,00 Euro zzgl. USt.

HP Series 50 IX Cardiograph inkl. neuer Toco und US Sonde, gebraucht

SONICAID Oxford TeamCare

Artikelnr. 1000490



690,00 Euro zzgl. USt.

SONICAID Oxford TeamCare Cardiotocograph mit Drucker und Display, inkl. Abnehmer, gebraucht

MEDELA Symphony Muttermilchpumpe a. Rollstativ

Artikelnr. 1002653



590,00 Euro zzgl. USt.

MEDELA Symphony, Muttermilchpumpe auf Rollstativ, inkl. neuem Doppelpumpenset, gebraucht

ZEISS OPMI 1-SH Fahrbares Kolposkop

Artikelnr. 1003031



2.800,00 Euro zzgl. USt.

ZEISS OPMI 1-SH: Fahrbares Kolposkop, binokular (12,5 x), Objektiv f= 200, Vergrößerungsfaktoren 0,4-0,6-1,0-1,6-2,5, Neigungswinkel der Okulare verstellbar 0-60°, Gesichtsfeld 50mm bis 8mm (max. ZOOM) Halogenleuchte 100W, gebraucht

ZEISS 150.FC: Fahrbares Kolposkop, binokular (20x)

Artikelnr. 1003032



2.800,00 Euro zzgl. USt.

ZEISS 150.FC: Fahrbares Kolposkop, binokular (20x), Objektiv f=250, Vergrößerungsstufen: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5 Gesichtsfeld 40 mm bis 5 mm (max. Zoom) Halogenleuchte 150 W , gebraucht