

DRÄGER Transport - Inkubator 5400 auf fahrbarem Gestell

Artikelnr. 1002619



2.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Transport - Inkubator 5400 auf fahrbarem Gestell, mit O₂ - Anschluß für ZGV und kleine Flaschen, elektrischer Anschluß für 220 Volt und 12 Volt (Autobatterie), incl. Bronchialabsaugung (Ejektor), gebraucht

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette

Artikelnr. 1002408



3.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette, für externe und interne O₂- und Air-Versorgung, Flaschen-Anschlüsse für O₂, Stromversorgung über Netzanschluß oder Autobatterie, mit Babylog 2 ,guter Zustand, gebraucht

DRÄGER Transport-Inkubator auf Transport-Lafette

Artikelnr. 1002973



4.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette, für externe und interne O₂- und Air-Versorgung, Flaschen-Anschlüsse für O₂ + Air, Stromversorgung über Netzanschluß oder Autobatterie, mit Babylog 2000, Höhe: 129 cm x Breite: 115cm x Tiefe: 51cm, inkl. Bronchial Absaugung (O₂ Injektor), Fahrgestell mit zwei Schubladen und 1 Fach; mit Schwanenhals-Leuchte, sehr guter Zustand, gebraucht

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette

Artikelnr. 1002974



5.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette, für externe und interne O₂- und Air-Versorgung, Pin Index Flaschen-Anschlüsse für O₂ + Air, Stromversorgung über Netzanschluß oder Autobatterie, mit Babylog 2000, Maße ohne Lafette Höhe: 86 cm x Breite: 150cm x Tiefe: 56cm, inkl. Bronchial Absaugung (O₂ Injektor), Der Inkubator ist mittels rollen auf der Lafette gelagert, Maße der Lafette H 86 x B 189 x T 61cm, sehr guter Zustand, gebraucht

DRÄGER Inkubator 8000

Artikelnr. 1001351



2.980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Inkubator 8000, mit integrierter Steuerung und Messung von Temperatur (Heizleistung 400 Watt), O₂ + Luftfeuchtigkeit, elektrische Höhenverstellung, Schrägstellung der Liegefläche: rechts und links stufenlos bis zu 10° Neigungswinkel, Maße: H1498 x B 82 x T 437 mm, Gewicht 104 kg, gebraucht

Dräger Caleo, fahrbarer Babyinkubator

Artikelnr. 1002720




5.900,00 Euro zzgl. USt.

Dräger Caleo, fahrbarer Babyinkubator Wärmetherapie geregelt durch Lufttemperaturregelung oder Hauttemperaturregelung. Luftanfeuchtung, O₂ Anreicherung. Schwenkbare Liegefläche. Inkl. Monitoring für Lufttemperatur, Hauttemperatur relative Luftfeuchte, O₂ Konzentration Dräger Caleo, gebraucht

DRÄGER Babytherm 8000: Reanimationseinheit

Artikelnr. 1001354



2.100,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babytherm 8000: Reanimationseinheit mit Flow Meter für O2 und Air, mit DRH 6000 Infrarot - Wärmegerät und Beleuchtung, incl. Bronchal - Absaugung, das Gerät ist elektrisch höhenverstellbar, gebraucht

DRÄGER PP 800 Reanimations- einheit für Neugeborene

Artikelnr. 1000566



980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER PP 800 Reanimationseinheit für Neugeborene mit Wärmestrahler, gebr.

DRÄGER Babytherm 8000 fahrbares Wärmebettchen ohne

Artikelnr. 1002485



1.250,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babytherm 8000, fahrbares Wärmebettchen ohne Plexiglasdeckel, gebraucht

DRÄGER Babytherm 4200 Wärmebettchen

Artikelnr. 1001356



650,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babytherm 4200 Wärmebettchen (läßt sich durch Anbau verschiedener Zusatzgeräte zum vielseitigen Intensivpflege-Bettchen ausbauen), mit stufenlos steuerbarer Matratzenheizung (180 W), schwenkbar um die Querachse, H 1170 x B 1025 x T 555 mm, mit regelbarem Heizstrahler und integriertem Schubladenblock, guter Zustand, gebraucht

DRÄGER Babytherm 4200 Wärmebettchen

Artikelnr. 1002133



450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babytherm 4200 Wärmebettchen (läßt sich durch Anbau verschiedener Zusatzgeräte zum vielseitigen Intensivpflege-Bettchen ausbauen), mit stufenlos steuerbarer Matratzenheizung (180 W), schwenkbar um die Querachse, H 1170 x B 1025 x T 555 mm, mit integriertem Schubladenblock, guter Zustand, gebraucht

AIR SHIELDS Resuscitaire Fahrbares Wärmebett

Artikelnr. 1002322



1.900,00 Euro zzgl. USt.

AIR SHIELDS Resuscitaire, Radiant Warmer, RW81-1E: Fahrbares Wärmebett mit integrierten Wiederbeatmungsgeräten, Heizmodul (3 Betriebsarten: Vorwärmung, Hauttemperatursteuerung, manueller Modus), mikroprozessor-gesteuerte Wärmelampe (180° drehbar), integrierter Apgar Timer, abklappbare Seitenwände, Fahrgestell mit integrierter Schublade und Bronchialabsaugung, gebraucht*

DRÄGER Photo Therapie 800

Artikelnr. 1001357



590,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Photo Therapie 800, auf Fahrgestell, zur Licht-Bestrahlung im Inkubator oder im infrarotbeheizten Wärmebettchen liegender Früh- oder Neugeborener zur Absenkung der Serum-Bilirubin-Konzentration (Phototherapie), Frequenz: 50 Hz, Leistung: 230W, Strom: 2,2 A, Lampengehäuse 54 x 25,5 x 20,5cm, Schrägstellung auf Stativ bis 30° möglich, Stativ höhenverstellbar von 107 - 162cm, Stativfuß 66x55x10cm, gebraucht

DRÄGER Photo Therapie 8000

Artikelnr. 1002339




790,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Photo Therapie 8000, auf Fahrgestell, zur Licht-Bestrahlung im Inkubator oder im infrarotbeheizten Wärmebettchen liegender Früh- oder Neugeborener zur Absenkung der Serum-Bilirubin-Konzentration (Phototherapie), Frequenz: 50 Hz, Leistung: 230W, Strom: 2,2 A, Lampengehäuse 54 x 25,5 x 20,5cm, Schrägstellung auf Stativ bis 30° möglich, Stativ höhenverstellbar von 107 - 162cm, Stativfuß 66x55x10cm, gebraucht

DRÄGER Photo Therapy 4000

Artikelnr. 1002237



690,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Photo Therapy 4000, 120W, 4 Röhren sowie getrennt schaltbare Neonbeleuchtung für den Aufsatz auf den Inkubator, gebraucht

MEDELA Phototherapiestrahler

Artikelnr. 1002238



490,00 Euro zzgl. USt.

MEDELA Phototherapiestrahler, fahrbar, 4 x 18 Watt, Röhren getrennt voneinander schaltbar, geb raucht

BEGA Boom 818 Infrarot-Strahler 150 Watt

Artikelnr. 1002421



160,00 Euro zzgl. USt.

BEGA Boom 818: Infrarot-Strahler 150 Watt, Hochwertiges Alu-Gehäuse komplett geschlossen, 360° drehbar 10° schwenkbar, Gehäuse bleibt im Betrieb kühl, gebraucht

Hanulux Hanautherm, Rotlichtwärmestrahler 1100W

Artikelnr. 1002175




690,00 Euro zzgl. USt.

Hanulux Hanautherm, Rotlichtwärmestrahler 1100W zur Deckenmontage. Für Räume ab 300cm Raumhöhe.gebraucht

DRÄGER Säuglingswaage

Artikelnr. 1001358



180,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Säuglingswaage (Laufgewichtswaage) für DRÄGER Inkubator, gebraucht