

DiaMed DiaCent 2 Zellwaschzentrifuge

Artikelnr. 1002811



980,00 Euro zzgl. USt.

DiaMed DiaCent 2 programmierbare Zellwaschzentrifuge, Baujahr 1989, gebraucht

Beckman Spinchrone Centrifug Baujahr 1992

Artikelnr. 1002860



390,00 Euro zzgl. USt.

Beckman Spinchrone Centrifug Baujahr 1992, Umax 3900/min Rotor mit 4c Gehängen für je 20 10ml Serumröhrchen, zusätzlich 2 Gehänge mit Deckel für BLutplasma , gebraucht

HETTICH Rotixa 120 RS: Kühlzentrifuge mit 6 Behältern

Artikelnr. 1002555



1.800,00 Euro zzgl. USt.

HETTICH Rotixa 120 RS: Kühlzentrifuge mit 6 Behältern (mit jeweils 11 Röhrchen-Aufnahmen), Max. mögliche Geschwindigkeit: 7.500 U/min, mit vorhandenen Behälterkranz: 4.900 U/min), Kühlung bis -10° C, Zeitvorwahl, 99 Programme abspeicherbar, gebraucht*

HETTICH Rotixa 120 R Kühlzentrifuge mit 6 Behältern

Artikelnr. 1002761



1.250,00 Euro zzgl. USt.

HETTICH Rotixa 120 R, Kühlzentrifuge mit 6 Behältern, Geschwindigkeit max. 7500U/min, Kühlung bis -10°C, Programmspeicher, gebraucht

Hettich Universal Laborzentrifuge

Artikelnr. 1002251



490,00 Euro zzgl. USt.

Hettich Universal Laborzentrifuge für 4x4 10 ml Rörhchen, Geschwindigkeit bis 5000U/min, mit Zeitschaltuhr, gebraucht

Heraeus Christ Labofuge Laborzentrifuge mit Gehängen

Artikelnr. 1002642



590,00 Euro zzgl. USt.

Heraeus Christ Labofuge, Laborzentrifuge mit Gehängen 2x12 Stk. für 10ml Serumröhrchen, 2x2 Stk. für 50 ml Gefäße, Maße: 42x42x47cm. U/max. 5800, gebraucht

OMNILAB MR 3001 K Magnet-Rührgerät

Artikelnr. 1001361



320,00 Euro zzgl. USt.

OMNILAB MR 3001 K Magnet-Rührgerät mit Heizplatte, vorwählbare Umdrehungszahl 0 - 1250 U/Min., vorwählbare Temperatur 0 - 350 °C, gebraucht