

DR. MÜLLER Pferdebeatmer Großtierbeatmer

Artikelnr. 1001525



4.900,00 Euro zzgl. USt.

DR. MÜLLER Pferdebeatmer, Großtierbeatmer, Beatmer für Pferde: Druckgesteuertes Beatmungsgerät für Pferde basierend auf dem bag-in-bottle-System, mit BIRD-Beatmungseinheit, welche in einem Plexiglaszylinder Druck und Unterdruck erzeugt. Beatmung manuell, assistiert oder kontrolliert. Das Gerät ist fahrbar, extrem robust (4-rädriger Wagen aus Aluminium mit Plexiglastonne), leicht zerlegbar, eigenständiges Gerät (für jedes Großtier-Narkosegerät), neu, -Nur für die Veterinärmedizin bestimmt-

DRÄGER Alphavent Narkosebeatmungsgerät

Artikelnr. 1001565



680,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Alphavent: Einfach-Narkose-Beatmungsgerät für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder, zur Benutzung in Kombination mit einem Narkose-Kreissystem mit halbgeschlossenen System. Technische Daten: Pneumatische Steuerung, zeitgesteuert, volumenkonstant, Beatmungsfrequenz 6 bis 40/min, Druckgasverbrauch 0,8 Liter/min, Maße: Höhe: 8,8cm x Breite: 21,2cm x Tiefe: 30cm, gebraucht

DRÄGER Ventillog Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001527



780,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ventillog Beatmungsgerät, incl. Zubehör, Antrieb mit Sauerstoff oder Druckluft, für kontrollierte Beatmung, volumenkonstant, zeitgesteuert, Tidalvolumen 50 - 150 ml (kleiner Faltenbalg) und 150 - 1600 ml (großer Faltenbalg), Frequenz 6-60min, gebraucht, Inspirat: Flow 20-80l/min, Druckgasversorgung: 2-6 bar, Druckgasverbrauch: 16 l/min, gebraucht

DRÄGER Ventilog 2 Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001528



980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ventilog 2 Beatmungsgerät, incl. Zubehör, Antrieb mit Sauerstoff oder Druckluft, für kontrollierte Beatmung, volumenkonstant, zeitgesteuert, Tidalvolumen 50 - 150 ml (kleiner Faltenbalg) und 150 - 1600 ml (großer Faltenbalg), Frequenz 6-60min, gebraucht, Inspirat: Flow 20-80l/min, Druckgasversorgung: 2-6 bar, Druckgasverbrauch: 16 l min, gebraucht wählbares Verhältnis I : E = 1:1, 1:2, 1:3, gebraucht

DRÄGER Umschaltventil für Ventilog und Ventilog 2

Artikelnr. 1003089



180,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Umschaltventil für Ventilog und Ventilog 2, gebraucht

DRÄGER Ventilog 3: Narkosebeatmungsgerät

Artikelnr. 1003087



1.380,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ventilog 3: Narkosebeatmungsgerät incl. Zubehör (FGE - Ventil und Steuerschläuche) Pneumatischer Antrieb, zeitgesteuert
Beatmungsfrequenz: 6 - 60 / min I:E-Verhältnis: 1:1, 1:2, 1:3 Inspirationsflow: 20 bis 80 L/min bei 20 mbar Hubvolumen 30 bis 150 ml
(Faltenbalg f.Kinder) 100 bis 1400 ml (Faltenbalg für Erwachsene) Minutenvolumen max 25L/min Druckgasversorgung 2 bis bar (O₂
oder ölfreie Druckluft), 16 L / min, gebraucht

DRÄGER FGE-Ventil Umschaltventil für Ventillog 3

Artikelnr. 1003088



580,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER FGE-Ventil: Umschaltventil für Ventillog 3, gebraucht

DRÄGER Ventillog ML mit Kreissystem ML

Artikelnr. 1001529



1.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ventillog ML mit Kreissystem ML, verbessertes Ventillog 2 mit modifiziertem Kreissystem 9, Umschaltventil im Patientensystem des Ventillog ML integriert, Kreissystem mit passivem Rückschlagventil RV und PEEP-Ventil, gebraucht

Faltenbalg für Kinder

Artikelnr. 1001530



150,00 Euro zzgl. USt.

Faltenbalg für Kinder (250ml) für Ventillog oder RA2, gebraucht NP EUR 310,00

Faltenbalg für Erwachsene

Artikelnr. 1001531



45,00 Euro zzgl. USt.

Faltenbalg für Erwachsene (1600ml) für Ventillog oder Pulmomat, gebraucht

DRÄGER Babylog N Narkose-Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001532



1.650,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog N Narkose-Beatmungsgerät, für Babys Tiere von 50g - 15kg, Continuous-Flow-Respirator mit Zeit-Steuerung und/oder manueller Auslösung, max. Beatmungsdruck: 10-60mbar, Druck der Expiration - PEEP/CPAP 0-10mbar, Insp.-Zeit: 0,3-2sec., Exsp.-Zeit: 0,5-6sec, Antriebsgas O2 oder ölfreie Druckluft 2-6bar, max. Gasverbrauch 2l/min., H: 176mm x B: 212mm x T: 300mm, Gewicht: 5 kg, gebraucht

DRÄGER Babylog 1 Beatmungsgerät für Neugeb. .

Artikelnr. 1001533



1.450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog 1, Beatmungsgerät für Früh- u. Neugeborene bis 2 Jahre oder 15kg Körpergewicht zur Durchführung von IPPV, CPAP o. IMV mit integr. PEEP-Ventil., kontinuierlicher Flow, Insp. zeitgesteuert/manuell, Exsp. zeitgesteuert, max. Beatmungsdruck: 10-60mbar, Plateaudruck, Druck d. Expiration PEEP/CPAP 0-10mbar, Insp.-Zeit: 0,3-2sec, Exsp.-Zeit: 0,5-6sec. o. 5-60sec., incl. DRÄGER Polymed O2-Meßgerät DRÄGER Oxydig, 5 beiniges Fahrgestell, DRÄGER Aquapor (Atemgasanfeuchter) gebraucht

DRÄGER Babylog 1 HF Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001534

**1.550,00 Euro** zzgl. USt.

DRÄGER Babylog 1 HF Beatmungsgerät für Früh-, Neugeborene u. Kleinkinder zur Durchführung von intermittierender positiver Druckbeatmung (IPPV) sowie für CPAP oder IMV mit integriertem PEEP-Ventil. Das Gerät arbeitet im Continuous-Flow-Prinzip inspiratorischen Plateaudruckbegrenzung. Die Umschaltung von Inspiration und Expiration erfolgt zeitgesteuert, wobei die Einstellung der Inspiration von 0,1-2 sec und der Expiration von 0,2-3 sec u. bei IMV von 2-30 sec. möglich ist. gebraucht

DRÄGER Babylog 2

Artikelnr. 1001535



1.250,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog 2, Kurzzeit-Beatmungsgerät für Früh- und Neugeborene zur Durchführung einer kontrollierten Beatmung (IPPV) mit PEEP oder einer Spontanatmung mit CPAP während des Transports oder für die Reanimation, Inspiration zeitgesteuert oder manuell ausgelöst, druckbegrenzt Expiration zeitgesteuert, Inspirationsdruck 10-60mbar Plateaudruck, Expirationsdruck 0-10mbar, Beatmungsfrequenz 10-60/min., Antriebsgas O₂ o. trockene, ölfreie Druckluft 2-6mbar, H:195mm x B:120mm x T:200mm, Gewicht: 2,5kg, mit DRÄGER Babymix 2 O₂-Mischer, gebraucht

DRÄGER Babylog 2000:

Artikelnr. 1000805



4.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog 2000: Ventilator für Früh- und Neugeborene bis 6kg Körpergewicht, mit integrierter Mischerfunktion der Versorgungsgase Sauerstoff und Druckluft. Für die Beatmungsarten: Kontrollierte Beatmung IPPV, intermittierende mandatorische Beatmung IMV, Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP. Mit Überwachung des Atemwegsdrucks Paw, der el. Versorgung des Überwachungsmoduls, der Gasversorgung, gebraucht

DRÄGER Babylog 8000: Beatmungsgerät f. Neugeb. .

Artikelnr. 1001536



5.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog 8000 plus: Beatmungsgerät für Früh-, Neugeborene u. Kinder bis 20kg Körpergewicht, kontrollierte Beatmung(IPPV), synchronisierte Beatmung(SIPPV), intermittierende mandatorische Beatmung(IMV), synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung(SIMV), Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck(CPAP), Hochfrequenzbeatmung(HFV), Monitoring für insp. O₂-Konzentration FiO₂, Atemwegsdruck Paw, Flow V, Minutenvolumen MV, Atemvolumen VT, Maße Grundgerät: (BxHxT) 212x280x390mm,14,5kg,gebraucht

DRÄGER Zubehör für Babylog 8000

Artikelnr. 1001537



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

410,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Zubehör für Babylog 8000: Flowsensor , Y-Stück und Anschlußkabel , NEU

DRÄGER Babylog Monitor

Artikelnr. 1001538



280,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Babylog Monitor zur Erfassung der folgenden Parameter: Atemfrequenz 1/min, Verhältnis I:E, gebraucht

DRÄGER Polymed 201

Artikelnr. 1001539



380,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Polymed 201: Gasmischgerät für Beatmungsgeräte, zur Mischung von O₂ und Druckluft in einem beliebig einstellbaren Verhältnis zwischen 21 und 100 Vol.-%, Eingangsdruck 2,7-6,0 bar, Lieferleistung 0,5-80 l/min, Ausgangsdruck 2,0 ar, Gewicht 5kg, H85 x B212 x T 300 mm

DRÄGER SIMV - Pulmolog

Artikelnr. 1001540



980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER SIMV - Pulmolog: Pneumatisch gesteuertes u. betriebenes Beatmungsgerät für Erwachsene u. Kinder für assistierende oder kontrollierte Beatmung (intermittierender Konstantflow-Respirator) oder Spontanatmung mit SIMV Demandflow-Respirator), zeitgesteuert, druckbegrenzt (12 bis 90 mbar), I:E = 1:2, Beatm. Frequenz IPPV 6 - 40/min, IMV 2 - 15/min, Minutenvol. 1 - 30 l/min, PEEP 0 - 20 mbar, CPAP 0 - 20 mbar, incl. DRÄGER Polymed O2 - Mischer, DRÄGER Barolog Druckmonitor, DRÄGER Volumeter, DRÄGER Aquapor Atemgas-Anfeuchter und Fahrgestell, gebr

DRÄGER Evita S zeitgesteuertes volumenkonst. Beatmungsgerät

Artikelnr. 1002750



800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita S zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, druckunterstützte Spontanatmung ASB, mit Monitoring für Atemwegsdruck Paw, Minutenvolumen VE, insp. O₂ Konzentration FiO₂, insp. Atemgas-Temperatur, gebr (Evita S entspricht der Evita, hat jedoch ein einfacheres Display als diese)

DRÄGER Evita zeitgesteuertes, volumenkonst. Beatmungsgerät

Artikelnr. 1000809



980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, gebr.

DRÄGER Evita 2 Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001542



1.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita 2 zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, BIBAP, gebraucht

DRÄGER Evita 2 Cap

Artikelnr. 1000811



2.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita 2 Cap: zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät ab 50 mL Atemvolumen. - kontrollierte, assistierte Beatmung IPPV, IPPVAssist, - synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung SIMV, - die mandatorische Minutenvolumen-Ventilation MMV, - Spontanatmung unter positivem Atemwegsdruck CPAP, BIBAP, mit Anschluß für Cardiostat Capnographie-Sensor, incl. Sensor, ge braucht

DRÄGER Evita 2 Dura Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001543



7.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita 2 Dura Beatmungsgerät, gebraucht

DRÄGER Evita 4 Langzeitbeatmungsgerät

Artikelnr. 1001544



8.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Evita 4 Langzeitbeatmungsgerät f.d. Intensivtherapie, f. Erwachsene, IPPV, SIMV, ASB, Apnoe-Ventilation, Monitoring: Atemwegsdruck Paw, exp. Minutenvolumen MV, insp. O₂-Konzentration FI_O2, insp. Atemgas-Temp. T, Atemvolumen VT_I, Apnoezeit, Hechelüberwachung, gebraucht Lieferung ohne Fahrwagen, Expirationsventil und ZGV Schläuchen

Fahrgestelle f. Beatmungsgerät Evita

Artikelnr. 1002801



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro zzgl. USt.

Fahrgestelle für Beatmungsgerät Evita: siehe unter "Fahrgestelle"

Externer Akku für DRÄGER Evita 4:

Artikelnr. 1002798



680,00 Euro zzgl. USt.

Externer Akku für DRÄGER Evita 4: 24V, max. Laufzeit 2 Std., H 13 x B 30 x T 40,gebraucht

DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System

Artikelnr. 1002244



680,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System: FlowMeter für Sauerstoff und Luft, inkl. Balg für manuelle Beatmung, mit Klemmvorrichtung zur Befestigung an einer Einheitsschiene. Für die CPAP und O₂-Therapie bei Erwachsenen und Kindern ab 3kg Körpergewicht, zur Unterstützung der Spontanatmung, incl. Disconnect Alarm, gebraucht

DRÄGER Y-Stücke

Artikelnr. 1001547



75,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Y-Stücke (1x gerade, 1x abgewinkelt) und 2 x 7 Stück Tubuskonnektoren (Material Edelstahl) (Größe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), unbenutzt im Original-Behälter

DRÄGER Aquapor Atemgasbefeuchter

Artikelnr. 1001548



450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Aquapor: Atemgasbefeuchter mit stufenloser Temperatureinstellung (39° C bis 66°C), Atemminutenvolumen bis 30 l/min, sehr guter Zustand, gebraucht

FISHER & Paykel MR730

Artikelnr. 1001549



380,00 Euro zzgl. USt.

FISHER & PAYKEL MR730: Atemwegsaneuchter, gebraucht

Fisher & Paykel Zubehörset für Atemwegsbefeuchter

Artikelnr. 1002677



125,00 Euro zzgl. USt.

Fisher & Paykel Zubehörset für Atemwegsbefeuchter, bestehend aus Schlauch für Erwachsene mit Heizfunktion, elektrischem Adapter für Schlauchsätze und Befeuchterkammer. Neu

DRÄGER Aquamod Membrananfeuchter

Artikelnr. 1001550



480,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Aquamod Membrananfeuchter zur Anfeuchtung und Erwärmung des Inspirationsgases bei der maschinellen Beatmung von intubierten oder tracheotomierten Patienten. Für Früh- und Neugeborene sowie für Kinder und Erwachsene

DRÄGER Savina

Artikelnr. 1000808



7.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Savina Intensivtherapieventilator, mit Patientenschläuchen, Fahrgestell und Wasserfalle, technische Daten:
Beatmungsmodi: IPPV/IPPV assist., SIMV, SIMV/ASB, BIPAB/ASB, CPAP, CPAP/ASB, Beatmungsfrequenz f: 20 - 80 bpm, Tinsp:
0,2 bis 10s, Inspirationsdruck 0 - 99 mbar. Steuerprinzip: zeitgesteuert, volumenkonstant, druckkontrolliert, Akku zum Betrieb von ca.
60 Minuten, Baujahr: 2004, gebr.

HAMILTON GALILEO mit CE Zertifizierung, BJ 99

Artikelnr. 1003025



6.900,00 Euro zzgl. USt.

HAMILTON GALILEO mit CE Zertifizierung, BJ 99, Langzeitbeatmungsgerät mit Erweiterung Neo, zur Beatmung von neugeborenen, Kindern, Erwachsenen bis max. 200kg, Beatmungsmodi: (S)SMV, SIMV, P-CMV, SPONT, ASV, DUO-PAP, APRV, NIV, gebraucht

SIEMENS Servo Ventilator 300 Intensiv-Beatmungs-Gerät

Artikelnr. 1001552



3.900,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo Ventilator 300 Intensiv-Beatmungs-Gerät mit SIEMENS Servo Screen 390, Monitor für die künstliche Beatmung mit dem Beatmer Servo 900 C/E oder 300/300A, Messung folgender Parameter: Ppeak, Ppause, Pmean, PEEP, PEEPtot, VTi, VTe, MVe, Freq, I:E, O2 insp., Cs, Dyn.Char, Re, Ri, EEf, etCO2, VTCO2, MVeCO2, VTineff, VTeff, MVeFF. Capnogram, SBCO2, VDaw, VTA, VA, NoOf Apnea, B: 330mm x T: 135mm x H: 252mm, Gewicht: 4,3kg, gebraucht

SIEMENS Servo Ventilator 300 Intensiv-Beatmungsgerät+Fahrg.

Artikelnr. 1001553



2.900,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo Ventilator 300 Intensiv-Beatmungsgerät mit Fahrgestell, für kontrollierte und assistierte Beatmung, SIMV, CPAP, Bedienteil: B: 431 x T: 150 x H: 325 mm, Patiententeil: B: 242 x T: 370 x H: 240 mm, Gewicht: 24kg, guter Zustand, gebraucht

SIEMENS Servo 900 C

Artikelnr. 1001554



1.900,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo 900 C Beatmungsgerät, Beatmungsmuster: Volumenkontrolliert, Volumenkontr. mit Seufzer, Druckkontrolliert, Druckunterstützt, SIMV, SIMV + Druckunterst., CPAP Manuell, Min.-Vol. 0,5-40 l/min, Atemfreq.: 5-120 Atemzügen/min, Analoge Anzeige: Beatmungsdruck, Exsp. Minutenvol., Dig. Anzeige: Atemfreq., O₂-Konzentration, Insp. Tidalvolumen, Exsp. Tidalvolumen, Exsp. Minutenvolumen, Spitzen-, Pausen-, Mitteldruck, Max. Arbeitsdr.: 120mbar, 50x23x32cm, Gewicht: 19kg, ab 10 kg Körpergewicht, gebraucht

SIEMENS Servo 900 B

Artikelnr. 1001555



900,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo 900 B Beatmungsgerät, Beatmungsmuster: Volumenkontrolliert, Volumenkontr. mit Seufzer, Druckkontrolliert, Druckunterstützt, Manuell, Min.-Vol. 0,5-40 lmin, Atemfreq.: 5-120 Atemzügin, Analoge Anzeige: Beatmungsdruck, Exsp. Minutenvol., Dig. Anzeige: Atemfreq., O₂-Konzentration, Insp. Tidalvolumen, Exsp. Tidalvolumen, Exsp. Minutenvolumen, Spitzen-, Pausen-, Mitteldruck, Max. Arbeitsdruck 120 mbar, Abmessungen: btxh 50x23x32cm, Gewicht: ca. 19kg, gebraucht

SIEMENS Servo-i Universal Langzeitbeatmungsgerät

Artikelnr. 1003044



9.800,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo-i Universal, Langzeitbeatmungsgerät für Kinder und Erwachsene von 0,5kg-250kg, Lieferung inkl. Trolley mit Flaschenhalter 2 Akkus neu. Beatmungsmodi: Bi-Vent, Open LungTool, Automode, SIMV(PRVC), VS, SIMC(VC) PS, VC, SIMV(PC), mit CE Siegel, gebraucht

DRÄGER Oxylog

Artikelnr. 1001556



790,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Oxylog, zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät für die kontrollierte Beatmung im Rahmen der Notfallmedizin. Einschließlich Beatmungs- zubehör bestehend aus: Beatmungsschlauch aus Silikon Beatmungsventil und Tragegurt, gebraucht

DRÄGER Oxylog 1000 Notfallbeatmungsgerät

Artikelnr. 1001557



1.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Oxylog 1000 Notfallbeatmungsgerät, zeitgesteuert, volumenkonstant. Für die kontrollierte Beatmung von Patienten ab 7,5kg Körpergewicht, gebraucht

DRÄGER Oxylog 2000 Transportbeatmungsgerät

Artikelnr. 1001559

**2.900,00 Euro** zzgl. USt.

DRÄGER Oxylog 2000 Transportbeatmungsgerät, mit Zubehör, zeitgesteuert, volumenkonstant, für Patienten ab 100ml Tidalvolumen. Beatmungsmodi: IPPV \ SIPPV \ SIMV \ CPAP. Variables 1:E, auch IRV, mit integriertem PEEP-Ventil 0-15 mbar. Air-Mix \ No-Air-Mix-Schaltung, HLW-Modus, integrierte expiratorische Volumenmessung mit Displayanzeige, Anzeige der Atemwegparameter (MEAN: PEAK FLOW, PEEP TINS, CPAP) in Abhängigkeit vom Beatmungsmodus über Info-Taste., gebraucht

DRÄGER Tragegestell für Oxylog 1000/2000

Artikelnr. 1001558



320,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Tragegestell für Oxylog 1000/2000 und Zubehör, gebraucht

DRÄGER Wandhalterung für Oxylog 1000/2000

Artikelnr. 1003062



120,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Wandhalterung für Oxylog 1000/2000, gebraucht

Gerätehalter für Oxylog 1000\2000

Artikelnr. 1001562



98,00 Euro zzgl. USt.

Gerätehalter für Oxylog 1000\2000, gebraucht

DRÄGER Wandhalter- Adapterplatte für Oxylog 3000

Artikelnr. 1002785



145,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Wandhalter-Adapterplatte für Oxylog 3000 incl. Schnellanschluß, neuwertig

DRÄGER Wandhalterung für Oxylog 2000/3000

Artikelnr. 1002676



380,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Wandhalterung für Oxylog 2000 / 3000 und O2-Flasche , mit Anschlüssen für O2 und 12 Volt, gebraucht

STARPACK 1020 Tragegestell für 2l Sauerstoffflasche

Artikelnr. 1002254



190,00 Euro zzgl. USt.

STARPACK 1000 Tragegestell für 2l Sauerstoffflasche, gebraucht

DRÄGER Micro Vent Tragbares Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001563



2.400,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Micro Vent: Tragbares zeitgesteuertes, volumenkonstantes Beatmungsgerät für Patienten ab einem Körpergewicht von 15 kg. Mögliche Beatmungsarten: IPPV, SIPPV, SIMV, CPAP, ASP. Mit Monitoring von Paw, MV, AF, VTexp., Elektro - und Gas - anschluß. Geeignet für den Einsatz in der Intensivpflege, im Aufwachraum und für den Patiententransport innerhalb des Krankenhauses, gebraucht

STORZ Injekt-Timer 8585 O2-Beatmungsgerät

Artikelnr. 1001564



980,00 Euro zzgl. USt.

STORZ Injekt-Timer 8585 O2-Beatmungsgerät für Bronchoskopie mit Wahlschalter für Dauerflow und getackete Beatmung (Atemverhältnis wählbar von 1:1 bis 1:4 (I:E) sehr guter Zustand, gebraucht

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät

Artikelnr. 1003104



1.290,00 Euro zzgl. USt.

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät auf Trageplatte, gebraucht

MAP minni Max nCPAP Atemtherapiegerät

Artikelnr. 1002550



480,00 Euro zzgl. USt.

MAP minni Max nCPAP: Atemtherapiegerät zum Einsatz Druckbereich: 4 bis 18 hPa in 0,1 -hPa-Schritten einstellbar, Gewicht 2,3 kg, Funktionen: LC-Display zur Anzeige von Therapiedruck, Betriebsstunden, Einschlaframpe, Datum und Uhrzeit, mit Original-Transport-Tasche, gebraucht

RESPIRONICS REMstar/plus mit C-Flex: CPAP System

Artikelnr. 1002733



450,00 Euro zzgl. USt.

RESPIRONICS REMstar/plus mit C-Flex: CPAP System incl. 1 Satz Verbrauchsmaterial, gebraucht

GaleMed MR-100 Handbeatmungsbeutel für Kinder

Artikelnr. 1001566



98,00 Euro zzgl. USt.

GaleMed MR-100 Handbeatmungsbeutel für Kinder, Reservoir 600ml, NEU

GaleMed MR-100 Hand- Beatmungsbeutel f. Erwachsene

Artikelnr. 1001567



120,00 Euro zzgl. USt.

GaleMed MR-100 Handbeatmungsbeutel für Erwachsene, Reservoir 2500ml, NEU

Ambu Beutel Set incl. PEEP Ventil

Artikelnr. 1002307



82,00 Euro zzgl. USt.

Ambu Beutel Set incl. PEEP Ventil, 2 Masken, Maskenband, Gas Zu- und Ableitung usw., NEU