

## WEINMANN OXYMAT 3 Sauerstoffkonzentrator

Artikelnr. 1002399



980,00 Euro zzgl. USt.

WEINMANN OXYMAT 3 Sauerstoffkonzentrator, komplett mit Flowmeter und Sprudelbefeuchter, bis 5l/min bei 90 Vol% O<sub>2</sub>, geeignet für O<sub>2</sub> Therapie und den Betrieb an vielen Narkosegeräten (nach Absprache) Lieferbares Zubehör: Filter-Set ( zu tauschen nach spätestens 5000 Betriebsstunden), NEU

## DRÄGER schwenkbare Versorgungsampel

Artikelnr. 1001568



1.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER schwenkbare Versorgungsampel, mit Wandbefestigung, Ausleger 2m, für Versorgung mit O<sub>2</sub>, Lachgas, Druckluft, Strom und Narkosegasabsaugung, Maß der Wandbefestigung: H50 x B32 x T10, gebraucht

**WEINMANN Sauerstoffnotfall- tasche mit Dräger Druckmindere**

Artikelnr. 1002564



**240,00 Euro** zzgl. USt.

WEINMANN Sauerstoffnotfalltasche mit DRÄGER Druckminderer, Flowmeter und Befeuchter, die benötigte 2l Sauerstoffflasche ist nicht im Lieferumfang enthalten, gebraucht

## DRÄGER Atem-Mischgas- O<sub>2</sub>-Messeinrichtung

Artikelnr. 1001569



450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Atem-Mischgas-O<sub>2</sub>-Messeinrichtung tragbar, zur Messung des Sauerstoffanteils von Atemsauerstoff (100 Vol.-% O<sub>2</sub>) und Sauerstoff-Mischgasen. O<sub>2</sub>-Druckminderer mit Flow-Meter, Sauerstoff-Meßgerät Pac II O<sub>2</sub> 100 Vol.-% R., incl. Adapter, O<sub>2</sub>-Meßzelle (neu) und Hartschalen-Transport-Koffer, gebraucht

## OMS 800 Sauerstoffmangelsignal

Artikelnr. 1001570




190,00 Euro zzgl. USt.

OMS 800, Sauerstoffmangelsignal mit Lachgassperre (Nachrüstset), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

**GREGGERSEN Druckminderer für Sauerstoff**

Artikelnr. 1001571




195,00 Euro zzgl. USt.

GREGGERSEN Druckminderer für Sauerstoff, mit Schnellkupplung (humanmedizinischer Standard), neu

**DRÄGER Druckminderer für Sauerstoff**

Artikelnr. 1001572



127,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Druckminderer für Sauerstoff (humanmedizinischer Standard), gebraucht

DRÄGER O2 - Druckminderer mit 2 Schnellkupplungen

Artikelnr. 1002148



380,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER O2 - Druckminderer mit 2 Schnellkupplungen und einem Festanschluß sowie 1 Ejektor für Bronchial- Absaugung, gebraucht

## DRÄGER O2-Druckminderer mit drei Abgängen

Artikelnr. 1002984



280,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER O2-Druckminderer mit drei Abgängen: FlowMeter mit Perlator, 6 bar. Ejektor, gebraucht

## DRÄGER Oxett: Tragegestell für kleine O2 Flasche

Artikelnr. 1002134



220,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Oxett: Tragegestell für kleine O2 Flasche (2 Liter) mit Druckminderer und 3-fach Verteilerdose für O2, gebraucht

## DRÄGER Polymed 201

Artikelnr. 1001573




380,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Polymed 201: Gasmischgerät für Beatmungsgeräte, zur Mischung von O<sub>2</sub> und Druckluft in einem beliebig einstellbaren Verhältnis zwischen 21 und 100 Vol.-%, Eingangsdruck 2,7-6,0 bar, Lieferleistung 0,5-80 l/min, Ausgangsdruck 2,0 ar, Gewicht 5kg, H85 x B212 x T 300 mm

**GREGGERSEN Druckminderer für Lachgas**

Artikelnr. 1001574



195,00 Euro zzgl. USt.

GREGGERSEN Druckminderer für Lachgas, mit Schnellkupplung (humanmedizinischer Standard), neu

**DRÄGER Druckminderer für Lachgas**

Artikelnr. 1001575



127,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Druckminderer für Lachgas (humanmedizinischer Standard), gebraucht

DRÄGER Druck-Versorgungs- Anzeiger für O<sub>2</sub>,N<sub>2</sub>O und Air

Artikelnr. 1002439




180,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Druck-Versorgungs-Anzeiger für O<sub>2</sub>,N<sub>2</sub>O und Air incl. Versorgungsschläuche, gebraucht

**GREGGERSEN Druckminderer für Druckluft**

Artikelnr. 1001576



195,00 Euro zzgl. USt.

GREGGERSEN Druckminderer für Druckluft, mit Schnellkupplung (humanmedizinischer Standard), neu

Anschlusschlauch O2 für ZGV mit NIST-Verschraubung

Artikelnr. 1001583



75,00 Euro zzgl. USt.

Anschlusschlauch O2 für ZGV mit NIST-Verschraubung, Länge: 3m mit Winkelstecker. Neue ISO-Farb Kennzeichnung weiss, gebraucht

Anschlusschlauch N2O für ZGV mit NIST-Verschraubung

Artikelnr. 1001584



75,00 Euro zzgl. USt.

Anschlusschlauch N2O für ZGV mit NIST-Verschraubung, Länge: 3m mit Winkelstecker. Neue ISO-Farbkennzeichnung blau, gebraucht

Anschlusschlauch AIR für ZGV mit NIST-Verschraubung

Artikelnr. 1001585



75,00 Euro zzgl. USt.

Anschlusschlauch AIR für ZGV mit NIST-Verschraubung, Länge: 3m mit Winkelstecker. Neue ISO-Farbkennzeichnung schwarz, gebraucht

### DRÄGER Verteilerdose für O<sub>2</sub>

Artikelnr. 1001586




140,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Verteilerdose für O<sub>2</sub> mit 3 Entnahmestellen (Schnellkupplung), Versorgungsschlauch (mit Schnellkupplung) und Klemmvorrichtung für Befestigung an Einheitsschiene, gebraucht

### Halterung für Narkosegas-Flasche (O<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>O)

Artikelnr. 1001589




65,00 Euro zzgl. USt.

Halterung für Narkosegas-Flasche (O<sub>2</sub> und N<sub>2</sub>O): Edelstahl-Kreuz zur sicheren Fixierung des Flaschenbodens, NEU

### Halterung für Narkosegas-Flasche (O<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>O)

Artikelnr. 1001590



55,00 Euro zzgl. USt.

Halterung für Narkosegas-Flasche (O<sub>2</sub> und N<sub>2</sub>O): Aufnahme-Gabel mit verstellbarem Riemen zur Fixierung des oberen Teils der Flasche am Narkosegerät oder an der Wand etc., NEU

**DRÄGER Flaschenhüllen (11 Liter)**

Artikelnr. 1001591




**35,00 Euro** zzgl. USt.

DRÄGER Flaschenhülle (11 Liter), originalverpackt, gebraucht

## SCHNEIDER Silentmaster 200-8-6 W Kompressor

Artikelnr. 1001593



430,00 Euro zzgl. USt.

SCHNEIDER Silentmaster 200-8-6 W Kompressor, ölfrei, einzylindriger Kolbenkompressor mit bis zu zehnfacher Lebensdauer durch hochwertige verschleißfreie Werkstoffe, Ansaugleistung 200 l/min, Fülleistung 110l/min, Antriebsleistung 1100 W, Behältervolumen 6 Liter, Abmessungen (B x T x H) 46x22x65 cm, Gewicht: 19 kg, Geräusch 59 dB(A) (Schalldruckpegel in 4 m Abstand - nicht geeignet für den Betrieb im Behandlungsraum!), - Ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export -, neu

JUN-AIR Aktivkohlefilter

Artikelnr. 1001594



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

180,00 Euro zzgl. USt.

JUN-AIR Aktivkohlefilter für Jun-Air 12 - 25, muss zum Betrieb eines Beatmungsgerätes zwischengeschaltet werden, neu

## JUN-AIR OF301-4B: Tragbarer Kompressor

Artikelnr. 1001598



780,00 Euro zzgl. USt.

JUN-AIR OF301-4B: Tragbarer Kompressor: 68 l/min, max. 8 bar, Tankinhalt 4 Liter, Gewicht 19 kg, Geräuschpegel 66 dB(A)/1m, Pumpzeit 60 sec., incl. 5µm Filter, gebraucht

## STEPHAN Staxel Sauerstoffgenerator

Artikelnr. 1003064



3.900,00 Euro zzgl. USt.

STEPHAN Staxel, Sauerstoffgenerator (20 Liter/min, 95% O<sub>2</sub>) und Druckluftkompressor, das Gerät kann im OP betrieben werden, gebraucht

### Tragbarer Kompressor:

Artikelnr. 1001918



680,00 Euro zzgl. USt.

Tragbarer Kompressor: Das Gerät eignet sich sehr gut zum Betrieb eines Beatmungsgerätes (z.B. DRÄGER Ventilog), gebraucht  
NUR TIERMEDIZIN UND EXPORT!

### Erdungskabel

Artikelnr. 1002477



25,00 Euro zzgl. USt.

Erdungskabel, gebraucht

Erdungskabel m. Dreifach- steckdose

Artikelnr. 1002478



35,00 Euro zzgl. USt.

Erdungskabel mit Dreifach-Steckdose, gebraucht