


DRÄGER AGS Aufnahmesystem

Artikelnr. 1003043



280,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER AGS Aufnahmesystem, gebraucht

DRÄGER Kreisteil

Artikelnr. 1001620



790,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Kreisteil, incl. Atemkalkbehälter, In- und Expirationsventil, gebraucht

DRÄGER Atemkalkbehälter

Artikelnr. 1001621



45,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Atemkalkbehälter, gebraucht

SODASORB Atemkalk 5 Liter NEU

Artikelnr. 1001622



22,00 Euro zzgl. USt.

SODASORB Atemkalk 5 Liter (ca. 4,5kg), neu

DRÄGER Drägersorb 800 plus Atemkalk für Narkosegeräte

Artikelnr. 1002792



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

26,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Drägersorb 800 plus Atemkalk für Narkosegeräte, Kanister 5 mit 5 Litern

DRÄGER Expirationsventil

Artikelnr. 1001623



90,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Expirationsventil, gebraucht

DRÄGER Inspirationsventil

Artikelnr. 1001624




90,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Inspirationsventil, gebraucht

DRÄGER Schauglas für In- und Expiratorisches Ventil

Artikelnr. 1002123




13,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Schauglas für In- und Expiratorisches Ventil, NEU

DRÄGER Ventilteller für In- und Expirationsventil

Artikelnr. 1001625



38,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ventilteller für In- und Expirationsventil, 1 Satz (2 Stück), neu

ULMER Fixator, Vorrichtung

Artikelnr. 1000869




75,00 Euro zzgl. USt.

ULMER Fixator, Vorrichtung zum Fixieren von Atemschläuchen und Patientenkabeln komplett mit Halterung f. Normschiene, abwinkelbar, im oberen Teil flexibel, gebraucht

DRÄGER Patientenschlauch, dünn Silicon, 60 cm

Artikelnr. 1001627




23,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Patientenschlauch, dünn, Silicon, 60 cm (für Patienten unter 7kg), lieferbar mit dicker und/oder dünner Muffe, neu

DRÄGER Patientenschlauch

Artikelnr. 1001629




45,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Patientenschlauch, Silicon, 50 cm, 22 mm, neu

DRÄGER Patientenschlauch 110cm mit langer Muffe 22 mm, neu

Artikelnr. 1002299



49,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Patientenschlauch Silicon 110cm, 22mm, neu

DRÄGER Ulmer Kinderset

Artikelnr. 1001630



98,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Ulmer Kinderset, Silikon, incl. Y-Stück und Atembeutel 0,5 Liter, neu

DRÄGER Atembeutel 0,5 - 5 Liter ohne Loch

Artikelnr. 1001635



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

10,50 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Atembeutel 0,5 - 5 Liter, ohne Loch, Latex, gebraucht

DRÄGER ISO-Tülle

Artikelnr. 1001631



12,90 Euro zzgl. USt.

DRÄGER ISO-Tülle, NEU

Y-Stück gerade

Artikelnr. 1001632



15,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück gerade, neu

Y-Stück gerade, mit Luer Lock Anschluß, neu

Artikelnr. 1002787



18,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück gerade, mit Luer Lock Anschluß, neu

Y-Stück abgewinkelt

Artikelnr. 1001633



15,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück abgewinkelt, neu

Y-Stück abgewinkelt, mit Luer Lock Anschluß. neu

Artikelnr. 1002788



18,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück abgewinkelt, mit Luer Lock Anschluß. neu

DRÄGER AYRES-T-PIECE Narkose-Set

Artikelnr. 1001638



120,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER AYRES-T-PIECE , Narkose-Set für kleine Tiere bis 7 kg offenes Pendelsystem, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

DRÄGER Absaug-Überbeutel für Kuhn-Besteck, NEU

Artikelnr. 1002933



298,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Absaug-Überbeutel für Kuhn-Besteck, NEU

Kuhn System/Jackson Rees ventilloses,halboffenes System

Artikelnr. 1002954



98,00 Euro zzgl. USt.

Kuhn System / Jackson Rees ventilloses, halboffenes Narkosesystem. Aufgrund des geringen Totraumes und des geringen Atemwiderstandes besonders für Kleintiere geeignet, autoklavierbar, neu

Narkosegas Absaugung mobil, incl. Netzteil, neu

Artikelnr. 1001639



580,00 Euro zzgl. USt.

Narkosegas Absaugung mobil: Leistungsaufnahme 6VA, Absaugleistung 42l/min, Abmessung (ohne Schlauchsystem) B/T/H 214/246/146 mm, Gewicht (ohne Schlauch) 3,0 kg, incl. Netzteil, neu

Narkosegas Absaugung stationär, incl. Netzteil, neu

Artikelnr. 1001640



680,00 Euro zzgl. USt.

Narkosegas Absaugung stationär: Leistungsaufnahme 6VA, Absaugleistung 42l/min, Abmessung (ohne Schlauchsystem) B/T/H 290/85/210 mm, Gewicht (ohne Schlauch) 2,5 kg, incl. Netzteil, neu

Narkosegas Absaugung

Artikelnr. 1001641



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

680,00 Euro zzgl. USt.

Narkosegas Absaugung für die Montage in einer Hohl- oder Leichtbauwand: Leistungsaufnahme 6W, Absaugleistung 42l/min, Abmessung B/T/H 300/85/260 mm, Gewicht (ohne Schlauch) 2,5 kg, incl. Netzteil, neu

DRÄGER Narkosegasabluftschlauch

Artikelnr. 1001642



5,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Narkosegasabluftschlauch, Gummispiralschlauch inkl. Bypass für Umgebungsluft (Verhinderung eines Vakuums), Meterware, gebraucht

DRÄGER Norm-Stecker (EN 737) für Narkosegas-Abluftschlauch

Artikelnr. 1001643




45,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Norm-Stecker (EN 737) für Narkosegas-Abluftschlauch, gebraucht

Abluftschlauch, PVC

Artikelnr. 1001644



2,00 Euro zzgl. USt.

Abluftschlauch, PVC, Meterware, neu

Narkotikafilter-Ausrüstung

Artikelnr. 1001645



215,00 Euro zzgl. USt.

Narkotikafilter-Ausrüstung mit 1 Satz (5 Stück) Narkotikafilter, NEU

Kreisteil für Pferde / Großtiere

Artikelnr. 1001646



3.170,00 Euro zzgl. USt.

Großtierkreisteil, Kreisteil für Großtiere, Pferdekreisteil, Kreisteil für Pferde Neugerät (Material: Edelstahl, Kupfer verchromt), komplett mit Atemkalkbehälter, Überdruckventil, Schläuche, Y-Stück, 4 verschiedene Adapter für Tracheotubi, Adapter für Narkosegrundgerät, inklusive Atemwegsdruckmessung, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bes timmt- Hersteller: MATRX

Patientenschläuche für Kreisteil Pferd

Artikelnr. 1001647



125,00 Euro zzgl. USt.

Patientenschläuche Länge: 150cm, Innendurchmesser (am Ansatz) 50mm, für Kreisteil Pferd 1 Paar, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Patientenschlauch Länge: 50cm

Artikelnr. 1001650



55,00 Euro zzgl. USt.

Patientenschlauch Länge: 50cm, Innendurchmesser (am Ansatz) 50mm, für Kreisteil Pferd 1 Stück, neu -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Tubus-Adapter, 1 Satz 4 Stück

Artikelnr. 1001651



240,00 Euro zzgl. USt.

Plastik Tubus-Adapter, 1 Satz (4 Stück) für Plastik Y-Stück, Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Überwurfmutter für Y-Stück

Artikelnr. 1001663



82,00 Euro zzgl. USt.

Überwurfmutter aus Metall für Y-Stück, Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Atembeutel für Kreisteil 15 Liter

Artikelnr. 1001653



135,00 Euro zzgl. USt.

Atembeutel für Kreisteil, 15 Liter, Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Atembeutel für Kreisteil 30 Liter

Artikelnr. 1001654



230,00 Euro zzgl. USt.

Atembeutel für Kreisteil, 30 Liter, Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Überdruckventil für Kreisteil

Artikelnr. 1001655



176,00 Euro zzgl. USt.

Überdruckventil für Kreisteil, Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Y-Stück für Patientenschläuche

Artikelnr. 1001656



168,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück für Patientenschläuche Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Y-Stück aus Metall für Patientenschläuche Pferd

Artikelnr. 1001657



250,00 Euro zzgl. USt.

Y-Stück aus Metall für Patientenschläuche Pferd, mit Luer-Lock (für Anschluß des Narkosegas-Meßgerätes), neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Tubus-Adapter aus Metall 22/25mm

Artikelnr. 1001658



58,00 Euro zzgl. USt.

Tubus-Adapter aus Metall (passend zum Y-Stück aus Metall): Innendurchmesser 22,0mm, Außendurchmesser: 25,0 mm NEU -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Tubus-Adapter aus Metall 26/28mm

Artikelnr. 1001659



68,00 Euro zzgl. USt.

Tubus-Adapter aus Metall (passend zum Y-Stück aus Metall): Innendurchmesser 26,0mm, Außendurchmesser: 28,0 mm NEU -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Tubus-Adapter aus Metall 30/34mm

Artikelnr. 1001660



78,00 Euro zzgl. USt.

Tubus-Adapter aus Metall (passend zum Y-Stück aus Metall): Innendurchmesser 30,0mm, Außendurchmesser: 34,0 mm NEU -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Tubus-Adapter aus Metall 35/38mm

Artikelnr. 1001661



88,00 Euro zzgl. USt.

Tubus-Adapter aus Metall (passend zum Y-Stück aus Metall): Innendurchmesser 35,0 mm, Außendurchmesser: 38,0 mm NEU -
Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

1 Satz Metall-Tubus-Adapter 4 Stk für Metall-Y-Stück Pferd

Artikelnr. 1001652




280,00 Euro zzgl. USt.

1 Satz Metall-Tubus-Adapter (4 Stück) für Metall-Y-Stück, Pferd, Außendurchmesser der Adapter: 22, 26, 30, 35mm, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Abdeckhaube (Dom)

Artikelnr. 1001662



122,00 Euro zzgl. USt.

Abdeckhaube (Dom) für In- und Expirationsventil am Pferdekreisteil, NEU, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Atemkalkbehälter für Kreisteil Pferd

Artikelnr. 1001664



455,00 Euro zzgl. USt.

Atemkalkbehälter für Kreisteil Pferd, neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-