


DRÄGER Wand-Narkosegerät mit Flow-Meter für O₂ und N₂O

Artikelnr. 1001455




1.600,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Wand-Narkosegerät mit Flow-Meter für O₂ und N₂O, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt- ACHTUNG: Das im Bild abgebildete Tragegestell ist nicht im Preis inbegriffen!

Tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 und N2O

Artikelnr. 1001456



1.850,00 Euro zzgl. USt.

Tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 und N2O, zum Einhängen an die Einheisschiene oder zum Abstellen auf die Tischplatte, incl. Edelstahl-Tragegestell, gebraucht -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

Tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 und N2O

Artikelnr. 1002504



1.850,00 Euro zzgl. USt.

Tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O2, AIR und N2O, zum Einhängen an die Einheisschiene oder zum Abstellen auf die Tischplatte, mit O2-Flush, incl. Edelstahl-Tragegestell, gebraucht -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

STEPHAN Portec-GME 3: tragbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001438




1.980,00 Euro zzgl. USt.

STEPHAN Portec-GME 3: tragbares Narkosegerät mit Flow Meter für O₂ und N₂O, O₂ Flush, Aufnahmehalterung für TEC-Vapor (Selectatec), gebraucht

DRÄGER Trajan Narkosegerät

Artikelnr. 1001458



1.600,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Trajan Narkosegerät, platzsparendes Narkosegerät zur Wandmontage (fest oder veränderlich mittels Schnellhalterung), gebrauch, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Trajan 800 Narkosegerät

Artikelnr. 1001459




1.980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Trajan 800 Narkosegerät, platzsparendes Narkosegerät zur Wandmontage (fest oder veränderlich mittels Schnellhalterung), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Trajan 808 Narkosegerät

Artikelnr. 1001460




2.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Trajan 808 Narkosegerät, platzsparendes Narkosegerät zur Wandmontage (fest oder veränderlich mittels Schnellhalterung), gebraucht

DRÄGER Trajan 808 ORC

Artikelnr. 1001461



3.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Trajan 808 ORC: Platzsparendes Narkosegerät zur Wandmontage (fest oder veränderlich mittels Schnellhalterung), gebraucht

DRÄGER Trajan 808 ORC für drei Gase

Artikelnr. 1001462




3.400,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Trajan 808 ORC für drei Gase (O₂, Luft, N₂O): Platzsparendes Narkosegerät zur Wandmontage (fest oder veränderlich mittels Schnellhalterung), die FlowRöhre für Luft ist auf dem Foto nicht dargestellt, gebraucht

Schnell-Halterung für Narkosegerät Trajan

Artikelnr. 1001463




76,00 Euro zzgl. USt.

Schnell-Halterung für Narkosegerät Trajan (alle Modelle) zur Befestigung an der Wand, neu

Schnell-Halterung für Narkosegerät Trajan

Artikelnr. 1001464




198,00 Euro zzgl. USt.

Schnell-Halterung für Narkosegerät Trajan (alle Modelle) zur Befestigung an einer Einheitsschiene, neu

Tragegestell für Wandnarkosegeräte

Artikelnr. 1001465



230,00 Euro zzgl. USt.

Tragegestell (Edelstahl) für Wandnarkosegeräte und Trajan, mit diesem Tragegestell wird aus einem Wandnarkosegerät oder Trajan eine tragbares Narkosegerät, neu

DRÄGER Sulla einfaches, fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001469



1.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla einfaches, robustes, fahrbares Narkosegerät, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Tiberius

Artikelnr. 1001468



1.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Tiberius, einfaches, robustes Narkosegerät mit 2 Flaschehalterungen und Schubladenblock, O2-Flush, gebraucht

ALLE NARKOSEGERÄTE

Artikelnr. 1001470



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro zzgl. USt.

ALLE NARKOSEGERÄTE MIT DEN ZUSÄTZEN 19, 800 UND 808 VERFÜGEN ÜBER EINEN O₂-FLUSH (SAUERSTOFFDUSCHE), O₂-MANGEL-SIGNAL UND LACHGASSPERRE (BEI UNTERBRECHUNG DER O₂-ZUFUHR ERTÖNT EIN SIGNALTON UND DIE N₂O-ZUFUHR WIRD AUTOMATISCH GESTOPPT)

DIE MODELLE

Artikelnr. 1001471



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro zzgl. USt.

DIE MODELLE SULLA 19, ROMULUS 19 UND TIBERIUS 19 SIND NARKOSETECHNISCH IDENTISCH. SIE UNTERSCHIEDEN SICH LEDIGLICH IN ÄUSSERLICHKEITEN (S. BILDER)

DRÄGER Sulla 19 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001472



1.980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 19 fahrbares Narkosegerät, mit Flaschenhalterung, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Romulus 19 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001473



1.750,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Romulus 19 fahrbares Narkosegerät mit Schubladen und Schreibplatte, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Romulus 800 V fahrbares

Artikelnr. 1000761



2.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Romulus 800 V fahrbares Narkosegerät mit Flaschenhalterung und Schublade, Ventilator, Fahrgestell mit Schubladenblock und Schreibplatte, geb., -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Tiberius 19 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001474



1.750,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Tiberius 19 fahrbares Narkosegerät mit Schublade und Schreibplatte, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

DRÄGER Romulus 800 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1000760



2.100,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Romulus 800 fahrbares Narkosegerät mit Flaschenhalterung, gebr.

Narkosegerät für Pferde (Pferdenarkosegerät)

Artikelnr. 1001475



8.900,00 Euro zzgl. USt.

Narkosegerät für Pferde (Pferdenarkosegerät), Narkosegerät für Großtiere (Großtierenarkosegerät) KOMPLETTPREIS, unser Narkosegerät mit Beatmung setzt sich zusammen aus: 1. Grundgerät: DRÄGER, Romulus 19 oder Tiberius 19, incl. Isofluran-Vapor und Kreisteil für Kleintiere und Fohlen, - , 2. Kreisteil für Pferde NEU (s. -> Narkose -> Kreisteile) 3. Pferdebeatmer DR.MÜLLER EUR (s. -> Narkose -> Beatmung), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt- *

Narkosegerät für Pferde (Pferdenarkosegerät)

Artikelnr. 1001476



9.900,00 Euro zzgl. USt.

Narkosegerät für Pferde (Pferdenarkosegerät), Narkosegerät für Großtiere (Großtiernarkosegerät) KOMPLETTPREIS, unser Narkosegerät mit Beatmung bestehend aus: 1. Grundgerät: DRÄGER SA2 (fahrb.Narkosegerät mit FlowMeter für O2, N2O, CO2, Air, mitSchubladenbock und Flaschenh.u. Vapor-Wechselhalterung f. 2 Vapore) incl. Isofluran-Vapor u.Kreisteil f. Kleintiere, 2. Kreisteil f.Pferde NEU, 3. Pferdebeatmer DR.MÜLLER, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

Veterinär-Narkosegerät aus DRÄGER-Bauteilen

Artikelnr. 1001467



2.100,00 Euro zzgl. USt.

Veterinär-Narkosegerät aus DRÄGER-Bauteilen, fahrbar mit Flaschenhalterung, Oberfläche z. T. aus Edelstahl, Low-Flow-Technik, gebraucht- Dieser Artikel ist nur für die Veterinärmedizin bestimmt -*

DRÄGER Sulla 800 V Narkosegerät mit Fahrgestell

Artikelnr. 1001453



3.100,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 800 V Narkosegerät, Ventillog, Fahrgestell mit Schubladenblock und Schreibplatte, gebraucht

DRÄGER Sulla 800 V Narkosegerät mit Beatmung

Artikelnr. 1001452



2.450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 800 V Narkosegerät mit Beatmung, mit Wandhalterung und Schublade, ohne Fahrgestell, gebraucht

DRÄGER Sulla 808 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001451



2.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 808 fahrbares Narkosegerät mit Flaschenhalterung, gebraucht

DRÄGER Sulla 808 V fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001449



3.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 808 V fahrbares Narkosegerät, mit Flaschenhalterung und Schublade, mit Beatmungsgerät Ventilog 2, gebraucht

DRÄGER Sulla 808 V blaues Modell, Narkosegerät

Artikelnr. 1001450



4.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 808 V blaues Modell, Narkosegerät auf Original-Fahrgestell, mit Schubladenblock, Schreibplatte und Flaschenhalterung, incl. Ventillog 2, gebraucht

DRÄGER Sulla 909V Narkosegerät

Artikelnr. 1000735



5.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sulla 909V Narkosegerät, blaues Modell, Ventillog 2, ORC, Fahrgestell, mit Flaschenhalterung, Schubladenblock und Schreibplatte, gebr.

DRÄGER SA2 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001447



2.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER SA2, fahrbares Narkosegerät mit FlowMeter für O₂, N₂O, Air und CO₂, geeignet für zentrale Gasversorgung und/oder Flaschenbetrieb, mit Atemsystem für den Betrieb im halboffenen oder halbgeschlossenen System., mit Vapor-Wechselhalterung für 2 Vaporen, auf gebremstem Fahrgestell mit 2 Schubladen und Flaschenhalterung für zwei Flaschen, mit O₂ Flush, gebraucht

DRÄGER SA2 mit Ventilator RA2S Narkosegerät m. Beatmung.

Artikelnr. 1001448



5.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER SA2 mit Ventilator RA2S, fahrbares Narkosegerät mit elektrischem Beatmungsgerät (keine Druckluft nötig), für die Beatmung von Patienten ab 5kg Körpergewicht, FlowMeter für O₂, N₂O, Air und CO₂, geeignet für zentrale Gasversorgung und/oder Flaschenbetrieb, mit Atemsystem für den Betrieb im halboffenen oder halbgeschlossenen System, gebraucht

DRÄGER Cato fahrbarer Anästhesiearbeitsplatz

Artikelnr. 1001444



5.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Cato, fahrbarer Anästhesiearbeitsplatz für automatische Beatmung (IPPV), synchronisierte, intermittierende, mandatorische Beatmung (SIMV), manuelle Beatmung, Spontanatmung. Überwachungsfunktionen: Druck, Flow, O₂-Konz., CO₂, N₂O, Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane, automatische Anpassung der Alarmpgrenzen für die automatische Beatmung IPPV. Sehr guter Zustand, Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O₂, gebraucht

DRÄGER Cato fahrbarer Anästhesiearbeitsplatz

Artikelnr. 1002275



5.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Cato, fahrbarer Anästhesiearbeitsplatz für automatische Beatmung (IPPV), synchronisierte, intermittierende, mandatorische Beatmung (SIMV), manuelle Beatmung, Spontanatmung. Überwachungsfunktionen: Druck, Flow, O₂-Konz., CO₂, N₂O, Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desflurane, automatische Anpassung der Alarmgrenzen für die automatische Beatmung IPPV. Sehr guter Zustand, Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O₂, mit DRÄGER PM 8040 und Modulbox (EKG, SpO₂, NIBP, PRESS, Temp), gebraucht

DRÄGER Cicero B: Narkosegerät für Inhalationsnarkosen

Artikelnr. 1002152



4.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Cicero B: Narkosegerät für Inhalationsnarkosen im halbgeschlossenem bzw. nahezu geschlossenem System bei Low Flow - Technik. Mit automatischer Beatmung IPPV, synchr. intermittierender mandatorischer Beatmung SIMV, manueller Beatmung und Spontanatmung mit PM 8014 (EKG, Pulsoxymetrie, NIBP, PRESS) und Atemwegsmonitor PM 8030 (DESFLURAN, ENFLURAN, ISOFLURAN, ispirat. O₂ - Konz., expiratorisches Atemvolumen, Atemwegsdruck), Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O₂, gebraucht

DRÄGER Cicero B: Narkosegerät für Inhalationsnarkosen

Artikelnr. 1002151

**5.900,00 Euro** zzgl. USt.

DRÄGER Cicero B: Narkosegerät für Inhalationsnarkosen im halbgeschlossenem bzw. nahezu geschlossenem System bei Low Flow - Technik. Mit automatischer Beatmung IPPV, synchr. intermittierender mandatorischer Beatmung SIMV, manueller Beatmung und Spontanatmung mit Farbmonitor PM 8060 (EKG, Pulsoxymetrie, Capnographie, NIBP, PRESS, N2O und Narkosemittelkonz. im Atemgas: HALOTHAN, ENFLURAN, SEVOFLURAN, ISOFLURAN, DESFLURAN, inspirat. O2 - Konz., expiratorisches Atemvolumen, Atemwegsdruck), incl. Parameter-Box, Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O2, gebraucht

DRÄGER Cicero B o. Fahrgestell jedoch mit Rollen

Artikelnr. 1002153



4.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Cicero B ohne Fahrgestell, jedoch mit Rollen: Narkosegerät mit Beatmung, IPPV, SIMV, PCV, manuelle Beatmung (MAN), Spontanatmung (SPONT), automatische Narkosemittelerkennung, PM 8060 Monitor (polychrom) für Atemwegsdruck u. -temperatur, Inspiratorische O₂-Konzentration, expiratorisches Atemvolumen, Patienten-Compliance, CO₂- u. Anästhesiemittelkonzentration, Frischgas-Bilanz (Halothan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran), EKG, iBP, NIBP, Körpertemperatur, SpO₂, Pulsfrequenz, Plethysmogramm, mit Parameterbox, Humanmedizin: nur als Deckengerät zugelassen, Tiermedizin: Gerät kann mit dem abgebildeten Fahrgestell betrieben werden, technisch und optisch sehr guter Zustand, Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O₂, gebraucht

DRÄGER Cicero EM Narkosegerät

Artikelnr. 1001446



7.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Cicero EM Narkosegerät mit Beatmung, IPPV, SIMV, PCV, manuelle Beatmung (MAN), Spontanatmung (SPONT), automatische Narkosemittelerkennung, Monitor PM 8060 (mit Modulbox) für Atemwegsdruck u. -temperatur, Inspiratorische O₂-Konzentration, expiratorisches Atemvolumen, Patienten-Compliance, CO₂- u. Anästhesiemittelkonzentration, Frischgas-Bilanz (Halothan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran), EKG, iBP, NIBP, Körpertemperatur, SpO₂, Pulsfrequenz, Plethysmogramm, Antriebsgasverbrauch für die Beatmung: 2l/min Air oder O₂, gebraucht

DRÄGER Julian plus fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz

Artikelnr. 1000733



9.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Julian plus fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz, bestehend aus Bellows-in-Bottle-Ventilator, elektronisch gesteuert und druckbetrieben (Gasverbrauch = AMV + 1L/min AIR oder O₂), Atemvolumina von 50ml-1400ml u. für druckbegrenzte Beatmung (PCV). Elektronische Gasdosierung für O₂, N₂O u. Air. Sicherheitseinrichtung: Ausfall-Alarmierung f. O₂, N₂O, Air, Lachgassperre, Oxygen-Ratio-Controller, Überw. von CO₂ und der Anästhetika Halo., Enfl., Isofl., Sevofl. u. Desfl. mit automatischer Anästhesiegas-Identifikation, gebr.

DRÄGER Julian fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz

Artikelnr. 1000734



9.980,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Julian fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz, mit PM8060 Vitara, bestehend aus Bellows-in-Bottle-Ventilator elektronisch gesteuert und druckbetrieben (Gasverbrauch = AMV + 1L/min AIR oder O₂), Atemvolumina von 50ml-1400ml u. für druckbegrenzte Beatmung (PCV). Elektronische Gasdosierung für O₂, N₂O u. Air. Sicherheitseinrichtung: Ausfall-Alarmierung f. O₂, N₂O, Air, Lachgassperre, Oxygen-Ratio-Controller, Überwachung von CO₂ und der volatilen Anästhetika Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane u. Desflurane mit automatischer Anästhesiegas-Identifikation, gebr. *

DRÄGER Julian plus Deckengerät Anästhesie-Arbeitsplatz

Artikelnr. 1002361



5.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Julian plus, Anästhesie-Arbeitsplatz. Bestehend aus Bellows-in-Bottle-Ventilator, elektronisch gesteuert und druckbetrieben (Gasverbrauch = AMV + 1L/min AIR oder O₂), Atemvolumina von 50ml-1400ml u. für druckbegrenzte Beatmung (PCV). Elektronische Gasdosierung für O₂, N₂O u. Air. Sicherheitseinrichtung: Ausfall-Alarmierung f. O₂, N₂O, Air, Lachgassperre, Oxygen-Ratio-Controller, Überw. von CO₂ und der Anästhetika Halo., Enfl., Isofl., Sevofl. u. Desfl. mit automatischer Anästhesiegas-Identifikation, Humanmedizin: nur als Deckengerät zugelassen, Tiermedizin: Gerät kann mit dem abgebildeten Fahrgestell betrieben werden, gebraucht

DRÄGER Fabius: Fahrbares Narkosegerät mit FlowMeter

Artikelnr. 1002554



3.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Fabius: Fahrbares Narkosegerät mit FlowMeter für O₂, Air und N₂O, Doppelhalterung für Vapor, Schubladenblock, gebraucht

DRÄGER Fabius GS, Baujahr 2002 Narkosearbeitsplatz

Artikelnr. 1000727



11.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Fabius GS, Baujahr 2002 Narkosearbeitsplatz mit elektronisch gesteuertem und angetriebenem Ventilator, Netzausfallsicherung für 45 Minuten Akkubetrieb. Beatmungsmodi: manuell, spontan, IPPV, PCV, PS. Maße: Breite: 89,5cm x Höhe: 130cm x Tiefe: 82cm, elektronische Messung des Frischgasflows, mit halbgeschlossenem Atemsystem COSNY, integriertes Monitoring: insp. O₂-Konz., Beatm.-Frequenz, Tidalvolumen, AMV, mittlerer und Plateau-Druck, Atemdruckspitzen und PEEP, Frischgasflow, gebraucht *

DRÄGER Primus: Fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz ohne S/5

Artikelnr. 1002451



14.500,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Primus: Fahrbarer Anästhesie-Arbeitsplatz mit E-Vent Plus, elektronischer Gasmischung, elektronischem Ventilator, beheiztem Patientensystem, offenem Plattform-Konzept und umfangreichen Schnittstellen für moderne Datenkommunikation. Frischgasflow 0 - 18 l/min, ORC - Funktion, Betriebsmodi: man., spontan, IPPV, PCV, SIMV, Hubvolumen 20 - 1400 ml, Tidalvol. 1 - 1400 ml, Atemfrequ. 3 - 80/min, Monitoring: O₂, N₂O, CO₂, Hal., Enfl., Isofl., Sevofl., Desfl., MV und VT, Atemfrequenz, Spitzendruck, Plateaudruck, mittl. Druck, PEEP. Maße: H 137 x B 80 x T 80, Gewicht 115 kg. Der abgebildete Monitor DATEX S/5 ist im Preis nicht inbegriffen, gebraucht

DRÄGER Titus A: tragbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001439



3.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Titus A: tragbares Narkosegerät, mit festem Vapor-Anschluß, O₂-Flush, O₂-Mangelsignal und Lachgassperre, dieses Gerät ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und kann sowohl auf ebener Fläche abgestellt, als auch an einer Einheitsschiene eingehängt werden, gebrauch ht*

DRÄGER Titus Narkosegerät

Artikelnr. 1001440



4.900,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Titus, Narkosegerät mit Vaporwechselhalterung, O₂-Flush, O₂-Mangelsignal und Lachgassperre, dieses Gerät ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und kann sowohl auf ebener Fläche abgestellt, als auch an einer Einheitsschiene eingehängt werden, gebraucht

DRÄGER Titus Narkosegerät

Artikelnr. 1002321



5.700,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Titus, NMR-fähig, Narkosegerät mit Vaporwechselhalterung, O₂-Flush, O₂-Mangelsignal und Lachgassperre, dieses Gerät ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert und kann sowohl auf ebener Fläche abgestellt, als auch an einer Einheitsschiene eingehängt werden, gebraucht *

DRÄGER Titus NMR-fähig Komplettgerät mit Kreisteil

Artikelnr. 1002473



13.800,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Titus NMR-fähig, Komplettgerät mit Kreisteil, Ventillog 2, PM 8050 NMR und Fahrgestell mit Flaschenhalterung und Schublade, gebraucht

VÖLKER Narcoquip 2 fahrbares Narkosegerät

Artikelnr. 1001479



1.980,00 Euro zzgl. USt.

VÖLKER Narcoquip 2: Fahrbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 und N2O, DRÄGER Vapor 19.3, O2-Flush und Flaschenhaltern für 2 Stück 10 Liter Flaschen, mit Schublade, sehr gut erhalten, gebraucht

SIEMENS Servo 900D: Anästhesie - Beatmer

Artikelnr. 1001478



1.600,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS Servo 900D: Anästhesie - Beatmer komplett mit O2-Mischer, Vapor für Halothan, Kreissystem und Schläuchen, auf Wunsch auch Isofluran, Enfluran oder Sevofluran, gebraucht