

BLEASE Sevoflurane Vapor für Selectatec-Halterung

Artikelnr. 1002759



690,00 Euro zzgl. USt.

BLEASE Sevoflurane Vapor mit Quick Fill Vorrichtung, für Selectatec-Halterung, gebraucht

BLEASE Sevoflurane Vapor für DRÄGER-Halterung

Artikelnr. 1002760



690,00 Euro zzgl. USt.

BLEASE Sevoflurane Vapor mit Quick Fill Vorrichtung, für DRÄGER-Halterung, gebraucht

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran umgewidmet

Artikelnr. 1000775



410,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran (umgewidmeter Halothan- oder Enfluran-Vapor), gebr., -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt- Mit offener Einfüllvorrichtung (für diese Vaporen wird kein Sicherheits-Einfüllstutzen ben ötigt)

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran umgewidmet

Artikelnr. 1001481



580,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran (umgewidmeter Halothan- oder Enfluran-Vapor), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran

Artikelnr. 1001482



780,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 für Isofluran (Original DRÄGER Isofluran-Vapor), gebraucht

DRÄGER Vapor 19.3 für Halothan

Artikelnr. 1001484



580,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 für Halothan, gebraucht

DRÄGER Vapor 2000 Isoflurane

Artikelnr. 1001483



1.350,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000, Isoflurane, mit Sicherheits-Einfüllvorrichtung, gebraucht

DRÄGER Vapor 2000 Isoflurane (umgewidmeter Halothan- Vapor)

Artikelnr. 1002524



850,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000, Isoflurane, mit Sicherheits-Einfüllvorrichtung, (umgewidmeter Halothan- Vapor), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

DRÄGER Vapor 2000 Halothane

Artikelnr. 1001485



1.100,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000, Halothane, mit Sicherheits-Einfüllvorrichtung, neuwertig

DRÄGER Vapor 19.3 für Sevofluran umgewid. Enfl-Vap.

Artikelnr. 1001486



540,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 für Sevofluran (umgewidmeter Enfluran-Vapor), gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

DRÄGER Vapor 19.3 Sevoflurane

Artikelnr. 1001488



1.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 19.3 Sevoflurane, mit Quick Fill System, gebraucht

DRÄGER Vapor 2000, Sevoflurane

Artikelnr. 1001489



1.700,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000, Sevoflurane, mit Quick Fill System, gebraucht

DRÄGER Vapor 2000 für Sevoflurane

Artikelnr. 1001490



1.200,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000 für Sevoflurane, zum Befüllen dieses Vapors ist ein Sicherheits-Einfüllstutzen (EUR 120,-) erforderlich, gebraucht

DRÄGER Vapor 2000, Enflurane

Artikelnr. 1000771



850,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor 2000, Enflurane, mit Sicherheits-Einfüllvorrichtung, neuwertig

DRÄGER Vapor für Desflurane

Artikelnr. 1001491



890,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor für Desflurane, mit integrierter Heizung, neu

Vaporumrüstung 19.1/19.3 auf Isofluran

Artikelnr. 1001492



298,00 Euro zzgl. USt.

Vaporumrüstung 19.1/19.3 auf Isofluran, Überprüfung Ihres Vapors mit anschließender Umrüstung auf Isofluran, gebraucht, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt- abgebildet sind ein Original Halothan-Vapor und ein umgerüsteter Vapor

Technische Überprüfung Ihres Vapors

Artikelnr. 1001493




Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

90,00 Euro zzgl. USt.

Technische Überprüfung Ihres Vapors - alle Hersteller (Halothan, Enfluran, Isofluran, Desfluran oder Sevofluran) mit Prüfung auf Dichtigkeit und korrekte Leistung

DRÄGER Dichtplatte für Vapor-Einfüllvorrichtung

Artikelnr. 1001494



129,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Dichtplatte für Vapor-Einfüllvorrichtung NEU - Dieser Artikel kann nur NEU angeboten werden -

Vapor-Standhalterung (fest)

Artikelnr. 1002405




275,00 Euro zzgl. USt.

Vapor-Standhalterung (fest): Dieser Artikel dient dazu einen DRÄGER Vapor als Standgerät separat vom Narkosegerät zu betreiben, NEU -Dieser Artikel ist ausschließlich für die Veterinär-Medizin bestimmt-

DRÄGER Vapor-Aufnahmehalterung

Artikelnr. 1001495



480,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor-Aufnahmehalterung (Stecksystem), gebraucht Neupreis 1400,00EUR

DRÄGER Vaporhalterung (Steckadapter)

Artikelnr. 1001496



48,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vaporhalterung (Steckadapter), gebraucht

DRÄGER-VAPOR-Aufnahmehalterung (Stecksystem) für zwei Vaporen

Artikelnr. 1002269




450,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER-VAPOR-Aufnahmehalterung (Stecksystem) für zwei Vaporen (umschaltbar), gebraucht

DRÄGER Vapor-Aufnahmehalterung (fest) für 2 Vapore

Artikelnr. 1002270



280,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor-Aufnahmehalterung (fest) für 2 Vapore (umschaltbar), gebraucht

Vapor-Aufnahmehalterung (fest)

Artikelnr. 1001497



163,00 Euro zzgl. USt.

Vapor-Aufnahmehalterung (fest), neu - Dieser Artikel ist nur für die Veterinärmedizin bestimmt -

DRÄGER Vapor-Parkhalterung

Artikelnr. 1001499




49,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Vapor-Parkhalterung, gebraucht

Aufnahmehalterung für Vapore mit SELECTATEC -Halterung

Artikelnr. 1001498



380,00 Euro zzgl. USt.

Aufnahmehalterung für Vapore mit SELECTATEC -Halterung incl. Anschlüssen für CAGE MOUNT -System, neu!!

Metall-Adapterblock

Artikelnr. 1001515



145,00 Euro zzgl. USt.

Metall-Adapterblock. Mit diesem Adapter können DRÄGER-Vapore auf TEC-Systeme adaptiert werden,neu, -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin bestimmt-

OHMEDA Tec 3 Vapor für Isofluran

Artikelnr. 1001500



450,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Tec 3 Vapor für Isofluran, mit Selecta-Tec-Wechselhalterung, gebraucht

OHMEDA Tec 3 Vapor für Isofluran

Artikelnr. 1001501



450,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Tec 3 Vapor für Isofluran, mit CageMount Halterung, gebraucht

OHMEDA Tec 3 Vapor, für Isofluran

Artikelnr. 1001502



1.250,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Tec 3 Vapor, für Isofluran, mit CageMount Montage und Sicherheits-Einfüllvorrichtung (auf Wunsch auch mit Selecta-Tec-Wechselhalterung), NEU

OHMEDA Tec 3 Vapor, für Sevofluran

Artikelnr. 1001503



1.250,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Tec 3 Vapor, für Sevofluran, mit CageMount Montage und Sicherheits-Einfüllvorrichtung (auf Wunsch auch mit Selecta-Tec-Wechselhalterung), NEU

OHMEDA Vapor Tec 4 Halothan / Enfluran /Isofluran

Artikelnr. 1001504



550,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 4, für Isofluran , mit Schnellverschluß, gebraucht

OHMEDA Vapor Tec 4 für Isofluran - umgerüstet

Artikelnr. 1001505



450,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 4 für Isofluran (umgerüsteter Halothan Vapor, dieser Artikel ist nur für die Veterinärmedizin zugelassen),
gebraucht,

OHMEDA Vapor Tec 5 Halothan / Enfluran /Isofluran

Artikelnr. 1001506



550,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 5, für Isofluran, gebraucht

OHMEDA Vapor Tec 5, für Sevofluran

Artikelnr. 1001507



690,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 5, für Sevofluran, mit Quick Fill Vorrichtung, gebraucht

OHMEDA Tec 6 Desflurane Vapor

Artikelnr. 1001508



590,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Tec 6 Desflurane Vapor, guter Zustand, ge braucht

OHMEDA Vapor Tec 7, für Enfluran

Artikelnr. 1001509



680,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 7, für Enfluran, mit Quick Fill Vorrichtung, neuwertig

OHMEDA Vapor Tec 7, für Isofluran

Artikelnr. 1002690



780,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 7, für Isofluran, mit Quick Fill Vorrichtung, neuwertig

OHMEDA Vapor Tec 7, für Sevofluran

Artikelnr. 1002806



980,00 Euro zzgl. USt.

OHMEDA Vapor Tec 7, für Sevofluran, mit Schnellverschluß, neuwertig

SIEMENS VAPOR für Sevoflurane

Artikelnr. 1001510



580,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS VAPOR für Sevoflurane, gebraucht

SIEMENS VAPOR für Halothane

Artikelnr. 1001511



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

280,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS VAPOR für Halothane, gebraucht

SIEMENS VAPOR für Isoflurane

Artikelnr. 1001512



380,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS VAPOR für Isoflurane, gebraucht

SIEMENS VAPOR für Enflurane

Artikelnr. 1001513



180,00 Euro zzgl. USt.

SIEMENS VAPOR für Enflurane, gebraucht

HEYER PENLON Sigma Elite Halothan Vapor

Artikelnr. 1001514




390,00 Euro zzgl. USt.

HEYER PENLON Sigma Elite Halothan Vapor mit Schnellverschluss, gebraucht

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Isofluran

Artikelnr. 1001516



89,00 Euro zzgl. USt.

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Isofluran, neu

DRÄGER Sicherheits einfüllstutzen für Isofluran

Artikelnr. 1001517




160,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sicherheitseinfüllstutzen für Isofluran, Material: Metall, neu

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Halothan

Artikelnr. 1001518



45,00 Euro zzgl. USt.

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Halothan, gebraucht

DRÄGER Sicherheits- Einfüllstutzen für Halothan

Artikelnr. 1001519



127,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sicherheits-Einfüllstutzen für Halothan, Material: Metall, gebraucht

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Enfluran

Artikelnr. 1001520



89,00 Euro zzgl. USt.

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Enfluran, neu

DRÄGER Sicherheits- Einfüllstutzen für Enfluran

Artikelnr. 1001521




127,00 Euro zzgl. USt.

DRÄGER Sicherheits-Einfüllstutzen für Enfluran, Material: Metall, gebraucht

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Sevofluran

Artikelnr. 1001522



120,00 Euro zzgl. USt.

Sicherheitseinfüllstutzen (Kunststoff) für Sevofluran, mit Spezial-Adapter für Abbot Flasche mit QuickFill System, neu