

Bronchoskope für Pferde:

Artikelnr. 1002037



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro zzgl. USt.

Bronchoskope für Pferde: Alle Koloskope mit einer Länge von 168cm sind als Bronchoskope für Pferde geeignet.

OLYMPUS BF P20D: Flexibles Fiber Bronchoskop

Artikelnr. 1002793




2.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF P20D: Flexibles Fiber Bronchoskop, sehr guter Zustand, 13 Faserbrüche, Durchmesser: 4,5 mm, Länge 55 cm,gebraucht

OLYMPUS BF-P20D Flexibles Fiber-Bronchoskop

Artikelnr. 1003033




3.450,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P20D: Flexibles Fiber-Bronchoskop Durch 5,9 mm, L 55 cm, 2 Faserbrüche, guter Zustand

**OLYMPUS BF-1T20**

Artikelnr. 1002038



**2.300,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS BF-1 T20, guter Zustand, 12 Faserbrüche, L: 55cm, Durchmesser: 5,5mm, gebraucht

OLYMPUS BF-30: Flexibles Fiber Endoskop, keine Faserbrü

Artikelnr. 1002041




3.400,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-30: Flexibles Fiber Endoskop, Durchmesser: 6mm, Länge: 55cm, guter Zustand, keine Faserbrüche, gebraucht

Olympus BF-30: Flexibles Fiber Bronchoskop, sehr guter Zustand

Artikelnr. 1002796




3.400,00 Euro zzgl. USt.

Olympus BF-30: Flexibles Fiber Bronchoskop, Durchmesser 6mm, Länge 55 cm, sehr guter Zustand, keine Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS BF-40: Flexibles Fiber Bronchoskop, 1 Faserbruch

Artikelnr. 1002794




3.980,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-40: Flexibles Fiber Bronchoskop, Durchmesser : 6mm, Länge : 55 cm, guter Zustand, 1 Faserbruch, gebraucht

**OLYMPUS BF-40 Flexibles Fiber Bronchoskop**

Artikelnr. 1003035




**3.200,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS BF-40: Flexibles Fiber Bronchoskop, Durchmesser : 6mm, Länge : 55 cm, guter Zustand, 6 Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS BF-P40 flexibles Fiber Endoskop

Artikelnr. 1002319



3.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P40: Flexibles Fiber Endoskop Duchm. 5,0mm, Länge 55 cm, guter Zustand, keine Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS BF-200: Video-Bronchoskop

Artikelnr. 1002774



2.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-200: Video-Bronchoskop, Länge 55 cm, Durchm. 5,3 mm, guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS BF-P200 Video-Bronchoskop**

Artikelnr. 1000402




**2.800,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P200, Video-Bronchoskop, guter Zustand L: 55 cm, Durchmesser 4,8 mm, gebr.

OLYMPUS BF-240: Video-Bronchoskop

Artikelnr. 1002991



2.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-240: Video-Bronchoskop, Durchmesser 5,5mm, Länge 55cm, gebraucht

**OLYMPUS BF-1T240**

Artikelnr. 1002987



**3.200,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS BF-1T 240 Faserbrüchle, L 55 cm, Durchmesser 6,2 mm, sehr guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS BF-P240 Flexibles Video-Bronchoskop

Artikelnr. 1003034



3.600,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P240: Flexibles Video-Bronchoskop Durch 4,8 mm, L 55 cm, sehr guter Zustand

**OLYMPUS CYF-2: Fiber-Cystoskop**

Artikelnr. 1002075



**2.600,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS CYF-2: Fiber-Cystoskop, Länge 37 cm, Durchmesser 5,2 mm, keine Faserbrüche, gebraucht

**OLYMPUS CYF-3: Fiber-Cystoskop**

Artikelnr. 1002596




**3.400,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS CYF-3: Fiber-Cystoskop, Länge 37 cm, Durchmesser 5,2 mm , keine Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS JF1-T20, sehr guter

Artikelnr. 1002637



1.500,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS JF-1T20, sehr guter Zustand, 2 Faserbrüche, L: 124 cm, Ø: 10,5 mm, gebr.

OLYMPUS TJF-M20 Fiber Duodenoskop, 0 Faserbr.

Artikelnr. 1002697




2.300,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS TJF-M20: Fiber Duodenoskop, Durchmesser 13mm, Länge 124 cm, Seitblick 90°, sehr guter Zustand, 0 Faserbrüche, gebraucht, therapeutisches mother scope!

**OLYMPUS JF-1T40, ohne Faserbrühe**

Artikelnr. 1002056



**2.100,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS JF-1T40, sehr guter Zustand, o. Faserbrühe, Länge: 124cm, Durchmesser: 10,5mm, gebraucht

OLYMPUS TJF-100 Video-Duodenoskop

Artikelnr. 1002530



1.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS TJF-100: Video-Duodenoskop, Durchmesser 12,5mm, L 125 cm, Durchmesser Arbeitskanal 4,2mm, guter Zustand

OLYMPUS JF-200 flexibles Endoskop

Artikelnr. 1002057



2.300,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS JF-200, guter Zustand, Länge: 125 cm, Ø: 11,5 mm, gebraucht

OLYMPUS TJF-240 Video-Duodenoskop

Artikelnr. 1002532




2.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS TJF-240: Video-Duodenoskop, Durchmesser 12,5mm, L 125 cm, Durchmesser Arbeitskanal 4,2mm, sehr guter Zustand

**POLYDIAGNOST, Arbeits- und Spülkanal**

Artikelnr. 1002085



**3.500,00 Euro** zzgl. USt.

POLYDIAGNOST, Arbeits- und Spülkanal, abwinkelbar in 1 Richtung, L: 180 cm, Durchm: 3 mm , neu

MEDI SECUR MED-1.0/100 flex. Einmal-Micro-Endoskop

Artikelnr. 1002088




180,00 Euro zzgl. USt.

MEDI SECUR MED-1.0/100 flexibles Einmal-Micro-Endoskop, Ø: 1mm, Einföhrlänge: 1.000mm, Bildpunkte 10.000, unbenutzt, neuwertig, Alle Einmal-Endoskope benötigen zum Betrieb ein Okular (Art-Nr.1002100 und 1002101 zum Preis von 480,00 EUR) - Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt -

MEDI SECUR MED-0,5/120 flex. Einmal-Micro-Endoskop

Artikelnr. 1002089



180,00 Euro zzgl. USt.

MEDI SECUR MED-0,5/120 flexibles Einmal-Micro-Endoskop, Ø: 0,5mm, Einföhrlänge: 1.200mm, Bildpunkte 3.000, unbenutzt, neuwertig, Alle Einmal-Endoskope benötigen zum Betrieb ein Okular (Art-Nr. 1002100 und 1002101 zum Preis von 480,00 EUR) - Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt -

EMP f5 Okular für MCA-Endoskope

Artikelnr. 1002100



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

480,00 Euro zzgl. USt.

EMP f5 Okular für MCA-Endoskope

EMP f8 Okular für MCA-Endoskope

Artikelnr. 1002101



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

480,00 Euro zzgl. USt.

EMP f8 Okular für MCA-Endoskope

OLYMPUS Lichtadapter

Artikelnr. 1002102



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

50,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS Lichtadapter - für OLYMPUS-Systeme

WOLF Lichtadapter

Artikelnr. 1002103



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

50,00 Euro zzgl. USt.

WOLF Lichtadapter - für WOLF-Systeme

STORZ Lichtadapter

Artikelnr. 1002104



Dr. Wilfried Müller GmbH  
Gebrauchte medizinische Geräte

50,00 Euro zzgl. USt.

STORZ Lichtadapter - für STORZ-Systeme

OLYMPUS GIF-PQ20, guter Zustand , 0 Faserbrüche

Artikelnr. 1000421




3.400,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-PQ 20, guter Zustand, 0 Faserbrüche, L: 105 cm, Ø: 9 mm gebraucht

OLYMPUS GIF-XQ20: Länge 105cm DM 9,8mm, o. Faserbrüche

Artikelnr. 1002444




3.200,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-XQ20: Länge 105cm, Durchmesser 9,8mm, o. Faserbrüche, guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS GIF-1T20**

Artikelnr. 1000425



**2.900,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-1T20, Durchmesser: 12,7mm, Länge: 105cm, Durchmesser Biopsiekanal 3,7mm, guter Zustand, 0 Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS GIF-XP20 Fiber Gastroskop,0 Faserbrüche

Artikelnr. 1002931



3.600,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-XP20: Fiber-Gastroskop, Durchmesser 7,9 mm, Länge: 105 cm, guter Zustand, 0 Faserbrüche, gebraucht

**OLYMPUS GIF-Q30 4 Faserbrüche**

Artikelnr. 1002598



**3.200,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-Q30, guter Zustand, 4 Faserbrüche, Länge: 105cm, Durchmesser: 11mm, gebraucht

OLYMPUS GIF-XQ30: Länge 105cm DM 9,8mm,ca. 12 Faserbrüche

Artikelnr. 1002445



3.600,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-XQ30: Länge 105cm, Durchmesser 9,8mm, ca. 12 Faserbrüche, guter Zustand, technisch in Ordnung, gebraucht

**OLYMPUS GIF-XQ30: 2 Faserbrüche, guter Zustand**

Artikelnr. 1002729



**3.600,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-XQ30: Länge 105 cm, Durchmesser 9,8 mm, 2 Faserbrüche, guter Zustand, gelbe Zahlen auf dem Einführungsschlauch, gebraucht

## OLYMPUS GIF-XT30 Fiber-Gastroskop

Artikelnr. 1002533



2.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-XT30: Fiber-Gastroskop, Durchmesser 13,2mm, Länge 105 cm, Durchmesser Arbeitskanal 6 mm, 0 Faserbrüche, guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS GIF-100 Video Endoskop

Artikelnr. 1000424



2.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS GIF-100 Video Endoskop, sehr guter Zustand, Länge: 105 cm, Ø: 9,8 mm, gebraucht

## OLYMPUS VET3M: Video-Gastroskop für Pferde

Artikelnr. 1002050



5.200,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS VET3M: Video-Gastroskop für Pferde, Bildfeld 140°, Tiefenschärfe 5 bis 100mm, Abwinkelung 180° bzw. 60°, Durchmesser 13,7mm, Länge 330cm, Arbeitskanal Durchmesser: 3,2mm, passend zu den OLYMPUS Prozessoren CV-100,130, 140, 160CV, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS HYF-P**

Artikelnr. 1002076



2.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS HYF-P, Durchmesser: 3,6mm, Länge: 20cm, Arbeitskanal-Durchmesser: 1mm, sehr guter Zustand, keine Faserbrüche, abwinkelbar in 2 Richtungen, gebraucht \*

**OLYMPUS PCF-10 Pädiatrisches Koloskop**

Artikelnr. 1002929



**1.800,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-10: Pädiatrisches Koloskop, Durchm. 11,0 mm, Länge 135 cm, guter Zustand, 4 Faserbrüche, gebraucht

**OLYMPUS PCF-20 Pädiatrisches Koloskop**

Artikelnr. 1002318



2.300,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-20: Pädiatrisches Koloskop, Durchm. 11,0mm, Länge 135 cm, guter Zustand , gebraucht

**OLYMPUS CF-P20L: Fiber-Koloskop, Länge 168 cm**

Artikelnr. 1002730



**3.400,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS CF-P20L: Fiber-Koloskop, Länge 168 cm, Durchmesser 12,2 mm, Durchmesser Arbeitskanal 3,2 mm, 10 Faserbrüche, guter Zustand

Olympus CF-30I, Länge 133 cm o. Faserbrüch

Artikelnr. 1001900



2.500,00 Euro zzgl. USt.

Olympus CF-30I : Länge 133 cm, Durchm. 13,3 mm, o. Faserbrüch, gebraucht

OLYMPUS CF-30I, sehr guter Zustand, o. Faserbrüche

Artikelnr. 1002446



2.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-30I, sehr guter Zustand, o. Faserbrüche, L 133cm, Durchmesser 13 mm, gebraucht

OLYMPUS CF-40I: Länge 133cm 13,3 mm, ca. 20 Faserbrüche

Artikelnr. 1002447



2.300,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-40I: Länge 133cm, Durchmesser 13,3 mm, ca. 20 Faserbrüche, guter Zustand, technisch in Ordnung, gebraucht

**OLYMPUS CF-100S Video-Sigmoidoskop**

Artikelnr. 1002167



**1.800,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS CF-100S: Video-Sigmoidoskop, Durchm. 13,3 mm, Länge 65 cm, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS CF-100S Video-Sigmoidoskop**

Artikelnr. 1002529



1.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-100S: Video-Sigmoidoskop, Durchm. 13,3 mm, Länge 65 cm, sehr guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CF-140L Video Endoskop sehr guter Zustand

Artikelnr. 1002066



3.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-140L Video Endoskop, Länge: 170 cm, Ø: 12,8mm, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS PCF-140L: Video- Koloskop**

Artikelnr. 1002772



4.500,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-140L: Video- Koloskop, Länge 168 cm, Durchm. 11,3 mm, gebraucht

OLYMPUS CF-Q160AI flexibles Endoskop

Artikelnr. 1002069



6.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF Q160 AI, Bj. 7/00, sehr guter Zustand, Länge: 133 cm, Durchmesser: 13,3 mm, gebraucht

OLYMPUS CF-Q160ZI: Video- Koloskop mit Zoom-Funktion

Artikelnr. 1002771



8.900,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-Q160ZI: Video-Koloskop mit Zoom-Funktion, Länge 133 cm, Durchm. 12,8 mm, sehr guter Zustand, incl. Steuerkabel für Zoom- Funktion, gebraucht

OLYMPUS PCF-200 Video-Endoskop

Artikelnr. 1002059



3.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-200 Video-Endoskop, Länge: 135cm, Durchmesser: 11mm, guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CF-1T200 I Video-Endoskop

Artikelnr. 1002061




2.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-1 T200 I Video-Endoskop, guter Zustand, Länge: 138 cm, Durchm.: 13,8 mm, gebraucht

OLYMPUS PCF-230 Video-Endoskop

Artikelnr. 1002315



3.800,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-230 Video-Endoskop, Länge: 135cm, Durchmesser: 11mm, guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CF-230L Video Endoskop sehr guter Zustand

Artikelnr. 1002072




3.200,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF- 230L Video Endoskop, Länge: 168cm, Ø: 13,2 mm, sehr guter Zustand, gebraucht

WOLF 7330.072 Urethroskop Durchmesser 3mm

Artikelnr. 1002988




2.800,00 Euro zzgl. USt.

WOLF 7330.072: Urethroskop Durchmesser 3mm, Länge 70 cm, sehr guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CHF-B20 Flexibles Choledochoskop

Artikelnr. 1002395



2.890,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CHF-B20: Flexibles Choledochoskop, Durchmesser 4,5 mm, Länge 187 cm, keine Faserbrüche, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS GIF-P10: Pädiatrisches Fibergastroskop, 7 Faserbrüche**

Artikelnr. 1002930



**1.800,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS CHF-P10: Pädiatrisches Fiber-Choledochoskop, 0 Faserbrüche, L: 30 cm, Durchmesser: 5,6 mm, gebraucht

**OLYMPUS LF-1, Durchmesser:**

Artikelnr. 1000447



**2.800,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS LF-1, Durchmesser: 4mm, Länge: 60cm, sehr guter Zustand, 0 Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS SIF-Q140: Video- Jejunoskop, Durchm. 10,5 mm

Artikelnr. 1002728



11.000,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS SIF-Q140: Video-Jejunoskop: Durchmesser 10,5 (!) mm, Länge 250 cm, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS SIF-230 Video-Jejunoskop**

Artikelnr. 1002314




**3.900,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS SIF-230: Video-Jejunoskop: Durchm. 11 (!) mm, Länge 200 cm, sehr guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CF-P20L: Fiber-Koloskop, Länge 168 cm

Artikelnr. 1002901



3.400,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF-P20L: Fiber-Koloskop, Länge 168 cm, Durchmesser 12,2 mm, Durchmesser Arbeitskanal 3,2 mm, 10 Faserbrüche, guter Zustand

OLYMPUS CF-140L Video Endoskop sehr guter Zustand

Artikelnr. 1002498



4.500,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF 140 L Video Endoskop, Länge: 170 cm, Ø: 12,8 mm, sehr guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CF-230L Video Endoskop sehr guter Zustand

Artikelnr. 1002499



3.200,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CF- 230L Video Endoskop, Länge: 168cm, Ø: 13,2 mm, sehr guter Zustand, gebraucht

**OLYMPUS PCF-140L: Video-Endoskop**

Artikelnr. 1002775



**4.980,00 Euro** zzgl. USt.

OLYMPUS PCF-140L: Video- Endoskop, Länge 168 cm, Durchm. 11,3 mm, gebraucht