

Maquet Beistellwagen Edelstahl 62x60 Höhe 80cm

Artikelnr. 1003042



290,00 Euro zzgl. USt.

Maquet Beistellwagen Edelstahl 62x60 Höhe 80cm, 6 kleine Schubladen, 1 große Schublade, mit Gebrauchsspuren, gebraucht

Maquet Beistellwagen Edelstahl mit 2 Böden

Artikelnr. 1003041



120,00 Euro zzgl. USt.

Maquet Beistellwagen Edelstahl mit 2 Böden, 70x60cm Höhe 80cm, gebraucht

Gierth Atomscope 903 tragbares Röntgengerät

Artikelnr. 1003040



3.300,00 Euro zzgl. USt.

Gierth Atomscope 903, Typ B85 tragbares Röntgengerät für die Tiermedizin inkl. zerlegbarem Fahrstativ Leistung: 90KV(max.)
35mA(70) 0,02-2 sec. inkl. Fusschalter, gebraucht

Aesculap Transporttrolley für Sterilboxen 70x34cm

Artikelnr. 1003039



90,00 Euro zzgl. USt.

Aesculap Transporttrolley für Sterilboxen 70x34cm, Höhe 93cm Edelstahl, 2 Rollen feststellbar, gebraucht

Instrumentenreichtisch Platte 60 x 40 cm

Artikelnr. 1003038



120,00 Euro zzgl. USt.

Instrumentenreichtisch Platte 60x40cm (Furnier) höhenverstellbar 67-100cm, Platte neigbar Fussgestell zusammenklappbar, gebraucht

Universalgerätewagen mit 2 Schubladen

Artikelnr. 1003036



120,00 Euro zzgl. USt.

Universalgerätewagen mit 2 Schubladen, Rollen bremsbar Höhe 80cm BxT 45x49cm, gebraucht

OLYMPUS BF-40 Flexibles Fiber Bronchoskop

Artikelnr. 1003035



3.200,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-40: Flexibles Fiber Bronchoskop, Durchmesser : 6mm, Länge : 55 cm, guter Zustand, 6 Faserbrüche, gebraucht

OLYMPUS BF-P240 Flexibles Video-Bronchoskop

Artikelnr. 1003034




3.600,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P240: Flexibles Video-Bronchoskop Durch 4,8 mm, L 55 cm, sehr guter Zustand

OLYMPUS BF-P20D Flexibles Fiber-Bronchoskop

Artikelnr. 1003033



3.450,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS BF-P20D: Flexibles Fiber-Bronchoskop Durch 5,9 mm, L 55 cm, 2 Faserbrüche, guter Zustand

ZEISS 150.FC: Fahrbares Kolposkop, binokular (20x)

Artikelnr. 1003032



2.800,00 Euro zzgl. USt.

ZEISS 150.FC: Fahrbares Kolposkop, binokular (20x), Objektiv f=250, Vergrößerungsstufen: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5 Gesichtsfeld 40 mm bis 5 mm (max. Zoom) Halogenleuchte 150 W , gebraucht

ZEISS OPMI 1-SH Fahrbares Kolposkop

Artikelnr. 1003031



2.800,00 Euro zzgl. USt.

ZEISS OPMI 1-SH: Fahrbares Kolposkop, binokular (12,5 x), Objektiv f= 200, Vergrößerungsfaktoren 0,4-0,6-1,0-1,6-2,5, Neigungswinkel der Okulare verstellbar 0-60°, Gesichtsfeld 50mm bis 8mm (max. ZOOM) Halogenleuchte 100W, gebraucht

AESCULAP GN 60 mit Fußschalter GK 226

Artikelnr. 1003030




980,00 Euro zzgl. USt.

AESCULAP GN 60 mit Fußschalter GK 226: HF-Chirurgiegerät, mikroprozessorgesteuerter Bipolarkoagulator, Ausgangsleistung:
"Micro": 10 W an 50 Ohm "Macro": 50 W an 100 Ohm, Frequenz: 450 kHz, gebraucht

LEICA/WILD Mitaka OH-1 Neurochirur. OP-Mikroskop

Artikelnr. 1003029



28.900,00 Euro zzgl. USt.

LEICA/ WILD Mitaka OH-1 Neuro- chirurgisches OP-Mikroskop vollmotorische Verstellung. Lieferung inkl. Binokularer Beobachertubus, sehr guter Zustand, Lieferung inkl. Kamerasystem "Leica2" mit Prozessor und Flatscreen NEOVO x 15 x, gebraucht

HANAULUX 2004TV (100000Lux) mit Hanaurovision Kerasystem

Artikelnr. 1003028



6.500,00 Euro zzgl. USt.

HANAULUX 2004TV (100000Lux) mit Hanaurovision Kerasystem (inkl. Prozessor und Bildschirm, Satellit 2003 (70000Lux) mit gemeinsamer Deckenbefestigung, gebraucht

Physiomed Jubilee mit PhasioVac Elektrodensauganlage

Artikelnr. 1003027



1.790,00 Euro zzgl. USt.

PHYSIOMED Jubilee mit PhasioVac Elektrodensauganlage inkl. Zubehör (Elektroden und Saugglocken, CE-Zertifiziert, gebraucht)

VALLEYLAB Force GSU Argon Beamer

Artikelnr. 1003026



690,00 Euro zzgl. USt.

VALLEYLAB Force GSU, Argon Beamer zum Betrieb mit Valleylab HF-Geräten, inkl. 2 Druckminderer für Argon Gasflaschen, gebrauchte Geräte aus der Kategorie Fundgrube ohne Gewährleistung: Dem Käufer wird eine Frist von 14 Tagen zur Anzeige eventuell vorhandener Mängel beginnend ab Übergabe des Verkaufsgegenstandes eingeräumt.

HAMILTON GALILEO mit CE Zertifizierung, BJ 99

Artikelnr. 1003025



6.900,00 Euro zzgl. USt.

HAMILTON GALILEO mit CE Zertifizierung, BJ 99, Langzeitbeatmungsgerät mit Erweiterung Neo, zur Beatmung von neugeborenen, Kindern, Erwachsenen bis max. 200kg, Beatmungsmodi: (S)SMV, SIMV, P-CMV, SPONT, ASV, DUO-PAP, APRV, NIV, gebraucht

XOMED XMS MicoResektor Konsole Modell 2000

Artikelnr. 1003024



1.200,00 Euro zzgl. USt.

XOMED XMS MicoResektor Konsole Modell 2000 mit Handstück, Spülpumpe und Fußschalter, gebrauchte Geräte aus der Kategorie Fundgrube ohne Gewährleistung: Dem Käufer wird eine Frist von 14 Tagen zur Anzeige eventuell vorhandener Mängel beginnend ab Übergabe des Verkaufsgegenstandes eingeräumt.

OLYMPUS CK: Binokulares 10x/18L) Labormikroskop

Artikelnr. 1003023



180,00 Euro zzgl. USt.

OLYMPUS CK: Binokulares (10x/18L) Labormikroskop mit unten liegender Optik und 3 Objektiven (10, 20, 40), gebraucht Geräte aus der Kategorie Fundgrube ohne Gewährleistung: Dem Käufer wird eine Frist von 14 Tagen zur Anzeige eventuell vorhandener Mängel beginnend ab Übergabe des Verkaufsgegenstandes eingeräumt.

AESCULAP GA 94 Klemmhalterung

Artikelnr. 1003022



80,00 Euro zzgl. USt.

AESCULAP GA 94: Klemmhalterung für Osteosynthese Gerät, gebraucht.