

## PHILIPS BV 25 T C-Bogen

Artikelnr. 1000887



8.800,00 Euro zzgl. USt.

PHILIPS BV 25 T (letzte Generation dieser Baureihe) fahrbarer C-Bogen, mit digitalem Speicher mit Einzel-Monitor 43cm, Auflösung 1,4 Lp/mm. 15-cm-HQ-BV 625 Zeilen. KV/mA Bereich: 0,1mA bei 40kV bis 3mA bei 100kV, L: 180cm, H: 180cm, B: 100cm, gebraucht