

ATMOS S 031 Thorax: Drainagesauger

Artikelnr. 1001219



1.350,00 Euro zzgl. USt.

ATMOS S 031 Thorax: Drainagesauger für die mobile Thorax-Drainage. Das Gerät ist tragbar, netzunabhängig und verfügt über eine elektronische Überwachungseinrichtung. Saugleistung: 3,0 +/- 0,3 l/min., Vakuum max -60 mbar, Sekretbehälter 1l, neuwertiges Vorführgerät, gebraucht