

MAQUET 1140.00 MOBILES (!) OP-Tisch Säulensystem

Artikelnr. 1001733



8.900,00 Euro zzgl. USt.

MAQUET 1140.00 MOBILES (!) OP-Tisch Säulensystem (die Tischsäule kann zus.mit der Tischplatte oder ohne diese mittels Lafette im Raum transportiert werden, da sie nicht fest im Boden verankert ist, sondern frei bewegt und abgestellt werden kann!), inkl. Transporter 114061BN. Getrenntes Transportieren der Tischplatte möglich. Elektrische Verst.von Höhe, seiti. Kippung links/rechts, Kippung vorw./rückw., Akkubetrieb. Man. Verst. der Rückenplatte, geteilte und abwinkelbare Beinplatten, Einstellbare Höhe: 72-108 cm, Breite der Tischplatte: 54 cm, Breite des Fußes: 40-53 cm, Beinplatten abnehmbar. Der Betrieb ist sowohl mit Netzanschluß als auch mit Accu möglich, gebraucht