

Maquet 1131.01C. Mobile

Article no. 1001731



6.400,00 Euro Plus VAT.

Maquet 1131.01C. Mobile operating table with electrical height adjustment, left-right adjustment, forwards-backwards adjustment. table-top can be moved manually, back plate can be inclined manually, one-piece leg plate manually adjustable. The table is fitted with a nes plate system and Mollis Cubare pads, second- hand

MAQUET Alphastar BJ 2002,

Article no. 1002714



14.980,00 Euro Plus VAT.

MAQUET Alphastar BJ 2002, mobile OP-Table with single-piece leg plate, all functions electrically adjustable: bending, Trendelenburg, tilting left / right, back plate and leg plate inclination, Neutral position Length 2095 mm; battery and mains operation, activation via cable operated unit, equipped with new Mollis Cubare memo soft pads, second-hand

MAQUET 1140 60A transporter

Article no. 1001737



1.690,00 Euro Plus VAT.

MAQUET 1140 60A transporter without table plate, good condition, second-hand

MAQUET 4708 Patiententransporter Edelstahl

Article no. 1002918



980,00 Euro Plus VAT.

MAQUET 4708 Patiententransporter Edelstahl, Kopfteil neigbar, Polsterauflage weiß, Trage abnehmbar, gebraucht

MAQUET 1532020A endoscopy and

Article no. 1001014



3.900,00 Euro Plus VAT.

MAQUET 1532020A endoscopy and examination table, height can be adjusted electronically, radiopaque plate with cassette rack, plate can be moved lengthwise. The table is fitted with new MOLLIS Cubare memo soft pads, second-hand

SCHMITZ STL Patiententransporter

Article no. 1002913



1.690,00 Euro Plus VAT.

SCHMITZ STL Patiententransporter mit Patientenschutzgitter klappbar, Infusionständer klappbar, pumphydraulische Höhenverstellung, Rückenplatte neigbar, inklusiv Auflagepolster, BJ2007, Masse: 76 x 210cm, gebraucht

Huntleigh Nesbit Evans 152000 Patiententransporter fahrbar

Article no. 1003119



2.500,00 Euro Plus VAT.

Huntleigh Nesbit Evans Typ 152000 Patiententransporter fahrbar pneumohydraulische Höhenverstellung, Rücken-/Kopfteil verstellbar, aufklappbare Patientenschutzgitter inkl. Polster, gebraucht

HUNTLEIGH Nesbit Evans,

Article no. 1002762



1.200,00 Euro Plus VAT.

HUNTLEIGH Nesbit Evans, mobile patient transporter with pump hydraulic height adjustment, head and leg plate bendable, patient safety guard, braked and steerable castors, Length: 210cm x Width: 72cm, Year of Manufacture 2002, second-hand

SCHMITZ 121105 fahrbarer

Article no. 1001040



3.400,00 Euro Plus VAT.

SCHMITZ 121105 fahrbarer OP-Tisch mit ungeteilter Beinplatte. Pumphydraulische Höhenverstellung, Rückenplatte kippbar, Tisch nach vorne und hinten kippbar, verstellbare Kopfplatte. Polster gebraucht in gutem Zustand, gebraucht

Stryker Surgery Stretcher fahrbarer Patiententransporter

Article no. 1003118



2.900,00 Euro Plus VAT.

Stryker Surgery Stretcher, fahrbarer Patiententransporter, höhenverstellbar, Kopf-/Fussplatte verstellbar, Patientenschutzgitter, Infusionsstange klappbar, inkl. Polster, gebraucht

STIHLER Astopad OPT 120:

Article no. 1001748



780,00 Euro Plus VAT.

STIHLER Astopad OPT 120: Controller and heatable operating theatre table pad (500 x 1000 mm), technical data of the controller: power consumption 160 VA, dimensions: 250 x 180 x 200 mm, weight 3.5 kg, second-hand

MAQUET gyn. leg holders, 1

Article no. 1001741



290,00 Euro Plus VAT.

MAQUET gynaecological leg holders, 1 pair, second MAQUET gyn. leg holders, 1 pair, second-hand -hand

Radialstellkloben 2 Stk. zur Befestigung von Beinhaltern

Article no. 1003077



385,00 Euro Plus VAT.

Radialstellkloben 2 Stk. zur Befestigung von Göpel-Beinhalter an der Einheitsschiene, NEU

MAQUET arm support, new pads,

Article no. 1001742



520,00 Euro Plus VAT.

MAQUET arm support, new pads, for connection to the standard unit, incl. crossarms and clamping piece, second-hand, price per unit

MAQUET Einheitsschienen- Verlängerung

Article no. 1002971



80,00 Euro Plus VAT.

MAQUET Einheitsschienen-Verlängerung, Gesamtlänge 52 cm, gebraucht

MAQUET 1007.15AO/04:

Article no. 1001743



480,00 Euro Plus VAT.

MAQUET 1007.15AO/04: Transport frame (stainless steel) for extension accessories, second-hand

MAQUET articulated arm to

Article no. 1002871



250,00 Euro Plus VAT.

MAQUET articulated arm to attach to the standard rail, 4 joints, second-hand

SCHAERER Additional plate for

Article no. 1002138




380,00 Euro Plus VAT.

SCHAERER Additional plate for operating table S-200, second-hand

WOLF 8562.20 arthroskopischer Beinhalter

Article no. 1002523



980,00 Euro Plus VAT.

WOLF 8562.20 arthroskopischer Beinhalter, sehr guter Zustand, gebraucht

SCHAERER 1 pair of special

Article no. 1002139




980,00 Euro Plus VAT.

SCHAERER 1 pair of special leg holders (with pads) for operating table S-200, second-hand

SCHAERER arm support (with

Article no. 1002140



260,00 Euro Plus VAT.

SCHAERER arm support (with pads) for operating table, second-hand

TRUMPF Shoulder Adapter with

Article no. 1002341



1.450,00 Euro Plus VAT.

TRUMPF Shoulder Adapter with removable shoulder plates, second-hand

Anaesthesia clamp,

Article no. 1001744



190,00 Euro Plus VAT.

Anaesthesia clamp, second-hand

Infusion support to attach to

Article no. 1001746




60,00 Euro Plus VAT.

Infusion support to attach to the standard rail, second-hand

MAQUET storage cushions for

Article no. 1001747



35,00 Euro Plus VAT.

MAQUET storage cushions for operating table 30x40x16 cm, good condition, second-hand

MAQUET OP - Pillow: H 21 x B

Article no. 1002612



58,00 Euro Plus VAT.

MAQUET OP - Pillow: H 21 x B 71 (48) x T 21 cm, second-hand

MAQUET OP - Pillow: H 21 x B

Article no. 1002613



48,00 Euro Plus VAT.

MAQUET OP - Pillow: H 21 x B 60 x T 35 cm, seco nd-hand

MAQUET support for refuse

Article no. 1002840




35,00 Euro Plus VAT.

MAQUET support for refuse sack to attach to the standard rail, second-hand

MAQUET stainless steel refuse

Article no. 1002996



35,00 Euro Plus VAT.

MAQUET stainless steel refuse container 33 x 33 x 83 cm on 4 rollers, second-hand