

DeSoutter Plaster Cast Saw

Article no. 1002744




490,00 Euro Plus VAT.

DeSoutter Plaster Cast Saw with electric suction device (mobile). The device is in original packa ging.

OLYMPUS upper basket for 2

Article no. 1001703



650,00 Euro Plus VAT.

OLYMPUS upper basket for 2 flexible endoscopes, second-hand

MIELE G 7736 Cleaning and

Article no. 1002665




4.800,00 Euro Plus VAT.

MIELE G 7736 Cleaning and Disinfecting Machine (with control card system) for almost all recyclable medical products and laboratory devices, with steam condenser, drying aggregate and water softener, H:85 (82cm) x W:90cm x D:70cm, Water pressure (flow pressure) 50-1000 kPa excess pressure (100kPa=1bar), cold and warm water connection: up to max. 70 °C, AD-water connection: >50-1000 kPa (0.5-10bar), steam condenser: approx. 2-4l/min., Noise Emission Value in dB (A): Sound Pressure Level LpA Stand: <70, Substructure appliance: <70, second-hand

RDG Bio Tens: Device for

Article no. 1002509



180,00 Euro Plus VAT.

RDG Bio Tens: Device for transcutaneous electric nerve stimulation, MINT CONDITION

AESCULAP Favorita GT104/GH204 Schermaschine

Article no. 1002325



160,00 Euro Plus VAT.

AESCULAP Favorita GT104/GH204: elektrisch betriebene Schermaschine für den Einsatz im Veterinärbereich mit 2 Scherköpfen (1xfein, 1xgrob) gebraucht

STORZ Calcutript 27080:

Article no. 1001719

**1.900,00 Euro** Plus VAT.

STORZ Calcutript 27080: Electrohydraulic lithotripsy device (EHL) used in the case of ureteral calculus, bilestones and sialoliths 4 - stage output setting, 4 frequency modes, pulse voltage 1900V, discharge energy/pulse 0.18 - 1.5 Ws, dimensions (WxHxD) 520x160x380 mm, weight 16 kg, foot switch, probe connection cable, 3 protective sleeves for probes 27080 EA, 27080 FA, 27080 GA, 1 test probe 7 charr, BNC - BNC connection cable (length 180cm), very good condition, checked by the manufacturer, second-hand

STRYKER T4 Helmet T3


Article no. 1001720

**1.480,00 Euro** Plus VAT.

STRYKER T4 Helmet T3 protective system to protect the surgeon and his/her assistants against contamination (second-hand).
Components: -T3 protective helmet (5 units) with battery-operated ventilator, , - multi-battery charger to charge 8 batteries, - 8 batteries NEW, - kidney belt for wearing a rechargeable battery, - sterile clothing for T3 protective helmet MB20 Hood (disposable item) 35 units*

AESCULAP microsurgery

Article no. 1001722




98,00 Euro Plus VAT.

AESCULAP microsurgery scissors, curved, in mint condition

AESCULAP microsurgery

Article no. 1001723




98,00 Euro Plus VAT.

AESCULAP microsurgery scissors OC497, in mint condition

AESCULAP microsurgery

Article no. 1001724



98,00 Euro Plus VAT.

AESCULAP microsurgery scissors FO 02497, in mint condition

BAISCH Glass Instrument Tray:

Article no. 1002678



12,00 Euro Plus VAT.

BAISCH Glass Instrument Tray: H 3 x B 20 x T 10 cm, second-hand

Stainless steel brush

Article no. 1000972



49,00 Euro Plus VAT.

Stainless steel brush dispenser, can be autoclaved, with wall mount, second-hand

LYMPHA WAVE lymphapress 301

Article no. 1002734



980,00 Euro Plus VAT.

LYMPHA WAVE lymphapress 301 ET: 12 chamber device for intermittent compression and for therapy of lymphoedemas of the limb, with 1 arm cuff 17/6, second-hand

SHOR-LINE Tierkäfig- Kombination

Article no. 1002998



5.200,00 Euro Plus VAT.

SHOR-LINE Tierkäfig-Kombination 3 Stk. B 116 x T72 x H71cm, 6 Stk. B 55 x T 72 x H 55 cm und 8 Stk. B 40 x T 72 x H 40 cm, gebraucht

SAVIC Katzenkäfig verzinkt

Article no. 1003086



28,00 Euro Plus VAT.

SAVIC Katzenkäfig verzinkt, Öffnung seitlich und oben, Maße L 53 x B 32 x H 38 cm, gebraucht