

OLYMPUS CF-EI: Kolonoskop

Article no. 1003120



580,00 Euro Plus VAT.

OLYMPUS CF-EI: Fiber-Kolonoskop Durchm. 13,8 mm, Länge 133 cm, Gerät ist funktionsfähig 3 Faserbrüche, gebraucht - Geräte aus der Kategorie Fundgrube ohne Gewährleistung: Dem Käufer wird eine Frist von 14 Tagen zur Anzeige eventuell vorhandener Mängel beginnend ab Übergabe des Verkaufsgegenstandes eingeräumt.

Huntleigh Nesbit Evans 152000 Patiententransporter fahrbar

Article no. 1003119



2.500,00 Euro Plus VAT.

Huntleigh Nesbit Evans Typ 152000 Patiententransporter fahrbar pneumohydraulische Höhenverstellung, Rücken-/Kopfteil verstellbar, aufklappbare Patientenschutzgitter inkl. Polster, gebraucht

Stryker Surgery Stretcher fahrbarer Patiententransporter

Article no. 1003118




2.900,00 Euro Plus VAT.

Stryker Surgery Stretcher, fahrbarer Patiententransporter, höhenverstellbar, Kopf-/Fussplatte verstellbar, Patientenschutzgitter, Infusionsstange klappbar, inkl. Polster, gebraucht

Kendall Aerodyne Omega: Ultraschallvernebler

Article no. 1003117



290,00 Euro Plus VAT.

Kendall Aerodyne Omega: Ultraschallvernebler auf Fahrstativ, zum Betrieb des Gerätes ist spezifisches Zubehör von Kendall erforderlich (Einweg-Sterilwasserflaschen), gebraucht

Schiller AT-101 tragbares 3/6 Kanal EKG

Article no. 1003116



690,00 Euro Plus VAT.

Schiller AT-101, tragbares 3/6 Kanal EKG Gerät mit Akku/Netzfunktion, Tastatur zur Patientendateneingabe, CE 0123, gebraucht

NELLCOR N-3000 Pulsoxymeter mit Ladegerät PSS1

Article no. 1003115



390,00 Euro Plus VAT.

NELLCOR N-3000 Pulsoxymeter mit Ladegerät PSS1, Akku/Netzbetrieb, einstellbare Alarmgrenzen, inkl. Fingerclipsensor, gebraucht

MELAG 30 Autoklav Druck-Dampf Sterilisator

Article no. 1003114



1.490,00 Euro Plus VAT.

MELAG 30 Autoklav/Druck-Dampf Sterilisator, kammergröße 23 x 25cm , Sterilisation bei 2 bis 2,5 bar (135-138°C), Desinfektion unverpackter Güter 0,2-0,4bar (105-109°C), das Gerät eignet sich vor allem zum einsatz in der Dentalmedizin, gebraucht

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley

Article no. 1003113



1.490,00 Euro Plus VAT.

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley, 3 höhenverstellbare Böden, Schublade f. Keyboard, Halter für flexible endoskope, Masse: 65 x 65 Höhe 120 cm, gebraucht

LEISEGANG 1 DF fahrbares Kolposkop

Article no. 1003112



1.790,00 Euro Plus VAT.

LEISEGANG fahrbares Kolposkop, Vergrößerung 7,5-35fach, höhenverstellbar, Halogenlichtquelle 75 Watt, regelbare Helligkeit, gebraucht

SCHILLER AT-6 ECG,

Article no. 1003111



690,00 Euro Plus VAT.

SCHILLER AT-6 ECG VET, second-hand in good condition, 3-channel, 145 mm printing range incl. battery, 6 different printing speeds, external dimensions: (W/H/D) 31x25x9 cm, weight 4 kg, incl. ECG cable, second-hand. Inspected second-hand device - This item is exclusively designed for being used in the field of veterinary medicine or for export purposes -

MITSUBISHI P 91 Videografikprinter

Article no. 1003110




790,00 Euro Plus VAT.

MITSUBISHI P 91, Videografikprinter schwarz/weiß zur Verwendung z. B. mit Ultraschallgeräten, geb raucht

MEDAP Venta Carry 26 tragbare Absaugpumpe

Article no. 1003109



690,00 Euro Plus VAT.

MEDAP Venta Carry 26, tragbare Absaugpumpe Netz- und Akkubetrieb. Saugleistung 26 Liter / min., regelbares Vakuum bis -0,9 bar. Absaugbehälter mit 1 Liter, gebraucht

PHYSIO CONTROL Lifepak 12,

Article no. 1003108



6.100,00 Euro Plus VAT.

PHYSIO CONTROL Lifepak 12, biphasic defibrillator, year of manufacture 2004, German menu and keyboard. Printer with 6 cm printing width, AED, pace maker, 2 batteries, incl. table-top charger and side pockets, second-hand. + function: SpO2 und NIBP

MITSUBISHI P 67E Videoprinter s/w

Article no. 1003107



690,00 Euro Plus VAT.

MITSUBISHI P 67E Videoprinter schwarz/weiss, geb raucht

GE Logiq 200, Ultraschallgerät mit Convexsonde

Article no. 1003106



2.600,00 Euro Plus VAT.

GE Logiq 200, Ultraschallgerät mit Convexsonde 3,5 MHz, BJ 2000, CE. Der abgebildete Drucker ist nicht im Preis enthalten, gebraucht

Lohmeier M 608, tragbarer Monitor

Article no. 1003105



780,00 Euro Plus VAT.

Lohmeier M 608, tragbarer Monitor mit den Parametern EKG, SPO2, NIBP inkl. Drucker, gebrau cht

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät

Article no. 1003104



1.290,00 Euro Plus VAT.

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät auf Trageplatte, gebraucht

PHILIPS BV 25 gold fahrbarer C-Bogen

Article no. 1003103



13.800,00 Euro Plus VAT.

PHILIPS BV 25 gold, fahrbarer C-Bogen, mit digitaler Kamera und digitalem Speicher, Scopifix MDP mit Doppel-Monitor 43cm, alphanumerischer Tastatur, Auflösung 1,4 Lpmm. 15-cm-HQ-BV 625 Zeilen. KV/mA Bereich: 0,1mA bei 40kV bis 3mA bei 100kV, L: 180cm, H: 180cm, B: 100cm, geprüftes Gebrauchtgerät

Ziehm Exposkop CB 7D fahrbarer C-Bogen

Article no. 1003100



9.800,00 Euro Plus VAT.

Ziehm Exposkop CB 7D, fahrbarer C-Bogen mit Doppelmonitor und digitalem Bildspeicher, Bildverstärker 23cm, Auflösung 1,2 LP/mm, Inkl. Drucker Sony UP 910, gebraucht

Melag Vacuklav 44B Baujahr 2005

Article no. 1003098



4.900,00 Euro Plus VAT.

Melag Vacuklav 44B, Baujahr 2005 5 verschiedene Programme. inkl. Dokumentationseinheit MelaFlash, Tablettführungsgestell und 2 Tablett B-Klasse Autoklav. Zum Betrieb empfehlen wir eine Wasseraufbereitungsanlage MELADem 40 (neu). Preis EUR 390, gebraucht