

Ambu Uni-Suction: aparato de

N.º art. 1002608



250,00 Euro más IVA.

Ambu Uni-Suction: aparato de aspiración portátil, especial para aspiración faríngea y traqueal. Funcionamiento como bomba de pie o mediante conexión de O2/aire, usado.

Bomba de aspiración portátil

N.º art. 1002835



130,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración portátil ALLIED L190-GR, frasco de 2 litros, -0,7bar/ 16 litros sin batería, usada. Este artículo está destinado exclusivamente para la medicina veterinaria y para la exportación.

ATMOS RP 25 Absaugpumpe mit

N.° art. 1000105



490,00 Euro más IVA.

ATMOS RP 25 Absaugpumpe mit 1x 4 Liter Absaugglas, 25 Liter/min., -0,8 bar, gebraucht

Atmos RP45 fahrbare Absaugpumpe

N.° art. 1002415



590,00 Euro más IVA.

Atmos RP 45 fahrbare Absaugpumpe, 1x 2,5 Liter Absaugglas. Regelbare Saugleistung. 30Liter/min, max. -0,8bar, gebraucht

ATMOS S 031 Thorax: aspirador

N.º art. 1001219



1.350,00 Euro más IVA.

ATMOS S 031 Thorax: aspirador para el drenaje móvil del tórax. El aparato es portátil, independiente de la red y dispone de un dispositivo de control electrónico. Rendimiento de aspiración: 3,0 +/- 0,3 l/min., vacío máx. -60 mbar, depósito de secreciones 1l, aparato de demostración como nuevo, usado.

BRAUN Vakufix, cámara de

N.º art. 1001716



190,00 Euro más IVA.

BRAUN Vakufix, cámara de aspiración quirúrgica, usada, bolsas colectoras desechables Braun, NUEV A.

DRÄGER Vakuum-Absaugpumpe, 2x

N.° art. 1000119



290,00 Euro más IVA.

DRÄGER Vakuum-Absaugpumpe, 2x 5 Liter Behälter, Überlaufglas, zum Anschluß an der Vakuumsteckdose, gebraucht

DRÄGER Vakuum-Absaugung

N.° art. 1002953



180,00 Euro más IVA.

DRÄGER Vakuum-Absaugung zum Anschluß an eine zentrale Vakuumanlage. Zur Befestigung an einer Einheitschiene, regelbares Vakuum, neuwertig, ge braucht

Bomba de aspiración bronquial

N.º art. 1001222



90,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración bronquial DRÄGER con inyector (accionada por O2 o aire comprimido), u sada.

Bomba de aspiración bronquial

N.º art. 1001223



140,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración bronquial DRÄGER con inyector (accionada por O2 o aire comprimido) portátil, con botella de 1l MEDELA FMS (sistema de un solo uso) con bolsa de repuesto, usada.

Bomba de aspiración bronquial

N.º art. 1001224



90,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración bronquial DRÄGER accionada por vacío, usada.

DRÄGER, paquete portátil de

N.º art. 1001225



50,00 Euro más IVA.

DRÄGER, paquete portátil de botellas de secreción, usado

Eyector para aspiración

N.º art. 1001233



90,00 Euro más IVA.

Eyector para aspiración bronquial, usado

Eyector para aspiración

N.º art. 1002458



180,00 Euro más IVA.

Eyector para aspiración DRÄGER incl. reductor de presión de O2 y regulador de flujo sin escalonamientos para O2, usado.

DRÄGER Ejektorabsaugung NIST, VAC-betrieben

N.° art. 1002995



155,00 Euro más IVA.

DRÄGER Ejektorabsaugung NIST, VAC-betrieben, neuwertig, gebraucht

FAHL tracheo, igual ATMOS

N.º art. 1000091



350,00 Euro más IVA.

FAHL tracheo, igual ATMOS LC16, envase de 1,25 litros, potencia de succión 16 l/min., en muy buen estado, usado

Bomba de aspiración portátil

N.º art. 1002701



160,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración portátil LAERDAL Suction Unit, para funcionamiento con red y con batería, recipiente de secreción de 1 litro, la fuente de alimentación no es la original, por este motivo solo para exportación y veterinaria.

Bomba de aspiración portátil

N.º art. 1002482



290,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración portátil LAERDAL Premier, accionada por batería, vacío regulable (máx. - 0,68 bar). recipiente desechable 500 ml, incl. cargador de batería y bolsa de transporte, usada.

MEDAP P120 fahrbare

N.° art. 100088



770,00 Euro más IVA.

MEDAP P120 fahrbare Absaugpumpe, 2 x 4 Liter, gebr.

MEDAP P130, bomba de

N.º art. 1002213



790,00 Euro más IVA.

MEDAP P130, bomba de aspiración móvil con depósito de aspiración de 4 litros (NUEVO), incl. interruptor de pedal y protección contra el rebose, usada. En la imagen se ve un depósito de 1 litro.

MEDAP P4020, aspirador de

N.º art. 1000081




220,00 Euro más IVA.

MEDAP P4020, aspirador de drenaje portátil, rendimiento máx. -600 mbar, usado.

MEDAP Venta Carry 26 tragbare Absaugpumpe

N.° art. 1003109



690,00 Euro más IVA.

MEDAP Venta Carry 26, tragbare Absaugpumpe Netz- und Akkubetrieb. Saugleistung 26 Liter / min., regelbares Vakuum bis -0,9 bar. Absaugbehälter mit 1 Liter, gebraucht

Bomba de aspiración portátil

N.º art. 1002644



590,00 Euro más IVA.

Bomba de aspiración portátil MEDELA Vario. Vacío regulable hasta -0,8bar, 20 l/min, recipiente de aspiración de 3 litros (recipiente y tapa nuevos), usada.

MEDELA Basic, bomba de

N.º art. 1000120



490,00 Euro más IVA.

MEDELA Basic, bomba de aspiración móvil, 2 litros, -0,8 bar, depósito para 1,5 litros, usada.

MEDELA 015: Extractor de leche con armazón de 5 patas, sin a
N.º art. 1001228



280,00 Euro más IVA.

MEDELA 015: Extractor de leche con armazón de 5 patas, sin accesorios (se pueden obtener directamente del fabricante), usado.

MGE SAM12 bomba de aspiración

N.º art. 1001230



190,00 Euro más IVA.

MGE SAM12 bomba de aspiración con depósito de 1,75 litros, -0,8bar, portátil, pero sin funcionamiento por batería, vacío regulable, usada.

MGE SAM12B bomba de

N.º art. 1001231



290,00 Euro más IVA.

MGE SAM12B bomba de aspiración con depósito de 2,0 litros, -0,8bar, portátil, pero sin funcionamiento por batería, vacío regulable, usa da.

OLYMPUS KV-4: bomba de

N.º art. 1001229



780,00 Euro más IVA.

OLYMPUS KV-4: bomba de aspiración portátil Al 240 x An 400 x Pr 410 mm, peso 10,5 kg, con frasco de secreción de 3 litros con flotador de seguridad; vacío -0,85 bar, rendimiento 20 L/min, usada*

OLYMPUS SSU-2, Keymed,

N.º art. 1000336



420,00 Euro más IVA.

OLYMPUS SSU-2, Keymed, endoskopische Absaugpumpe, gebr.

VALLEYLAB OptiMumm mit Rapid Vac Sensor

N.° art. 1002872



980,00 Euro más IVA.

VALLEYLAB OptiMumm: Rauchabsauger mit Rapid Vac Sensor E 3600, gebraucht

WEYER Minivac Acu S, bomba de

N.º art. 1001232



290,00 Euro más IVA.

WEYER Minivac Acu S, bomba de aspiración portátil con funcionamiento a batería (batería nueva). Frasco de aspiración de 500ml, buen estado, usada.