

MELAG 23 blau, mit zwei

N.° art. 1000140



1.590,00 Euro más IVA.

MELAG 23 blau, mit zwei Tablett, Baujahr 1999, 2 Programme, überholt, Innenvolumen 19 Liter, Innendurchmesser 23cm, Kammertiefe: 46 cm, gebr.

Melag Euroklav 23S, año de

N.º art. 1001239



3.200,00 Euro más IVA.

MELAG Euroklav 23S, año de fabricación 2003, tamaño de cámara 25x47cm, 22 litros. 3 programas: programa universal, programa de priones, programa rápido, así como 1 programa de prueba. Conexión para impresora de lotes (no incluida en el precio), usada. El aparato se ha revisado a fondo y está en muy buen estado.

MELAG 24 autoclave de

N.º art. 1001238



1.290,00 Euro más IVA.

MELAG 24 autoclave de sobremesa. Diámetro de la cámara 23 cm, longitud 45 cm, 2 programas 1 bar (121°C), 2 bar (134°C), el aparato se ha sometido a revisión a fondo, usado.

MELAG 29 autoclave de vapor,

N.º art. 1000148



1.190,00 Euro más IVA.

MELAG 29 autoclave de vapor, capacidad de la caldera 14,5 litros, diámetro de la cámara: 22cm, longitud: 40cm. Incl. soporte guía para bandejas y una bandeja, 2 bar, 134°C, 25 min. El aparato está revisado a fondo, usado

MELAG 30 Autoklav Druck-Dampf Sterilisator

N.° art. 1003114



1.490,00 Euro más IVA.

MELAG 30 Autoklav/Druck-Dampf Sterilisator, kammergröße 23 x 25cm , Sterilisation bei 2 bis 2,5 bar (135-138°C), Desinfektion unverpackter Güter 0,2-0,4bar (105-109°C), das Gerät eignet sich vor allem zum einsatz in der Dentalmedizin, gebraucht

Melag Vacuklav 44B Baujahr 2005

N.° art. 1003098



4.900,00 Euro más IVA.

Melag Vacuklav 44B, Baujahr 2005 5 verschiedene Programme. inkl. Dokumentationseinheit MelaFlash, Tablettführungsgestell und 2 Tablett B-Klasse Autoklav. Zum Betrieb empfehlen wir eine Wasseraufbereitungsanlage MELADem 40 (neu). Preis EUR 390, gebraucht

Aesculap Transporttrolley für Sterilboxen 70x34cm

N.° art. 1003039



90,00 Euro más IVA.

Aesculap Transporttrolley für Sterilboxen 70x34cm, Höhe 93cm Edelstahl, 2 Rollen feststellbar, gebraucht

Destilador de agua W & H Lisa

N.º art. 1002827



120,00 Euro más IVA.

Destilador de agua W & H Lisa Mdist 4. de 580 W. Produce 4 litros de agua destilada en 5 horas. Año de fabricación 2004, usado.

Desalinizadora de

N.º art. 1001241



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

998,00 Euro más IVA.

Desalinizadora de cartuchos 20 con conductímetro: capacidad básica con aprox. 10° d de contenido total de sales: 2800 l; altura 570 mm, con conductímetro 695 mm, diámetro 240 mm; con cierres rápidos de acero inoxidable para el cambio rápido del cartucho, NUEVA

Tamiz para instrumental

N.º art. 1001242



20,00 Euro más IVA.

Tamiz para instrumental MARTIN, acero inoxidable, medidas: altura: 5cm x anchura: 25cm x profundidad: 25cm, usado.

Tamiz para instrumental,

N.º art. 1001243



20,00 Euro más IVA.

Tamiz para instrumental, anchura: 48cm x profundidad: 25cm x altura: 5 cm, buen estado, u sado.

MARTIN Sterilisiercontainer 1/2 STE 30 x 30 x 30 cm

N.° art. 1002951



55,00 Euro más IVA.

MARTIN Sterilisiercontainer 1/2 STE 30 x 30 x 30 cm, Filter im Deckel und Boden Edelstahl, gebraucht

MEMMERT S15 Heissluftsterilisator 220°C

N.° art. 1003063



390,00 Euro más IVA.

MEMMERT S15 Heissluftsterilisator 220°C, Zeitschaltuhr 120 min, 2 Alutablets, guter Zustand, gebraucht

Envase para la esterilización

N.º art. 1002660



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

45,00 Euro más IVA.

Envase para la esterilización 1/4 STE (15x30x30cm), usado.

Envase para la esterilización

N.º art. 1000157



90,00 Euro más IVA.

Envase para la esterilización 1 STE (30x30x60cm), usado.

Envase para la esterilización

N.º art. 1000158



45,00 Euro más IVA.

Envase para la esterilización 1/2 STE (15x30x60cm), usado.

Tambor para tapones

N.º art. 1002569



25,00 Euro más IVA.

Tambor para tapones quirúrgicos, de aluminio, con filtro en tapa y fondo D=26cm altura 23cm.

Tambor para tapones

N.º art. 1002570



25,00 Euro más IVA.

Tambor para tapones quirúrgicos, de aluminio, con filtro en tapa y fondo D=32cm altura 24cm.

Tambor para tapones

N.º art. 1002571



25,00 Euro más IVA.

Tambor para tapones quirúrgicos, de aluminio, con filtro en tapa y fondo D=21cm altura 20cm.

Tambor para tapones

N.º art. 1002572



25,00 Euro más IVA.

Tambor para tapones quirúrgicos, de aluminio, con filtro en tapa y fondo D=21cm altura 15cm.

Tambor para tapones

N.º art. 1002573



25,00 Euro más IVA.

Tambor para tapones quirúrgicos, de aluminio, con filtro en tapa y fondo D=16cm altura 14cm.

BELIMED Spülkorb, gebraucht

N.° art. 1002919



290,00 Euro más IVA.

BELIMED Spülkorb, gebraucht

BELIMED Spülkorb, gebraucht

N.° art. 1002922



290,00 Euro más IVA.

BELIMED Spülkorb, gebraucht

MARTINIT 18/8 Handbürstenständer

N.° art. 1002926



158,00 Euro más IVA.

MARTINIT 18/8: Handbürstenständer, autoclavierbar, Edelstahl, gebraucht