


**LEICA/ WILD Mitaka OH-1**

N.º art. 1002830



**22.900,00 Euro** más IVA.

LEICA/ WILD Mitaka OH-1 microscopio neuroquirúrgico, ajuste totalmente motorizado. El suministro incluye tubo de observación binocular, muy buen estado, usado.

### LEICA Wild M690 fahrbares OP-Mikroskop

N.° art. 1003056



6.900,00 Euro más IVA.

LEICA Wild M690, fahrbares OP-Mikroskop mit elektromotorischem Zoom und Focusverstellung (nicht original) mittels Handschalter, regelbare Halogenbeleuchtung 50 Watt, Okulare 10 x 21B, f=200, gebraucht Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

Möller-Wedel VM 900 con

N.º art. 1002648



9.800,00 Euro más IVA.

Möller-Wedel VM 900 con FS-3010: microscopio para operaciones binocular (10x/20B), móvil, objetivo f= 185 - 280, zoom 2,6 - 15,5, mango doble con control electrónico integrado para zoom, enfoque, giro derecha-izquierda adelante-atrás, interruptor de pedal con control para zoom y giro derecha-izquierda adelante-atrás, usado.

**WILD-HEERBRUCK (LEICA) 10473848: XY - Achse**

N.° art. 1002959



**980,00 Euro** más IVA.

WILD-HEERBRUCK (LEICA) 10473848: XY - Achse für OP - Mikroskop der Serie M6.., mit Handsteuerung 12 Volt, automat. Wegbegrenzung, automat. Zentrierung aus allen Positionen, ACHTUNG: Die XY - Achse ist ein ORIGINAL WILD Gerät, die Steuerung ist nicht original und darf deshalb nur in der Tiermedizin oder im technischen Bereich eingesetzt werden, NICHT in der Humanmedizin, gebraucht

### Interruptores de pedal

N.º art. 1002651



780,00 Euro más IVA.

Interruptores de pedal WILD-Heerbruck (1 par) para foco y zoom, usados.

**WILD - HEERBRUCK M 690:**

N.º art. 1002649



**7.900,00 Euro** más IVA.

WILD - HEERBRUCK M 690: binocular (10x/12B), objetivo f = 250, foco y zoom (7 - 36) control electrónico mediante interruptor de mano o de nariz, usado.

## Microscopio de operaciones

N.º art. 1002557



12.500,00 Euro más IVA.

Microscopio de operaciones ZEISS Contraves, con frenos controlados eléctricamente, para ajuste de alta precisión de todos los movimientos, tubo (12,5x) binocular (giratorio horizontal y verticalmente), objetivo f=300, foco y zoom 0,4-2,4 controlable eléctricamente (interruptor manual) fuente de luz de xenón: ZEISS Superlux 301, usado.

## ZEISS OPMI 6 S microscopio

N.º art. 1002506



9.800,00 Euro más IVA.

ZEISS OPMI 6 S microscopio para operaciones, para montaje en el techo, microscopio para cirugía oftalmológica. Incl. unidad de techo con pupitre de mando S 23 e interruptor de pie. Ajuste eléctrico de zoom y foco. Iluminación halógena de 50W. Usado.

**ZEISS OPMI 6SD con soporte**

N.º art. 1002829



**7.900,00 Euro** más IVA.

ZEISS OPMI 6SD con soporte universal 3 B oculares 10x22, zoom 0,5-2,0 sin escalonamientos tubo profundidad de foco 170mm, distancia de trabajo 170mm. Ajuste eléctrico de foco, zoom, eje XY. Usado.

Zeiss OPMI 1 fahrbares OP-Mikroskop Okulare 12,5 fach

N.° art. 1003045



2.600,00 Euro más IVA.

Zeiss OPMI 1 fahrbares OP-Mikroskop Okulare 12,5 fach, Vergrößerung 0,4/0,6/1/1,6/2,5, Beleuchtung 30 W, f= 200, elektrische Höhenverstellung, gebraucht Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

ZEISS OPMI 1-H, fahrbares OP-Mikroskop, Okulare 12,5

N.° art. 1003057



4.900,00 Euro más IVA.

ZEISS OPMI 1-H, fahrbares OP-Mikroskop, Okulare 12,5, Focus Tubus 160 mm, regelbare Halogenbeleuchtung 100 Watt, Arbeitsabstand 200 mm, Vergrößerung 4-25fach, gebraucht

ZEISS OPMI 1 Veterinär zum Einsatz in der Tiermedizin

N.° art. 1003082



1.750,00 Euro más IVA.

ZEISS OPMI 1 Veterinär, zum Einsatz in der Tiermedizin oder für technische Belange, Vergrößerung 6-42fach, Beleuchtung 30 Watt, Arbeitsabstand 200mm, Okulare 12,5 fach, mit Gebrauchsspuren, gebraucht

**ZEISS OPMI 19-FC**

N.º art. 1001414



**3.400,00 Euro** más IVA.

**ZEISS OPMI 99: Fahrbares OP-Mikroskop**

N.° art. 1002410



**2.800,00 Euro** más IVA.

ZEISS OPMI 99: Fahrbares OP-Mikroskop, binokular (10 x) Tubus f=80, 19 x, Objektiv f=250, Vergrößerungsfaktoren: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5, gebraucht

**ZEISS OPMI MDO para montaje**

N.º art. 1002710



**9.800,00 Euro** más IVA.

ZEISS OPMI MDO para montaje en el techo sobre soporte S51, ajuste eléctrico de foco y zoom mediante interruptor manual, usado.

ZEISS OPMI MDU, fahrbares OP-Mikroskop Ophthalmologie

N.° art. 1002903



12.800,00 Euro más IVA.

ZEISS OPMI MDU, fahrbares OP-Mikroskop Ophthalmologie. Okulare 12,5 x 18, Brennweite Tubus 170 mm, Arbeitsabstand 200 mm, Beleuchtung 100 W Halogen, elektrische Verstellung von Fokus und Zoom, gebraucht

LEITZ HM-LUX 3: Binokulares (10x/18) Labormikroskop

N.° art. 1003015



520,00 Euro más IVA.

LEITZ HM-LUX 3: Binokulares (10x/18) Labormikroskop mit 4 Wechselobjektiven (4x, 10x, 40x, 100x Oel) und Kreuzstich, gebraucht

ZEISS Stereo-Tischmikroskop binokular (10x/23)

N.° art. 1002985



680,00 Euro más IVA.

ZEISS Stereo-Tischmikroskop, binokular (10x/23), Zoom 1-4, Objektiv f = 70, Gesichtsfeld 5 bis 22mm, gebraucht

Bombilla ZEISS 6V/30W con

N.º art. 1002681



17,90 Euro más IVA.

Bombilla ZEISS 6V/30W con anillo de ajuste, NUEV A.

Adaptador para cámara de

N.º art. 1001420



580,00 Euro más IVA.

Adaptador para cámara de vídeo ZEISS, tubo de observación y cámara, usado.

Adaptador para foto/vídeo

N.º art. 1001423



780,00 Euro más IVA.

Adaptador para foto/vídeo Zeiss, usado.

Separador de haz ZEISS,

N.º art. 1001424



680,00 Euro más IVA.

Separador de haz ZEISS, usado.

Separador de haz ZEISS 50,

N.º art. 1001425



620,00 Euro más IVA.

Separador de haz ZEISS 50, doble, para micr. de op., usado.

Cierre para separador de haz

N.º art. 1001427



80,00 Euro más IVA.

Cierre para separador de haz ZEISS, usado.

Tubo de observación ZEISS

N.º art. 1002277



680,00 Euro más IVA.

Tubo de observación ZEISS monocular 10x/22B, giratorio y extraíble (función telescopio), usad o.

Tubo de observación ZEISS

N.º art. 1001428



580,00 Euro más IVA.

Tubo de observación ZEISS monocular (12,5x), usa do.

ZEISS tubo de observación

N.º art. 1000719



890,00 Euro más IVA.

ZEISS tubo de observación binocular (12,5x) f=125/16, usado.

ZEISS tubo de observación

N.º art. 1002864



890,00 Euro más IVA.

ZEISS tubo de observación binocular (12,5x) f=125/16, usado.

ZEISS tubo de observación

N.º art. 1000690



1.250,00 Euro más IVA.

ZEISS tubo de observación binocular, ocular 12,5x/18B T, f:170 T, usado.

Tubo de observación ZEISS

N.º art. 1002671



980,00 Euro más IVA.

Tubo de observación ZEISS binocular (12,5 x) (f=125/16) con adaptador para separador de haz, usado.

Tubo de observación WILD

N.º art. 1002379



490,00 Euro más IVA.

Tubo de observación WILD Heerbrugg 384000 monocular con ocular 10/22, usado.

**Tubo binocular WILD HEERBRUGG**

N.º art. 1002770



980,00 Euro más IVA.

Tubo binocular WILD HEERBRUGG sin oculares, usad o.

Tube binocular ZEISS f=125,

N.º art. 1001429



680,00 Euro más IVA.

Tube binocular ZEISS f=125, oculares 12,5x, usad o.

Tubo ZEISS binocular (f 170

N.º art. 1002278



480,00 Euro más IVA.

Tubo ZEISS binocular (f 170 T\*) para ocular roscado, usado.

Objetivo adicional ZEISS 2x

N.º art. 1002265



150,00 Euro más IVA.

Objetivo adicional ZEISS 2x Bw, usado.

Ocular roscado ZEISS 12,5x/

N.º art. 1002266



280,00 Euro más IVA.

Ocular roscado ZEISS 12,5x/ 18B T\*, usado.

### Control del motor ZEISS

N.º art. 1001431



420,00 Euro más IVA.

Control del motor ZEISS 471845, usado.

Separador de haz WILD319449,

N.º art. 1001432




750,00 Euro más IVA.

Separador de haz WILD319449, doble, usado.

Separador de haz LEICA WILD

N.º art. 1002366



850,00 Euro más IVA.

Separador de haz LEICA WILD con diafragma regulable, usado.