

Bombilla para HANAULUX

N.º art. 1001400



11,75 Euro más IVA.

Bombilla para HANAULUX Hamburg, 24V 25W, nueva.

Bombilla para HANAULUX

N.º art. 1001401




12,50 Euro más IVA.

Bombilla para HANAULUX Hamburg, 24V / 45W, nueva.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001402




14,50 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX Oslo y Heidelberg, 22,8V 40W, nueva.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001403



15,00 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX London, 22,8V 50W, nueva.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001404




24,90 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX London modelo antiguo, 24V/50W, nueva.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001405



21,90 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX Hamburg, 24V / 40W, nueva.

Bombilla para HANAULUX Boston

N.º art. 1001406



12,50 Euro más IVA.

Bombilla para HANAULUX Boston y Universal, 24V 50W, nueva.

Bombilla para HANAULUX

N.º art. 1001407




24,90 Euro más IVA.

Bombilla para HANAULUX Universal, 230V 50W, nuev a.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001408




27,90 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX Amsterdam,22,8V 75W, nueva.

Bombilla halógena para

N.º art. 1001409




22,90 Euro más IVA.

Bombilla halógena para HANAULUX serie de los 2000, 22,8V 50W, nueva.

Bombilla halógena para MARTIN

N.º art. 1001410




20,90 Euro más IVA.

Bombilla halógena para MARTIN Chromophare C570D, 24V 150W, nueva.

Tubos de techo con bridas de

N.º art. 1002807



180,00 Euro más IVA.

Tubos de techo con bridas de todas las marcas. Si necesita tubos con bridas para su lámpara para operaciones (p. ej. por traslado, ampliación a combinación de lámparas etc.): nosotros tenemos tubos con bridas de casi todos los fabricantes (Hanaulux, Martin, Dr. Mach, Berchtold etc.) en todas las longitudes.

BERCHTOLD Chromophare D 500

N.º art. 1002816



3.900,00 Euro más IVA.

BERCHTOLD Chromophare D 500 duo 150W/22,8V, 90000 Lux por cuerpo de lámpara, altura de la habitación a partir de 300cm, usada.

Lámpara para operaciones

N.º art. 1002751




2.590,00 Euro más IVA.

Lámpara para operaciones BERCHTOLD Chromophare D 530 plus, para montaje en el techo o en la pared, 22,8V/150 W. Diámetro del cuerpo de la lámpara 52 cm. Luminosidad 90000 Lux. regulación electrónica de la luminosidad. Ajuste del campo de 50-25C. Usada.

Berchtold Chromophare D650 mit Satellit D530 und Träger

N.° art. 1002994



5.500,00 Euro más IVA.

Berchtold Chromophare D650 (22,8V 250W) mit Satellit D530(22,8V 150W). Feldverstellung 17-28cm elektrische Helligkeitsverstellung, geeignet für Raumhöhen ab 3 Meter, zusätzlich mit Monitorträger für EKG-Geräte oder HF Chirurgiegerät, ausserdem sind in diesem Träger Anschlüsse für AIR, VAC und AIR Motor enthalten, gebraucht

BERCHTOLD Chromophare C452 OP-Leuchte

N.° art. 1003078



1.290,00 Euro más IVA.

BERCHTOLD Chromophare C452 OP-Leuchte, 22,8V/110W 50000 Lux, fokussierbar, zur Decken- und Wandbefestigung, Durchmesser des Leuchtenkörpers 40 cm, gebraucht

BERCHTOLD Chromophare C452 Duo

N.° art. 1003079



2.980,00 Euro más IVA.

BERCHTOLD Chromophare C452 Duo, 2 x 110 Watt Halogen, 2 x 50.000 Lux, gebr.

DR. MACH 380F OP-Leuchte

N.° art. 1003053



1.750,00 Euro más IVA.

DR. MACH 380F OP-Leuchte, 3x50 Watt, 70.000 Lux, zur Decken- oder Wandmontage, ab Raumhöhe 260cm, gebraucht

DR. MACH Triaflex

N.º art. 1001373



1.290,00 Euro más IVA.

DR. MACH Triaflex lámpara

N.º art. 1000657



840,00 Euro más IVA.

DR. MACH Triaflex lámpara para operaciones, 3 de 40 W, montaje de pared o de techo, usada.

Dr. Mach M3

N.º art. 1001374



2.590,00 Euro más IVA.

Dr. Mach M3, lámpara para operaciones de montaje en el techo para habitación de 3 m de altura. 3 lámparas halógenas de 22,8V/50Watt.130.000 Lux. Agrupación del campo luminoso (sistema de enfoque doble), ajuste de la luminosidad. Tamaño del campo luminoso 12-30cm. Con transformador, baldaquín y manguitos de agarre esterilizables. Buen estado, usada.

Dr. Mach M5 Operationsleuchte 3 x 77Watt

N.° art. 1003067



2.790,00 Euro más IVA.

Dr. Mach M5, Operationsleuchte 3 x 77Watt, elektrische Fokussierung, elektrische Dimmung, 100000Lux, Reflektoren neu, Raumhöhe ab 260,00cm, gebraucht

DRÄGER Sola 700/500 Leuchtenkombination

N.° art. 1002915



5.900,00 Euro más IVA.

DRÄGER Sola 700/500 Leuchtenkombination, Sola 700(24V/150W 145 Klux), Sola 500 (24V 110W, 90 Klux)), Deckenhöhe ab 350 cm, Lieferung inkl. Trafo und sterilisierbaren Handgriffen, gebraucht

HANAULUX Hamburg lámpara para operaciones

N.º art. 1001380




890,00 Euro más IVA.

HANAULUX Hamburg lámpara para operaciones, usado

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001375



1.482,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX Oslo, 3 halógenos de 50 W, fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto con la altura del techo), enfocable, altura del techo a partir de 260cm, usada.

HANAULUX Oslo Duo, ambas 4 x

N.º art. 1001376




2.980,00 Euro más IVA.

HANAULUX Oslo Duo, ambas 4 x 40 W, montaje de techo, enfocable, altura de techo a partir de 300cm, usada.

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001377




1.580,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX London, 3 x 50 W, 75.000 Lux, fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto con la altura del techo), altura del techo a partir de 260cm, usada.

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001378



3.160,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX London Duo, 2 cuerpos de lámpara London (3 halógenos de 50 W, 75.000 Lux), fijación al techo conjunta, altura del techo a partir de 300cm, usada.

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001381



2.900,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX Amsterdam, modelo de techo, diámetro de la lámpara aprox. 1m, 24 V, 7 halógenos de 75 W, 115.000 Lux, con lámpara satélite London, 3 halógenos de 50 W, altura de techo a partir de 330cm, usada.

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001382



1.230,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX Frankfurt, 5 halógenos de 40 W, enfocable, iluminación regulable. Altura mínima del techo: 3,00m. Diámetro del cuerpo de la lámpara: 65cm, usado.

HANAULUX 2003 lámpara para

N.º art. 1000635



1.980,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2003 lámpara para operaciones, 3 x 50 W, 90.000 Lux, fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto con la altura del techo), altura del techo a partir de 260cm, usada.

HANAULUX 2003 dúo lámpara

N.º art. 1000636



3.980,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2003 dúo lámpara para operaciones para fijación al techo (altura mínima de la sala 3,00m). 2 cuerpos luminosos (3 halógenos de 50 W, 90.000 Lux), incl. mangos esterilizables y transformador nuevo (indicar la altura del techo al realizar el pedido), altura del techo a partir de 300cm, usada.

HANAULUX 2004 , lámparas de operaciones de cuatro focos 22,8

N.º art. 1002365




2.380,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2004 , lámparas de operaciones de cuatro focos 22,8V50W (100.000 Lux), altura del techo a partir de 300cm, usada.

HANAULUX 2004TV (100000Lux) mit Hanaurovision Kerasystem

N.° art. 1003028



6.500,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2004TV (100000Lux) mit Hanaurovision Kerasystem (inkl. Prozessor und Bildschirm, Satellit 2003 (70000Lux) mit gemeinsamer Deckenbefestigung, gebraucht

HANAULUX 2004 Duo, lámpara para operaciones

N.º art. 1001383



4.500,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2004 Duo, 2 lámparas de operaciones de cuatro focos 24V50W (2 x 100.000 Lux), con fijación conjunta al techo, altura del techo a partir de 300cm, usada.

HANAULUX 2005 duo (2x130.000

N.º art. 1002735




5.900,00 Euro más IVA.

HANAULUX 2005 duo (2x130.000 Lux) 22.8V/50W. Altura del techo a partir de 300 cm, usada.

Lámpara de operaciones

N.º art. 1001384




4.500,00 Euro más IVA.

Lámpara de operaciones HANAULUX 2005 (130.000 Lux) con satélite 2002 (80.000 Lux), con fijación al techo conjunta, altura del techo a partir de 300cm, usada.

Lámpara para operaciones

N.º art. 1001385




4.200,00 Euro más IVA.

Lámpara para operaciones HANAULUX 2007 (130.000 Lux), con satélite 2004 (100.000 Lux), con fijación al techo conjunta, altura del techo a partir de 330cm, usada.

Anillo para fijación al techo

N.º art. 1001390



52,90 Euro más IVA.

Anillo para fijación al techo para todas las lámparas de operaciones, nuevo inclusive 6 uds. de anclajes para cargas pesadas y tuercas, con plantilla de perforación

Mango esterilizable HANAULUX

N.º art. 1001391



43,00 Euro más IVA.

Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de operaciones London y Oslo, NUEVO.

Mango esterilizable HANAULUX

N.º art. 1001392



43,00 Euro más IVA.

Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de operaciones Hamburg, NUEVO.

Mango esterilizable HANAULUX

N.º art. 1001393



45,00 Euro más IVA.

Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de operaciones de la serie de los 2000, NUEVO.

Mango esterilizable MARTIN

N.º art. 1001394



42,00 Euro más IVA.

Mango esterilizable MARTIN Chromophare para lámparas de operaciones, NUEVO.

Mango esterilizable HANAULUX

N.º art. 1001395



169,00 Euro más IVA.

Mango esterilizable HANAULUX para lámpara de operaciones Amsterdam, de metal, NUEVO.

Transformador para lámparas

N.º art. 1001397



219,00 Euro más IVA.

Transformador para lámparas de operaciones, 250 W, corriente primaria 230 V, corriente secundaria 25 V, nuevo.

Transformador para lámparas

N.º art. 1001398



289,00 Euro más IVA.

Transformador para lámparas de operaciones, 630 W, corriente primaria 230 V, corriente secundaria 25 V, nuevo.

AWEH MT 1000: transformador

N.º art. 1002435



380,00 Euro más IVA.

AWEH MT 1000: transformador de seccionamiento, primario: 230V, 1060 W , secundario 230 V, 1000 W, usado.

Lámpara para escribir DERUNGS

N.º art. 1002851




80,00 Euro más IVA.

Lámpara para escribir DERUNGS con fijación flexible de cuello de cisne para fijarla al riel lateral del DRÄGER Julian y otros más, usada.

Lámpara de trabajo DERUNG

N.º art. 1002702




80,00 Euro más IVA.

Lámpara de trabajo DERUNG halux Cosy W, con fijación a la pared, también se puede fijar lateralmente a aparatos de anestesia DRÄGER p. ej. Julian, 20 W, usada.

Lámpara de reconocimiento

N.º art. 1002517



1.980,00 Euro más IVA.

Lámpara de reconocimiento DRÄGER Sola 300 para montaje en el techo, altura de la habitación 300 cm, 12/V/65 W, incl. mango esterilizable, como n ueva.

HANAULUX Blue 30, para montaje en pared

N.º art. 1001367




980,00 Euro más IVA.

HANAULUX Blue 30, para montaje en pared, 50 Watt, 30.000 Lux, usado

Lámpara de reconocimiento

N.º art. 1001363



690,00 Euro más IVA.

Lámpara de reconocimiento universal HANAULUX, fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto con la altura del techo), 50 W, halógenos de 24 V, 20.000 Lux, usada.

Lámpara de reconocimiento

N.º art. 1001364



920,00 Euro más IVA.

Lámpara de reconocimiento Heidelberg HANAULUX, fijación a la pared o al techo (indicar en el pedido junto con la altura del techo), 50 W halógena, 20.000 Lux, transformador integrado, usada.

HANAULUX Heidelberg: lámpara

N.º art. 1000614




490,00 Euro más IVA.

HANAULUX Heidelberg: lámpara de reconocimiento móvil, halógena 50 W, 25.000 Lux, con transformador integrado, usada.

Lámpara de reconocimiento

N.º art. 1001368



590,00 Euro más IVA.

Lámpara de reconocimiento móvil HERAEUS con funcionamiento a batería, 4 x 25 W, para funcionamiento con red o con batería, ruedas con freno, brazo regulable en altura, cuerpo de lámpara giratorio, usada - este artículo solo es apto para medicina veterinaria o para la exportación -

HANAULUX 2001

N.º art. 1001365



980,00 Euro más IVA.

Lámpara de reconocimiento HANAULUX 2001, de techo o de pared (en el pedido, indiquése junto a la altura del techo), halógeno de 22,8V/50W, 28.000 Lux, buen estado, usada.

MAQUET Lucea 40 LED Untersuchungsleuchte

N.° art. 1003075



1.980,00 Euro más IVA.

MAQUET Lucea 40, LED Untersuchungsleuchte zur Deckenmontage (Raumhöhe ab 320cm) 55 V, 40000Lux 4500K, neuwertig und originalverpackt, gebraucht