

Sierra para yeso DeSoutter

N.º art. 1002744




490,00 Euro más IVA.

Sierra para yeso DeSoutter con aspirador eléctrico (móvil). El aparato está en el envase original.

Cesto superior OLYMPUS para 2

N.º art. 1001703



650,00 Euro más IVA.

Cesto superior OLYMPUS para 2 endoscopios flexibles, usado.

Aparato automático para

N.º art. 1002665




4.800,00 Euro más IVA.

Aparato automático para lavado y desinfección MIELE G 7736 (con sistema de tarjetas de control) para casi todos los productos de medicina y aparatos de laboratorio que se pueden reprocesar, con condensador de vapor, grupo de secado y desendurecedor de agua, Al:85 (82cm) x An:90cm x Pr:70cm, presión de agua (presión a corriente máxima) 50-1000 kPa (100kPa=1bar), conexión de agua fría y caliente: hasta máx. 70 °C, conexión de agua AD: >50-1000 kPa (0,5-10bar), condensador de vapor: aprox. 2-4 l/min., valores de emisión de ruido en dB (A): nivel de presión acústica LpA aparato sobre pies: <70, aparato empotrado: <70, usado.

RDG Bio Tens: aparato para la

N.º art. 1002509



180,00 Euro más IVA.

RDG Bio Tens: aparato para la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, COMO NUEVO.

AESCULAP Favorita GT104/GH204 Schermaschine

N.° art. 1002325



160,00 Euro más IVA.

AESCULAP Favorita GT104/GH204: elektrisch betriebene Schermaschine für den Einsatz im Veterinärbereich mit 2 Scherköpfen (1xfein, 1xgrob) gebraucht

STORZ Calcutript 27080:

N.º art. 1001719

**1.900,00 Euro** más IVA.

STORZ Calcutript 27080: aparato de litotricia electrohidráulico (EHL) para usar en caso de piedras en el sistema urinario, cálculos biliares y sialolitiasis. Ajuste de potencia en 4 niveles, 4 modos de frecuencia, impulso de 1900V, energía de descarga/impulso 0,18 - 1,5 Ws, medidas (AnxAlxPr) 520x160x380mm, peso 16kg, interruptor de pedal, cable de conexión para sondas, 3 fundas protectoras para sondas 27080 EA, 27080 FA, 27080 GA, 1 sonda de prueba 7 Charr, cable de conexión BNC - BNC (longitud 180cm) muy buen estado, verificado por el fabricante, usado.

Sistema de protección STRYKER

N.º art. 1001720




1.480,00 Euro más IVA.

Sistema de protección STRYKER T4 casco T3 para la protección anticontaminación del cirujano y sus asistentes (usado).
Componentes: casco T3 (5 uds.) con ventilador a batería, cargador múltiple para 8 baterías, 8 baterías NUEVAS (!), cinturón para llevar una batería, revestimiento esterilizado para casco T3 MB20 Hood (artículo desechable) 35 uds.*

Tijeras microquirúrgicas

N.º art. 1001722




98,00 Euro más IVA.

Tijeras microquirúrgicas AESCULAP FD13, curvadas, como nuevas.

Tijeras microquirúrgicas

N.º art. 1001723




98,00 Euro más IVA.

Tijeras microquirúrgicas AESCULAP OC497, como nu evas.

Tijeras microquirúrgicas

N.º art. 1001724



98,00 Euro más IVA.

Tijeras microquirúrgicas AESCULAP FO 02497, como nuevas.

Cubeta para instrumental

N.º art. 1002678



12,00 Euro más IVA.

Cubeta para instrumental BAISCH de vidrio: Al 3 x An 20 x Pr 10 cm, usada.

Dispensador de cepillos de

N.º art. 1000972



49,00 Euro más IVA.

Dispensador de cepillos de acero inoxidable, se puede esterilizar en autoclave, con suspensión para pared, usado.

LYMPHA WAVE lympho press 301

N.º art. 1002734



980,00 Euro más IVA.

LYMPHA WAVE lympho press 301 ET: aparato de 12 cámaras para la compresión intermitente y para el tratamiento de edemas linfáticos de las extremidades, con 1 brazalete 17/6, usado.

SHOR-LINE Tierkäfig- Kombination

N.° art. 1002998



5.200,00 Euro más IVA.

SHOR-LINE Tierkäfig-Kombination 3 Stk. B 116 x T72 x H71cm, 6 Stk. B 55 x T 72 x H 55 cm und 8 Stk. B 40 x T 72 x H 40 cm, gebraucht

SAVIC Katzenkäfig verzinkt

N.° art. 1003086



28,00 Euro más IVA.

SAVIC Katzenkäfig verzinkt, Öffnung seitlich und oben, Maße L 53 x B 32 x H 38 cm, gebraucht