


STORZ HOPKINS 27005BA Starre Optik 30° L 30 cm

N.° art. 1003010



690,00 Euro más IVA.

STORZ HOPKINS 27005BA: Starre Optik 30° L 30 cm, Durchmesser 4mm, gebraucht

Lichtleitkabel: Verschiedene Hersteller und Längen

N.º art. 1003090



0,00 Euro más IVA.

Lichtleitkabel: Verschiedene Hersteller, verschiedene Längen und Anschlüsse, gebraucht Preis auf Anfrage

MEDI SECUR ME-401R/0,5

N.º art. 1002090



980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ME-401R/0,5 microendoscopio rígido, curvado, Ø: 0,5mm, longitud de inserción: 50mm/30°, acodamiento/15mm, píxeles: 1.600, profundidad de campo: 1,5-15mm, ángulo de campo: 52°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ME-410S/0,8

N.º art. 1002091



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ME-410S/0,8 microendoscopio rígido, con canal de trabajo, Ø: 0,8mm, longitud de inserción: 50mm, píxeles: 6.000, profundidad de campo: 2,0-50mm, ángulo de campo: 52°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ME-410L/2.35

N.º art. 1002092




Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ME-410L/2.35 microendoscopio rígido, Ø: 2,35mm, Ø del canal de trabajo: 1,2mm, longitud de inserción: 600mm, píxeles: 12.000, profundidad de campo: 3,0-infinito, ángulo de campo: 65°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ME-410S/2.40

N.º art. 1002093



980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ME-410S/2.40 microendoscopio rígido, Ø: 2,4mm, 2 canales de trabajo, sin usar, como n uevo.

MEDI SECUR ZNE-410S/1.5

N.º art. 1002094



980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ZNE-410S/1.5 microendoscopio rígido, Ø: 1,5mm, Ø del canal de trabajo: 0,7mm, longitud de inserción:120mm, píxeles: 6.000, profundidad de campo: 2,0-20, ángulo de campo: 70°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ZNE-401R1,5

N.º art. 1002095



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ZNE-401R1,5 microendoscopio rígido, curvado, Ø: 1,5mm, longitud de inserción: 140mm/20°, acodamiento/5mm, píxeles: 6.000, profundidad de campo: 2,0-50, ángulo de campo: 70°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ZNE-410L/2.35

N.º art. 1002096



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ZNE-410L/2.35 microendoscopio rígido, Ø: 2,35mm, Ø del canal de trabajo: 1,2mm, longitud de inserción: 280mm, píxeles: 12.000, profundidad de campo: 3,0-infinito, ángulo de campo: 70°, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ZNE-311/1.8

N.º art. 1002097



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ZNE-311/1.8 microendoscopio rígido, controlable, Ø: 1,8mm, Ø del canal de trabajo: 0,5mm, longitud de inserción: 310mm, píxeles: 6.000, profundidad de campo: 2,0-50, ángulo de campo: 70°, ángulo de desviación: 90°, longitud de desviación: 25mm, sin usar, como nuevo.

MEDI SECUR ZNE-311/2,3

N.º art. 1002098



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro más IVA.

MEDI SECUR ZNE-311/2,3 microendoscopio rígido, controlable, Ø: 2,3mm, Ø del canal de trabajo: 0,7mm, longitud de inserción: 310mm, píxeles: 6.000, profundidad de campo: 2,0-50, ángulo de campo: 70°, ángulo de desviación: 90°, longitud de desviación: 25mm, sin usar, como nuevo.