

OLYMPUS CF-EI: Kolonoskop

N.° art. 1003120



580,00 Euro más IVA.

OLYMPUS CF-EI: Fiber-Kolonoskop Durchm. 13,8 mm, Länge 133 cm, Gerät ist funktionsfähig 3 Faserbrüche, gebraucht - Geräte aus der Kategorie Fundgrube ohne Gewährleistung: Dem Käufer wird eine Frist von 14 Tagen zur Anzeige eventuell vorhandener Mängel beginnend ab Übergabe des Verkaufsgegenstandes eingeräumt.

Huntleigh Nesbit Evans 152000 Patiententransporter fahrbar

N.° art. 1003119



2.500,00 Euro más IVA.

Huntleigh Nesbit Evans Typ 152000 Patiententransporter fahrbar pneumohydraulische Höhenverstellung, Rücken-/Kopfteil verstellbar, aufklappbare Patientenschutzgitter inkl. Polster, gebraucht

Stryker Surgery Stretcher fahrbarer Patiententransporter

N.° art. 1003118




2.900,00 Euro más IVA.

Stryker Surgery Stretcher, fahrbarer Patiententransporter, höhenverstellbar, Kopf-/Fussplatte verstellbar, Patientenschutzgitter, Infusionsstange klappbar, inkl. Polster, gebraucht

Kendall Aerodyne Omega: Ultraschallvernebler

N.º art. 1003117



290,00 Euro más IVA.

Kendall Aerodyne Omega: Ultraschallvernebler auf Fahrstativ, zum Betrieb des Gerätes ist spezifisches Zubehör von Kendall erforderlich (Einweg-Sterilwasserflaschen), gebraucht

Schiller AT-101 tragbares 3/6 Kanal EKG

N.° art. 1003116



690,00 Euro más IVA.

Schiller AT-101, tragbares 3/6 Kanal EKG Gerät mit Akku/Netzfunktion, Tastatur zur Patientendateneingabe, CE 0123, gebraucht

NELLCOR N-3000 Pulsoxymeter mit Ladegerät PSS1

N.º art. 1003115



390,00 Euro más IVA.

NELLCOR N-3000 Pulsoxymeter mit Ladegerät PSS1, Akku/Netzbetrieb, einstellbare Alarmgrenzen, inkl. Fingerclipsensor, gebraucht

MELAG 30 Autoklav Druck-Dampf Sterilisator

N.° art. 1003114



1.490,00 Euro más IVA.

MELAG 30 Autoklav/Druck-Dampf Sterilisator, kammergröße 23 x 25cm , Sterilisation bei 2 bis 2,5 bar (135-138°C), Desinfektion unverpackter Güter 0,2-0,4bar (105-109°C), das Gerät eignet sich vor allem zum einsatz in der Dentalmedizin, gebraucht

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley

N.° art. 1003113



1.490,00 Euro más IVA.

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley, 3 höhenverstellbare Böden, Schublade f. Keyboard, Halter für flexible endoskope, Masse: 65 x 65 Höhe 120 cm, gebraucht

LEISEGANG 1 DF fahrbares Kolposkop

N.° art. 1003112



1.790,00 Euro más IVA.

LEISEGANG fahrbares Kolposkop, Vergrößerung 7,5-35fach, höhenverstellbar, Halogenlichtquelle 75 Watt, regelbare Helligkeit, gebraucht

SCHILLER AT-6 ECG, usado en

N.º art. 1003111



690,00 Euro más IVA.

SCHILLER AT-6 ECG VET , usado en buen estado, de 3 canales, anchura de impresión 145mm, incl. batería, 6 diferentes velocidades de impresión, medidas exteriores: (An/Al/Pr) 31x25x9cm, peso 4kg, incl. cable ECG usado. Aparato usado comprado. Este artículo está previsto sólo para su uso en veterinaria o exportación.

MITSUBISHI P 91 Videografikprinter

N.° art. 1003110




790,00 Euro más IVA.

MITSUBISHI P 91, Videografikprinter schwarz/weiß zur Verwendung z. B. mit Ultraschallgeräten, geb raucht

MEDAP Venta Carry 26 tragbare Absaugpumpe

N.° art. 1003109



690,00 Euro más IVA.

MEDAP Venta Carry 26, tragbare Absaugpumpe Netz- und Akkubetrieb. Saugleistung 26 Liter / min., regelbares Vakuum bis -0,9 bar. Absaugbehälter mit 1 Liter, gebraucht

PHYSIO CONTROL Lifepak 12,

N.º art. 1003108



6.100,00 Euro más IVA.

PHYSIO CONTROL Lifepak 12, desfibrilador bifásico, año de fabricación 2004, menú y teclado alemán. Impresora con anchura de escritura de 6cm. Incl. DEA, marcapasos, 2 baterías, incl. cargador de sobremesa y bolsillos laterales, usado. + function: SpO2 und NIBP

MITSUBISHI P 67E Videoprinter s/w

N.° art. 1003107



690,00 Euro más IVA.

MITSUBISHI P 67E Videoprinter schwarz/weiss, geb raucht

GE Logiq 200, Ultraschallgerät mit Convexsonde

N.° art. 1003106



2.600,00 Euro más IVA.

GE Logiq 200, Ultraschallgerät mit Convexsonde 3,5 MHz, BJ 2000, CE. Der abgebildete Drucker ist nicht im Preis enthalten, gebraucht

Lohmeier M 608, tragbarer Monitor

N.° art. 1003105



780,00 Euro más IVA.

Lohmeier M 608, tragbarer Monitor mit den Parametern EKG, SPO2, NIBP inkl. Drucker, gebrau cht

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät

N.° art. 1003104



1.290,00 Euro más IVA.

Weinmann Medumat Variabel Notfallbeatmungsgerät auf Trageplatte, gebraucht

PHILIPS BV 25 gold fahrbarer C-Bogen

N.° art. 1003103



13.800,00 Euro más IVA.

PHILIPS BV 25 gold, fahrbarer C-Bogen, mit digitaler Kamera und digitalem Speicher, Scopifix MDP mit Doppel-Monitor 43cm, alphanumerischer Tastatur, Auflösung 1,4 Lpmm. 15-cm-HQ-BV 625 Zeilen.KV/mA Bereich: 0,1mA bei 40kV bis 3mA bei 100kV, L: 180cm, H: 180cm, B: 100cm, geprüftes Gebrauchtgerät

Ziehm Exposkop CB 7D fahrbarer C-Bogen

N.° art. 1003100



9.800,00 Euro más IVA.

Ziehm Exposkop CB 7D, fahrbarer C-Bogen mit Doppelmonitor und digitalem Bildspeicher, Bildverstärker 23cm, Auflösung 1,2 LP/mm, Inkl. Drucker Sony UP 910, gebraucht

Melag Vacuklav 44B Baujahr 2005

N.° art. 1003098



4.900,00 Euro más IVA.

Melag Vacuklav 44B, Baujahr 2005 5 verschiedene Programme. inkl. Dokumentationseinheit MelaFlash, Tablettführungsgestell und 2 Tablett B-Klasse Autoklav. Zum Betrieb empfehlen wir eine Wasseraufbereitungsanlage MELADem 40 (neu). Preis EUR 390, gebraucht