

### Ambu Uni-Suction, Appareil

Numéro d'article 1002608



250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Ambu Uni-Suction, Appareil d'aspiration portable spécial pour aspiration pharyngée et trachéale. Fonctionnement via pompe à pédale ou via raccord O2/air, d'occasion

### ALLIED L190-GR, Pompe

Numéro d'article 1002835



130,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ALLIED L190-GR, Pompe d'aspiration portable, flacon 2 l, -0,7 bar/16 l sans batterie, d'occasion. Cet article est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à l'export.

ATMOS RP 25 Absaugpumpe mit

Numéro d'article 1000105



490,00 Euro    Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ATMOS RP 25 Absaugpumpe mit 1x 4 Liter Absaugglas, 25 Liter/min., -0,8 bar, gebraucht

### Atmos RP45 fahrbare Absaugpumpe

Numéro d'article 1002415



**590,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Atmos RP 45 fahrbare Absaugpumpe, 1x 2,5 Liter Absaugglas. Regelbare Saugleistung. 30Liter/min, max. -0,8bar, gebraucht

**ATMOS S 031 Thorax,**

Numéro d'article 1001219



**1.350,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ATMOS S 031 Thorax, Aspirateur pour drainage thoracique mobile, portable, alimentation électrique indépendante, avec dispositif de surveillance électronique, débit d'aspiration : 3,0 +/- 0,3 l/min, vide max. -60 mbar, récipient à sécrétions 1 l, appareil de démonstration à l'état neuf, d'occasion

**BRAUN Vakufix, Cuve**

Numéro d'article 1001716



**190,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BRAUN Vakufix, Cuve d'aspiration chirurgicale, d'occasion, sac de récupération Braun jetable, NEUVE

## DRÄGER Vakuum-Absaugpumpe, 2x

Numéro d'article 1000119



**290,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Vakuum-Absaugpumpe, 2x 5 Liter Behälter, Überlaufglas, zum Anschluß an der Vakuumsteckdose, gebraucht

## DRÄGER Vakuum-Absaugung

Numéro d'article 1002953



**180,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Vakuum-Absaugung zum Anschluß an eine zentrale Vakuumanlage. Zur Befestigung an einer Einheitschiene, regelbares Vakuum, neuwertig, ge braucht

## DRÄGER, Pompe d'aspiration

Numéro d'article 1001222



90,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Pompe d'aspiration bronchique avec injecteur (entraînement à air comprimé ou O2), d'occasion

## DRÄGER, Pompe d'aspiration

Numéro d'article 1001223



140,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Pompe d'aspiration bronchique avec injecteur (entraînement à air comprimé ou O<sub>2</sub>), portable, avec bouteille 1 l MEDELA FMS (système jetable) avec poche de rechange, d'occasion

**DRÄGER, Pompe d'aspiration**

Numéro d'article 1001224



**90,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Pompe d'aspiration bronchique à entraînement par le vide, d'occasion

**DRÄGER, Pack portable de**

Numéro d'article 1001225




**50,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Pack portable de flacons de sécrétions, d'occasion

## Éjecteur pour aspiration

Numéro d'article 1001233



90,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Éjecteur pour aspiration bronchique, d'occasion

## DRÄGER, Éjecteur

Numéro d'article 1002458



180,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Éjecteur d'aspiration, réducteur de pression d'O<sub>2</sub> incl. & régulateur de débit d'O<sub>2</sub> en continu, d'occasion

## DRÄGER Ejektorabsaugung NIST, VAC-betrieben

Numéro d'article 1002995



155,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Ejektorabsaugung NIST, VAC-betrieben, neuwertig, gebraucht

## FAHL tracheo Absaugpumpe baugleich ATMOS

Numéro d'article 1000091



**350,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

FAHL tracheo, baugleich ATMOS LC16, 600ml Glas, Saugleistung 16 l/min., sehr guter Zustand, gebraucht

**LAERDAL Suction Unit, Pompe**

Numéro d'article 1002701



**160,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

LAERDAL Suction Unit, Pompe d'aspiration portable, fonctionnement sur réseau ou batterie, récipient à sécrétions 1 l. Le bloc secteur n'est pas d'origine, il est donc destiné uniquement à l'export et à la médecine animale.

## LAERDAL Premier, Pompe

Numéro d'article 1002482



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

LAERDAL Premier, Pompe d'aspiration portable à batterie, vide réglable (max -0,68 bar), récipient jetable de 500 ml, chargeur de batterie & sac de transport incl., d'occasion

**MEDAP P120 fahrbare**

Numéro d'article 1000088



**770,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDAP P120 fahrbare Absaugpumpe, 2 x 4 Liter, gebr.

### MEDAP P130, Pompe

Numéro d'article 1002213



**790,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDAP P130, Pompe d'aspiration mobile avec récipient à sécrétions 4 l (NEUF), commutateur à pédale et sécurité de débordement incl., d'occasion. Le récipient à l'image a une capacité de 1 l.

**MEDAP P4020, Aspirateur de**

Numéro d'article 1000081




**220,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDAP P4020, Aspirateur de drainage portable, puissance max. -600 mbar, d'occasion

## MEDAP Venta Carry 26 tragbare Absaugpumpe

Numéro d'article 1003109



**690,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDAP Venta Carry 26, tragbare Absaugpumpe Netz- und Akkubetrieb. Saugleistung 26 Liter / min., regelbares Vakuum bis -0,9 bar. Absaugbehälter mit 1 Liter, gebraucht

## MEDELA Vario, Pompe

Numéro d'article 1002644



**590,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDELA Vario, Pompe d'aspiration portable, vide réglable jusqu'à -0,8 bar, 20 l/min, récipient d'aspiration 3 l (récipient et couvercle neufs), d'occasion

### MEDELA Basic, Pompe

Numéro d'article 1000120



**490,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDELA Basic, Pompe d'aspiration mobile, 2 l, -0,8 bar, récipient 1,5 l, d'occ.

**MEDELA 015 : Tire-lait avec support à 5 pieds, sans accessoi**

Numéro d'article 1001228



**280,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDELA 015 : Tire-lait avec support à 5 pieds, sans accessoires (retirable directement auprès du fabricant), d'occasion

### MGE SAM12, Pompe d'aspiration

Numéro d'article 1001230



190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MGE SAM12, Pompe d'aspiration avec conteneur 1,75 l, -0,8 bar, portable mais sans fonctionnement sur batterie, vide réglable, d'occasion

### MGE SAM12B, Pompe

Numéro d'article 1001231



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MGE SAM12B, Pompe d'aspiration avec conteneur 2,0 l, -0,8 bar, portable mais sans fonctionnement sur batterie, vide réglable, d'occasion

## OLYMPUS KV-4, Pompe

Numéro d'article 1001229



**780,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS KV-4, Pompe d'aspiration portable, hxlxp 240 x 400 x 410 mm, poids 10,5 kg, avec flacon à sécrétions 3 l avec flotteur de sécurité, vide -0,85 bar, débit 20 l/min, d'occasion\*

OLYMPUS SSU-2, Keymed,

Numéro d'article 1000336



420,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS SSU-2, Keymed, endoskopische Absaugpumpe, gebr.

VALLEYLAB OptiMumm mit Rapid Vac Sensor

Numéro d'article 1002872



980,00 Euro    Hors impôt sur le chiffre d'affaire

VALLEYLAB OptiMumm: Rauchabsauger mit Rapid Vac Sensor E 3600, gebraucht

### WEYER Minivac Acu S, Pompe

Numéro d'article 1001232



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WEYER Minivac Acu S, Pompe d'aspiration portable fonctionnant sur batterie (batterie neuve), flacon à sécrétions 500 ml, bon état, d'occasion