

MARTIN Elektrotom 40 monopolares HF-Chirurgiegerät

Numéro d'article 1003004



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MARTIN Elektrotom 40, monopolares HF-Chirurgiegerät zur Koagulation und Fulguration, Leistung max.: 40 Watt, gebraucht

MIKROMED MK 1 monopoloares HF-Gerät 50W

Numéro d'article 1002879




980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MIKROMED MK 1 monopoloares HF-Gerät 50W, sehr guter Zustand, gebraucht

ERBE ICC 200 avec fonction EndoCut, unipolaire 200 Watt, bip

Numéro d'article 1002125



3.190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ERBE ICC 200 avec fonction EndoCut, unipolaire 200 Watt, bipolaire 120 Watt. Très bon état, d'o ccasion

ERBE ICC 300 : Coupe monopolaire : 300 W, coagulation : 300

Numéro d'article 1000496



3.300,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ERBE ICC 300 : Coupe monopolaire : 300 W, coagulation : 300 W, bipolaire : 120 W, dimensions : 410x152x368 mm, poids : 10kg, appareil d'exposition, très bon état, d'occasion TOUS LES APPAREILS CHIRURGICAUX HF SONT LIVRÉS AVEC ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS)

ERBE ICC 350, Appareil de

Numéro d'article 1002177



3.600,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ERBE ICC 350, Appareil de chirurgie HF, coupe monopolaire 300 W, bipolaire 120 W, dimensions 410 x 152 x 368 mm, bon état, d'occasion. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

ERBE Beamer 2, Source d'argon

Numéro d'article 1001309



1.560,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ERBE Beamer 2, Source d'argon commandée pour la coagulation au plasma argon. L'appareil est doté d'un dispositif qui combine l'activation du Beamer 2 et de l'appareil chirurgical à haute fréquence. Utilisable avec les appareils ACC 450, 451, 430 et ICC 200 (seulement pour le type 10128-023), 300, 350, d'occasion

AESCULAP GK 160,

Numéro d'article 1002143



1.290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESCULAP GK 160, Arthroresekteur, appareil de chirurgie HF monopolaire, puissance de sortie 170 W, fréquence 0,5 MHz, poids 4,6 kg, hxlxp 150 x 305 x 215 mm, d'occasion. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

OLYMPUS PSD-10, Appareil de

Numéro d'article 1001989



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PSD-10, Appareil de chirurgie HF, pour travaux endoscopiques, accessoires incl., d'occasion. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

OLYMPUS PSD-20, Appareil de

Numéro d'article 1001990




1.980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PSD-20, Appareil de chirurgie HF, pour travaux endoscopiques, accessoires incl., d'occasion. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

OLYMPUS PSD-30, Appareil de

Numéro d'article 1002549



2.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PSD-30, Appareil de chirurgie HF pour utilisation endoscopique, d'occasion. TOUS LES APPAREIL DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

OLYMPUS UES 30, Appareil de

Numéro d'article 1002355



3.200,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS UES 30, Appareil de chirurgie HF pour endoscopie et chirurgie générale, monopolaire 300 W, bipolaire 120 W, d'occasion. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

SÖRING MBC 601, Appareil HF

Numéro d'article 1002713



2.100,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SÖRING MBC 601, Appareil HF commandé par processeur, année 2004, coupe monopolaire 350 W, bipolaire 130 W, coagulation bipolaire 100 W, d'occasion

VALLEYLAB Force 2, Appareil

Numéro d'article 1002978



1.280,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

VALLEYLAB Force 2 CEM, Appareil de chirurgie HF avec sortie isolée (floating output) en technique de microprocesseur, pour couper et coaguler, électrodes neutres incl., - Monitoring REM avec ajustement automatique des valeurs limites, puissance HF en watts réglable en continu jusqu'à max. 100 W (numérique), - Optimisation de la puissance via le principe de construction en circuit fermé, coagulation bipolaire réglable jusqu'à 50 W, d'occ., commutateur à pédale incl. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

VALLEYLAB FORCE 30: Digitales HF-Chirurgiegerät

Numéro d'article 1002876



1.150,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

VALLEYLAB FORCE 30: Digitales HF-Chirurgiegerät, 300 Watt, monopolar, 50 Watt bipolar, mit folgenden Sonderfunktionen: pure cut, blend, desiccate, bipolar: standard precise, gebraucht

VALLEYLAB FORCE 40, Appareil

Numéro d'article 1002742



1.250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

"VALLEYLAB FORCE 40, Appareil de chirurgie HF numérique, 300 W, monopolaire & bipolaire, avec les fonctions spéciales suivantes : cut, blend1, blend2, deiccate, fulgurate, spray standard bipolar, precise bipolar ; d'occasion "

Valleylab Force 300, Appareil

Numéro d'article 1002820



2.290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Valleylab Force 300, Appareil de chirurgie HF, monopolaire 300 W, bipolaire 70 W, très bon état, d'occasion. TOUS LES APPAREIL DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS ACCESSOIRES (PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS).

Valleylab Force EZ prozessorgesteuertes HF

Numéro d'article 1003012



3.490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Valleylab Force EZ, prozessorgesteuertes HF Gerät Monopolar Cut 300W, Monopolar COag. 120W, Bipolar 70W , gebraucht

ERBE IES 300, Évacuation des

Numéro d'article 1002252



1.790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ERBE IES 300, Évacuation des gaz de fumée pour la chirurgie HF, filtre principal neuf incl., pour une utilisation avec tous les appareils de chirurgie HF courants, d'occasion

Commutateur (à 2 pédales)

Numéro d'article 1001316



280,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Commutateur (à 2 pédales) pour appareil HF (branchement pour modèles MARTIN ou ERBE), protégé contre les explosions, d'occasion

BOWA, Poignée ErgoPen étroite

Numéro d'article 1002298



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BOWA, Poignée ErgoPen étroite à 2 boutons pour appareils Valleylab, d'occasion

BOWA, Poignée d'électrode

Numéro d'article 1001317



125,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BOWA, Poignée d'électrode monopolaire avec 2 boutons, adaptée aux app. ERBE série T, câble de raccordement 4,5 m incl., neuve

BOWA, Poignée d'électrode

Numéro d'article 1002397



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BOWA, Poignée d'électrode monopolaire avec 2 boutons adaptée à ERBE ACC/ICC, câble de raccordement 4,5 m incl., neuve

BOWA, Poignée d'électrode

Numéro d'article 1001318



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BOWA, Poignée d'électrode monopolaire pour app. HF Martin, 2 boutons, manche 4 mm, câble 4,5 m, neuve

Câble de raccordement

Numéro d'article 1001319



63,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Câble de raccordement bipolaire pour app. HF Martin, longueur 4,5 m, (287040), neuf

Câble de raccordement pour

Numéro d'article 1001320



63,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Câble de raccordement pour électrode neutre Martin/Berchtold (295030), neuf

Plaque neutre en caoutchouc

Numéro d'article 1001321



190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Plaque neutre en caoutchouc (245 x 145 mm), sans câble (242003), pour app. Martin/Berchtold, neuve

Câble de raccordement

Numéro d'article 1001322



63,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Câble de raccordement bipolaire pour app. Erbe séries T/ACC/ICC, (101-040), neuf

Câble de raccordement pour

Numéro d'article 1001323



63,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Câble de raccordement pour électrode neutre ERBE (101-002), neuf

Plaque neutre en caoutchouc

Numéro d'article 1001324



190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Plaque neutre en caoutchouc pour app. ERBE séries T ACC/ICC 245 x 145 mm, sans câble, (193-008), neuve

Électrode circulaire

Numéro d'article 1001325



8,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Électrode circulaire monopolaire, manche 4 mm, diamètre 4 mm, (500-021), neuve

Électrode monopolaire à

Numéro d'article 1001326



8,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Électrode monopolaire à aiguille, manche 4 mm, diamètre 4 mm, (500-011), neuve

Électrode à anse monopolaire,

Numéro d'article 1001327



8,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Électrode à anse monopolaire, diamètre 10 mm, manche 4 mm, (500-015), neuve

Électrode couteau

Numéro d'article 1001328




8,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Électrode couteau monopolaire, 25 mm, manche 4 mm, neuve

Pince bipolaire, 195 mm,

Numéro d'article 1001329




119,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince bipolaire, 195 mm, pointe 1 mm, (605-040), pour app. Erbe & Martin, neuve

Pince bipolaire, 110 mm,

Numéro d'article 1001330



119,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince bipolaire, 110 mm, pointe 0,5 mm, (605-020), neuve

GRIESHABER, Pince oculaire

Numéro d'article 1001331



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

GRIESHABER, Pince oculaire bipolaire (titane), 110 mm, pointe 0,5 mm, neuve

Accessoires supplémentaires

Numéro d'article 1001333



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Accessoires supplémentaires sur demande !