

DRÄGER 5400, Incubateur pour

Numéro d'article 1002619



2.500,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER 5400, Incubateur pour transport sur support mobile, avec raccord O2 pour ZGV et petites bouteilles, raccord électrique pour 220 V et 12 V (batterie auto), aspiration bronchique (éjecteur) incl., d'occasion

DRÄGER 5400, Incubateur de

Numéro d'article 1002408



3.500,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER 5400, Incubateur de transport sur chariot de transport, pour l'alimentation en O2 & en air interne & externe, raccord pour bouteille d'O2, alimentation électrique sur secteur ou par batterie autonome, avec Babylog 2 , bon état, d'occasion

DRÄGER Transport-Inkubator auf Transport-Lafette

Numéro d'article 1002973



4.800,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Transport-Inkubator 5400 auf Transport-Lafette, für externe und interne O₂- und Air-Versorgung, Flaschen-Anschlüsse für O₂ + Air, Stromversorgung über Netzanschluß oder Autobatterie, mit Babylog 2000, Höhe: 129 cm x Breite: 115cm x Tiefe: 51cm, inkl. Bronchial Absaugung (O₂ Injektor), Fahrgestell mit zwei Schubladen und 1 Fach; mit Schwanenhals-Leuchte, sehr guter Zustand, gebraucht

DRÄGER Inkubator 8000,

Numéro d'article 1001351



2.980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Inkubator 8000, Couveuse à commande intégrée et mesure de température (capacité de chauffe 400 W), O₂ + humidité de l'air, réglage en hauteur électrique, inclinaison de la surface plane : droite/gauche en continu jusqu'à un angle de 10°, dimensions (hxlxp) : 1498 x 82 x 437 mm, poids : 104 kg, d'occasion

Dräger Caleo, Couveuse

Numéro d'article 1002720



5.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Dräger Caleo, Couveuse mobile, thermothérapie régulée par réglage de la température ambiante ou cutanée, concentration d'O₂, surface d'allongement pivotante, monitoring incl. de température ambiante, cutanée, humidité relative de l'air, concentration d'O₂
Dräger Caleo, d'occasion

DRÄGER Babytherm 8000, Unité

Numéro d'article 1003049



1.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER PP 800, Unité de

Numéro d'article 1000566



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER PP 800, Unité de réanimation pour nouveau-nés avec radiateur thermique, d'occ.

DRÄGER Babytherm 8000,

Numéro d'article 1002485



1.250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Babytherm 8000, Couveuse mobile sans couvercle en Plexiglas, d'occasion

DRÄGER Babytherm 4200,

Numéro d'article 1001356



650,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Babytherm 4200, Couveuse (possibilité de la transformer en couveuse de soin intensif polyvalente en assemblant divers accessoires), chauffage du matelas réglable en continu (180 W), pivotant sur l'axe perpendiculaire, hxlxp : 1170 x 1025 x 555 mm, diffuseur de chaleur réglable & bloc de tiroirs intégré, bon état, d'occasion

DRÄGER Babytherm 4200,

Numéro d'article 1002133



450,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Babytherm 4200, Couveuse (possibilité de la transformer en couveuse de soin intensif polyvalente par assemblage de divers accessoires), chauffage du matelas réglable en continu (180 W), inclinable autour de l'axe perpendiculaire, hxlxp : 1170 x 1025 x 555 mm, bloc de tiroirs intégré, bon état, d'occasion

AIR SHIELDS Resuscitaire,

Numéro d'article 1002322



1.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AIR SHIELDS Resuscitaire, Radiant Warmer, RW81-1E, Couveuse mobile avec appareils de réanimation intégrés, module de réchauffement (3 modes de fonctionnement : préchauffage, commande de température cutanée, mode manuel), lampe chauffante commandée par microprocesseur (orientable à 180°), chronomètre d'Apgar intégré, cloisons latérales rabattables, chariot avec tiroir et aspiration bronchique intégrés, d'occasion*

DRÄGER Photo Therapie 800,

Numéro d'article 1001357



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Photo Therapie 800, sur chariot, pour diffuser de la lumière sur des nouveau-nés ou prématurés couchés dans un incubateur ou une couveuse chauffée aux infrarouges pour réduire la concentration de bilirubine sérique (photothérapie), fréquence : 50 Hz, puissance : 230 W, intensité : 2,2 A, boîtier de la lampe : 54 x 25,5 x 20,5 cm, inclinaison sur le pied possible jusqu'à 30°, pied réglable en hauteur de 107 à 162 cm, base du pied : 66 x 55 x 10 cm, d'occasion

DRÄGER Photo Therapie 8000, sur chariot, pour diffusion de l

Numéro d'article 1002339



790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Photo Therapie 8000, sur chariot, pour diffusion de la lumière dans un incubateur ou une couveuse chauffée par rayons infrarouges de prématurés et nouveaux-nés, pour diminuer la concentration en bilirubine sérique (photothérapie), fréquence : 50 Hz, puissance : 230W, intensité : 2,2 A, boîtier des lampes 54 x 25,5 x 20,5 cm, inclinaison sur le support jusqu'à 30°, support réglable en hauteur de 107 à 162 cm, pied statique 66x55x10 cm, d'occasion

DRÄGER Photo Therapy 4000,

Numéro d'article 1002237




690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER Photo Therapy 4000, 120 W, 4 tubes et éclairage néon connectable séparément pour utilisation sur incubateur, d'occasion

MEDELA, Projecteur

Numéro d'article 1002238



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MEDELA, Projecteur photothérapique, mobile, 4 x 18 W, tubes connectables séparément les uns des autres, d'occasion

BEGA Boom 818, Émetteur

Numéro d'article 1002421



160,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BEGA Boom 818, Émetteur infrarouge 150 W, boîtier en aluminium de première qualité entièrement fermé, pivotant à 360°, basculant à 10°. Le boîtier reste froid lors du fonctionnement. D'occasion

Hanulux Hanautherm,

Numéro d'article 1002175




690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Hanulux Hanautherm, Radiateur thermique à lumière rouge 1100 W pour montage au plafond. À partir d'une hauteur de plafond de 300 cm, d'occasion

DRÄGER, Pèse-bébé (balance

Numéro d'article 1001358



180,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DRÄGER, Pèse-bébé (balance romaine) pour incubateur DRÄGER, d'occasion