

MAQUET 1131.01C, Table

Numéro d'article 1001731



6.400,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET 1131.01C, Table d'opération mobile avec réglage en hauteur électrique, réglable droite/gauche & avant/arrière, plateau de table réglable manuellement, dossier basculant manuellement, appui-jambes unique réglable manuellement. Table dotée d'un système de plateaux neuf et de rembourrages de l'entreprise mollis cubare. D'occasion

MAQUET Alphastar, année 2002,

Numéro d'article 1002714



14.980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET Alphastar, année 2002, Table d'opération mobile avec plateau de jambes uni, réglage électrique de toutes les fonctions : inclinaison, position de Trendelenburg, renversement gauche/droite, basculement du dossier et du plateau de jambes, position de repos, longueur 2095 mm, fonctionnement sur batterie et secteur, pilotage par commande câblée, équipé de rembourrages mous neufs Mollis Cubare, d'occasion

MAQUET 1140 60A, Convoyeur

Numéro d'article 1001737



1.690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET 1140 60A, Convoyeur sans plateau de table, bon état, d'occasion

MAQUET 4708 Patiententransporter Edelstahl

Numéro d'article 1002918



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET 4708 Patiententransporter Edelstahl, Kopfteil neigbar, Polsterauflage weiß, Trage abnehmbar, gebraucht

MAQUET 1532020A, Table

Numéro d'article 1001014



3.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET 1532020A, Table d'endoscopie et d'auscultation, mobile, réglage électrique de la hauteur, plateau radiographique avec porte-cassette, plateau réglable en longueur. La table est dotée d'un rembourrage de positionnement souple MOLLIS Cubare neuf, d'occ.

SCHMITZ STL Patiententransporter

Numéro d'article 1002913



1.690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SCHMITZ STL Patiententransporter mit Patientenschutzgitter klappbar, Infusionständer klappbar, pumphydraulische Höhenverstellung, Rückenplatte neigbar, inklusiv Auflagepolster, BJ2007, Masse: 76 x 210cm, gebraucht

Huntleigh Nesbit Evans 152000 Patiententransporter fahrbar

Numéro d'article 1003119



2.500,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Huntleigh Nesbit Evans Typ 152000 Patiententransporter fahrbar pumphydraulische Höhenverstellung, Rücken-/Kopfteil verstellbar, aufklappbare Patientenschutzgitter inkl. Polster, gebraucht

HUNTLEIGH Nesbit Evans,

Numéro d'article 1002762



1.200,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

HUNTLEIGH Nesbit Evans, Convoyeur patients mobile, hauteur réglable par pompe hydraulique, plateau de tête et de jambes pliables, grille de protection du patient, roues dirigeables avec frein, Lxl : 210 x 72 cm, année 2002, d'occasion

SCHMITZ 121105 fahrbarer

Numéro d'article 1001040



3.400,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SCHMITZ 121105 fahrbarer OP-Tisch mit ungeteilter Beinplatte. Pumphydraulische Höhenverstellung, Rückenplatte kippbar, Tisch nach vorne und hinten kippbar, verstellbare Kopfplatte. Polster gebraucht in gutem Zustand, gebraucht

Stryker Surgery Stretcher fahrbarer Patiententransporter

Numéro d'article 1003118



2.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Stryker Surgery Stretcher, fahrbarer Patiententransporter, höhenverstellbar, Kopf-/Fussplatte verstellbar, Patientenschutzgitter, Infusionsstange klappbar, inkl. Polster, gebraucht

STIHLER Astopad OPT 120,

Numéro d'article 1001748



780,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STIHLER Astopad OPT 120, Appareil de commande et revêtement de table d'opération chauffant (500 x 1000 mm), données techniques de l'appareil de commande : puissance absorbée 160 VA, dimension 250 x 180 x 200 mm, poids 3,5 kg, d'occasion

MAQUET, Appui-jambes

Numéro d'article 1001741



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Appui-jambes gynécologique, 1 paire, d'occasion

Radialstellkloben 2 Stk. zur Befestigung von Beinhaltern

Numéro d'article 1003077



385,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Radialstellkloben 2 Stk. zur Befestigung von Göpel-Beinhalter an der Einheitsschiene, NEU

MAQUET, Repose-bras,

Numéro d'article 1001742



520,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Repose-bras, rembourrage neuf, pour la fixation sur rails, balancier transversal et gonds incl., d'occasion, prix à la pièce

MAQUET Einheitsschienen- Verlängerung

Numéro d'article 1002971



80,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET Einheitsschienen-Verlängerung, Gesamtlänge 52 cm, gebraucht

MAQUET 1007.15AO/04, Support

Numéro d'article 1001743



480,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET 1007.15AO/04, Support de transport (en acier inoxydable) pour accessoires d'extension, d'occasion

MAQUET, Bras articulé à

Numéro d'article 1002871



250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Bras articulé à suspendre au rail, 4 charnières, d'occasion

SCHAERER, Plateau

Numéro d'article 1002138




380,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SCHAERER, Plateau supplémentaire pour table d'opération S-200, d'occ.

WOLF 8562.20 arthroskopischer Beinhalter

Numéro d'article 1002523



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 8562.20 arthroskopischer Beinhalter, sehr guter Zustand, gebraucht

SCHAERER, 1 paire

Numéro d'article 1002139




980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SCHAERER, 1 paire d'appui-jambes (rembourrés) pour table d'opération S-200, d'occasion

SCHAERER, Repose-bras

Numéro d'article 1002140



260,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SCHAERER, Repose-bras (rembourré) pour table d'opération, d'occasion

TRUMPF, Adaptateur d'épaules

Numéro d'article 1002341



1.450,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

TRUMPF, Adaptateur d'épaules avec plateaux pour épaules amovibles, d'occasion

Arc d'anesthésie, d'occasion

Numéro d'article 1001744



190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Arc d'anesthésie, d'occasion

Support de perfusion pour

Numéro d'article 1001746




60,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Support de perfusion pour suspendre au rail, d'occasion

MAQUET, Coussin de

Numéro d'article 1001747



35,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Coussin de positionnement pour table d'opération 30x40x16 cm, bon état, d'occasion

MAQUET, Coussin d'opération,

Numéro d'article 1002612



58,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Coussin d'opération, hxlxp : 21 x 71 (48) x 21 cm, d'occasion

MAQUET, Coussin d'opération,

Numéro d'article 1002613



48,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Coussin d'opération, hxlxp : 21 x 60 x 35 cm, d'occasion

MAQUET, Support pour sac

Numéro d'article 1002840




35,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Support pour sac poubelle à suspendre au rail, d'occasion

MAQUET, Collecteur de déchets

Numéro d'article 1002996



35,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MAQUET, Collecteur de déchets en acier inoxydable, 33 x 33 x 83 cm, sur 4 roues, d'occasion