

DeSoutter, Scie à plâtre avec

Numéro d'article 1002744




490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DeSoutter, Scie à plâtre avec appareil d'aspiration électrique (mobile). L'appareil est dans son emballage d'origine.

**OLYMPUS, Panier supérieur**

Numéro d'article 1001703



**650,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Panier supérieur pour 2 endoscopes flexibles, d'occasion

### MIELE G 7736, Automate de

Numéro d'article 1002665



**4.800,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MIELE G 7736, Automate de nettoyage et de désinfection (avec système de cartes de commande) pour presque tous les produits médicaux conditionnables et appareils de laboratoire, avec condensateur de vapeur, unité de séchage & adoucisseur d'eau, hxlxp : 85 (82) x 90 x 70 cm, pression hydraulique (d'écoulement) 50 à 1000 kPa, surpression (100 kPa = 1 bar), raccord eau chaude & froide : jusqu'à max. 70 °C, raccord eau AD : >50 à 1000 kPa (0,5 à 10 bar), condensateur de vapeur : env. 2 à 4 l/min, taux de pollution sonore en dB(A) : appareil fixe du niveau de pression sonore LpA : <70, appareil de fondations : <70, d'occasion

RDG Bio Tens, Appareil de

Numéro d'article 1002509



180,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

RDG Bio Tens, Appareil de stimulation nerveuse électrique transcutanée, ÉTAT NEUF

### AESCULAP Favorita GT104/GH204 Schermaschine

Numéro d'article 1002325



**160,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESCULAP Favorita GT104/GH204: elektrisch betriebene Schermaschine für den Einsatz im Veterinärbereich mit 2 Scherköpfen (1xfein, 1xgrob) gebraucht

## STORZ Calcutript 27080,

Numéro d'article 1001719



1.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ Calcutript 27080, Appareil de lithotripsie hydro-électrique (LHE), à utiliser en cas de calculs dans le système urinaire, calculs biliaires & salivaire, réglage de la puissance à 4 crans, 4 modes de fréquence, tension d'impulsion 1900 V, énergie de décharge/pouls 0,18 à 1,5 W, dimensions (lxhxp) 520x160x380 mm, poids 16 kg, commutateur à pédale, câble de raccordement à la sonde, 3 housses de protection pour sondes 27080 EA, 27080 FA, 27080 GA, 1 sonde d'essai 7 Charr., câble de raccordement BNC-BNC (180 cm), très bon état, révisé par le fabricant, d'occasion

## STRYKER, Casque T4, système

Numéro d'article 1001720




1.480,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STRYKER, Casque T4, système de protection T3 pour protéger le chirurgien et ses assistants de toute contamination (d'occasion).  
Composants : casque de protection T3 (5 pièces) avec ventilateur à piles rechargeables, chargeur 8 piles, 8 piles rechargeables NEUVES (!), ceinture lombaire pour porter une pile rechargeable, vêtements stériles pour le casque de protection T3 MB20 Hood (jetable), 35 pièces\*

AESULAP, Ciseaux de

Numéro d'article 1001722




**98,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESULAP, Ciseaux de microchirurgie FD13, courbes, état neuf

AESULAP, Ciseaux de

Numéro d'article 1001723




98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESULAP, Ciseaux de microchirurgie OC497, état neuf

AESULAP, Ciseaux de

Numéro d'article 1001724



**98,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESULAP, Ciseaux de microchirurgie FO 02497, état neuf

**BAISCH, Bac à instruments en**

Numéro d'article 1002678



**12,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

BAISCH, Bac à instruments en verre, hxlxp : 3 x 20 x 10 cm, d'occasion

Distributeur de brosses en

Numéro d'article 1000972



**49,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Distributeur de brosses en acier inoxydable, autoclavable, avec suspension murale, d'occasion

## LYMPHA WAVE lymphapress 301

Numéro d'article 1002734



**980,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

LYMPHA WAVE lymphapress 301 ET, Appareil à 12 cuves pour la compression intermittente et pour la thérapie d'œdèmes lymphatiques des membres, avec 1 manchette de bras 17/6, d'occasion

## SHOR-LINE Tierkäfig- Kombination

Numéro d'article 1002998



**5.200,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SHOR-LINE Tierkäfig-Kombination 3 Stk. B 116 x T72 x H71cm, 6 Stk. B 55 x T 72 x H 55 cm und 8 Stk. B 40 x T 72 x H 40 cm, gebraucht

**SAVIC Katzenkäfig verzinkt**

Numéro d'article 1003086



**28,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SAVIC Katzenkäfig verzinkt, Öffnung seitlich und oben, Maße L 53 x B 32 x H 38 cm, gebraucht