

OLYMPUS, Dispositif

Numéro d'article 1002166



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

0,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Dispositif d'endoscopie. Nous assemblons volontiers un dispositif d'endoscopie correspondant à vos besoins.

CTL Medical Systems, Tour

Numéro d'article 1002479



580,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

CTL Medical Systems, Tour d'endoscopie avec 5 rangement (hxlxp) 132 x 58 x 58 cm, d'occasion

DYONICS, Tour d'endoscopie,

Numéro d'article 1002592



690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DYONICS, Tour d'endoscopie, hxlxp : 130 x 60 x 66 cm, 4 étagères, 1 tiroir, porte-perfusion, d'occasion

DYONICS Smith + Nephew, Tour

Numéro d'article 1002480



580,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

DYONICS Smith + Nephew, Tour d'endoscopie mobile avec 3 rangements & 1 tiroir, hxlxp : 155 x 58 x 70 cm, d'occasion

Endoskopieturm mit drei Böden 57 x 60 x 165cm

Numéro d'article 1002889



390,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Endoskopieturm mit 3 Böden und 1 Schublade, Maße 57 x 60 x 165cm, gebraucht

Endoskopieturm, grau 56 x 66 x 130 cm, 3 Böden

Numéro d'article 1002893



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Endoskopieturm, grau, H 128 x B 57 x T 70 cm , 3 Böden, 1 Schublade, Maße der Ablageflächen: B 52 x T 51 cm, Höhe des obersten Bodens: 110 cm, Schublade wird vor Versand neu lackiert, gebraucht

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley

Numéro d'article 1003113



1.490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM NP 1 Endoskopietrolley, 3 höhenverstellbare Böden, Schublade f. Keyboard, Halter für flexible endoskope, Masse: 65 x 65 Höhe 120 cm, gebraucht

OLYMPUS Keymed Endoskopie mit 5 Ablageflächen

Numéro d'article 1002997



680,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Keymed Endoskopie Trolley B 50 x T 54 x H 125 cm mit 5 Ablageflächen, 1 Endoskophalter und zwei kleinen Halterungen, gebraucht

OLYMPUS Trolley TI 1900,

Numéro d'article 1002014



790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Trolley TI 1900, Chariot endoscopique mobile à 3 tablettes, 52 x 46 cm, Moniteur vidéo SONY PVM 2130 QM incl., bon état

OLYMPUS WM 30, Tour

Numéro d'article 1002586



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM 30, Tour d'endoscopie mobile, dimensions 55x60x120 cm, d'occasion

OLYMPUS WM 30 Endoskopiewagen 60 x 60 x150cm

Numéro d'article 1002888



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM 30 Endoskopiewagen mit Monitorträger, 2 verstellbare Böden 60 x 60 x 150cm, gebraucht

OLYMPUS WM-60, Station de

Numéro d'article 1002338



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM-60, Station de travail mobile avec raccord électrique et câblage, d'occasion

OLYMPUS WM 60, Station de

Numéro d'article 1002712



1.100,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM 60, Station de travail mobile, 55x60x155, support de moniteur mobile, d'occasion

OLYMPUS WM SC, Station de

Numéro d'article 1002587



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS WM SC, Station de travail, 4 plateaux, 1 tiroir à clé, 60x60, hauteur 140 cm, avec support pour endoscope, d'occasion

OLYMPUS TC-C1 Clinical

Numéro d'article 1000353



580,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS TC-C1 Clinical Trolley: Fahrbarer, gebremster Video - Turm mit 4 Flächen, H: 111 x B: 48 x T: 56cm, guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS TC-V1 56 x 56 x 128cm Endoskophalter

Numéro d'article 1002890



790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS TC-V1 56 x 56 x 128cm Endoskophalter, Tastaturschublade, Trennrafo, gebraucht

Storz 28003 NA, Tour

Numéro d'article 1002863



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Storz 28003 NA, Tour d'endoscopie, 3 plateaux, 63x46, 1 tiroir fermant à clé, multiprise, hauteur 130 cm, d'occasion

SMITH and NEPHEW Endoskopieturm

Numéro d'article 1002891



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SMITH and NEPHEW Endoskopieturm 60 x 77 x 145 cm, 3 verstellbare Böden, Monitorträger drehbar/kipubar, Schublade, Halter for CO2 Flasche, gebraucht

Stryker Endoskopieturn 65 x 88 x 200 cm

Numéro d'article 1002892



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Stryker Endoskopieturn 65 x 88 x 200 cm, 3 Böden, Fach für Videodrucker, Schublade, drehbarer Halter für 20 Zoll Monitor, gebraucht

SMITH and NEPHEW Endoskopieturn 50x70x130cm

Numéro d'article 1002894



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SMITH and NEPHEW Endoskopieturn 50 x 70 x 130 cm, 4 Böden, Monitorträger, Halter für CO2 Flasche, gebraucht

TOSHIBA 15V31D, avec écran

Numéro d'article 1002019



434,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

TOSHIBA 15V31D, avec écran 15" (diagonale), neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à l'export. -

SONY HR Trinitron 1453 MD,

Numéro d'article 1002021



450,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SONY HR Trinitron 1453 MD, Moniteur vidéo couleur, 14", d'occasion

Sony PVM 14N5MDE, Moniteur

Numéro d'article 1002600



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Sony PVM 14N5MDE, Moniteur d'endoscopie 14", bon état, année 2002, d'occasion

SONY PVM 20 M2 MDE, Moniteur

Numéro d'article 1002022



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SONY PVM 20 M2 MDE, Moniteur médical vidéo, 20", sorties vidéo : BNC/YC, dimensions extérieures (lxhxp) : 44 x44 x 46 cm, année 1997, bon état, d'occasion

SONY PVM-20L2MD, Moniteur

Numéro d'article 1002603



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SONY PVM-20L2MD, Moniteur vidéo couleur haute résolution à usage médical, 20", d'occasion

SONY PVM 14L1 MDE, Moniteur

Numéro d'article 1002023



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

SONY PVM 14L1 MDE, Moniteur vidéo, 500 lignes, 14", année 2004, d'occasion

ILO lectronic ecoCAM V,

Numéro d'article 1002487



1.190,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

ILO lectronic ecoCAM V, Caméra vidéo avec adaptateur pour endoscopes flexibles Olympus, bon état, d'occasion

LEMKE MC 404, Unité de

Numéro d'article 1000388



1.870,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

LEMKE MC 404, Unité de contrôle de caméra CCU, commande d'exposition continue jusqu'à 1:16 000 s, mémoire longue durée pour balance du blanc, autodiagnostic automatique, tête de caméra avec connexion rapide automatique, lentille sur puce CCD 1/2", résolution 682 lignes CCD, sensibilité 3 lux, éclairage minimal 0,9 lux, 2 touches de commande à distance programmables, imperméable, prix neuf 5 200,00 EUR, très bon état, d'occ.

MENTE MVP-100, Caméra

Numéro d'article 1002024




1.300,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

MENTE MVP-100, Caméra d'endoscopie numérique : processeur pour endoscopes vidéo de l'entreprise Mente

Olympus MAJ-570, Appareil de

Numéro d'article 1002783



1.250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Olympus MAJ-570, Appareil de commande pour endoscopes vidéo avec fonction ZOOM (ex. CF-Q160ZI), d'occasion

OLYMPUS MAJ-572 Steuerkabel für MAJ-570, NEU

Numéro d'article 1002899



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

398,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS MAJ-572: Steuerkabel für MAJ-570, NEU

OLYMPUS OTV-S2 Video-Kamera

Numéro d'article 1000383



1.300,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OTV-S2 Video-Kamera mit (Winkel-) Adapter AR-T2, gebraucht

OLYMPUS OTV S4, Caméra vidéo

Numéro d'article 1001190



1.690,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OTV S4, Caméra vidéo pour endoscopes rigides, tête de caméra avec adaptateur ART2 incl., d'occasion

OLYMPUS OTV-S5, Caméra vidéo

Numéro d'article 1001191



1.800,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OTV-S5, Caméra vidéo avec tête de caméra pour endoscopes rigides, d'occasion

OLYMPUS OTV-S6, Caméra vidéo

Numéro d'article 1002144



1.780,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OTV-S6, Caméra vidéo (processeur avec tête de caméra) pour endoscopes flexibles, d'occasion

OLYMPUS MH 199 Character,

Numéro d'article 1002663



290,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS MH 199 Character, Générateur à raccorder à une version Olympus OTV S5 NTSC, d'occasion

OLYMPUS CV-230, Processeur

Numéro d'article 1002025



2.500,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV-230, Processeur vidéo, bon état, d'occasion

OLYMPUS CV-140 EVIS,

Numéro d'article 1000365



2.800,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV-140 EVIS, Processeur vidéo, bon état, d'occ.

OLYMPUS CV 145 Videoprozessor

Numéro d'article 1003084



4.500,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV 145 Videoprozessor für die flexible Endoskopie, guter Zustand, gebraucht

OLYMPUS CV-100, Processeur

Numéro d'article 1002026



1.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV-100, Processeur vidéo, bon état, d'occasion

OLYMPUS EVIS EXERA CV-160,

Numéro d'article 1002657



4.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS EVIS EXERA CV-160, Processeur vidéo, clavier incl., bon état, d'occasion

OLYMPUS CV-200, Processeur

Numéro d'article 1002027



1.900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV-200, Processeur vidéo, bon état, d'occasion

OLYMPUS CV-240, Processeur

Numéro d'article 1002431



2.800,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS CV-240, Processeur vidéo, bon état, d'occasion

OLYMPUS Keyboard, Clavier

Numéro d'article 1002028



250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Keyboard, Clavier pour processeur Olympus CV-100 ou CV-200, d'occasion

OLYMPUS MH 976, 977, 236, 237

Numéro d'article 1002029



900,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 100, 130, 200, 230), Câble de connexion du processeur à l'endoscope vidéo, d'occasion

OLYMPUS MH 148, 149 PigTail

Numéro d'article 1002030



1.100,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 140, 240), Câble de connexion du processeur à l'endoscope vidéo, d'occasion

OLYMPUS MAJ 843 PigTail (pour

Numéro d'article 1002031



1.300,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 145, 160), Câble de connexion du processeur à l'endoscope vidéo, d'occasion

OLYMPUS, Adaptateur pour

Numéro d'article 1002032



185,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Adaptateur pour raccord universel. Cet adaptateur permet d'adapter une tête de caméra pour endoscopes rigides à des endoscopes flexibles (série OES). Neuf

OLYMPUS OVC 100 Adaptateur de caméra pour raccord d'endoscop

Numéro d'article 1002033



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OVC 100 Adaptateur de caméra pour raccord d'endoscope Olympus en fibre de verre à un processeur CV-100, bon état, l'ensemble CV-100 et OVC-100 crée une caméra vidéo pour endoscopes en fibre de verre, d'occasion

OLYMPUS OVC-200, Adaptateur

Numéro d'article 1002034



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS OVC-200, Adaptateur de caméra pour le raccord d'endoscopes Olympus en fibres de verre au processeur CV-200, bon état. L'unité de CV-200 & OVC-200 donne une caméra vidéo pour endoscopes en fibres de verre. D'occasion

POLYDIAGNOST Endognost

Numéro d'article 1002765



790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

POLYDIAGNOST Endognost CS-100A, Caméra d'endoscopie pour endoscopes rigides. L'embout du câble a été recollé. - Cet article est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à l'export. -

OLYMPUS, Capuchon en

Numéro d'article 1002786



15,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Capuchon en caoutchouc pour canal de travail, NEUF

KEYMED Breaker 4a Isolation

Numéro d'article 1000660



150,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

KEYMED Breaker 4a Isolation Transformer, Transformateur de séparation, entrée : 50/60 Hz, 750 VA, sortie : 3,75 A max., 800 VA, d'occasion

OLYMPUS LS 10 Teaching. Cet

Numéro d'article 1002080



680,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS LS 10 Teaching. Cet appareil est encapuchonné sur l'oculaire d'un fibroscope et permet à une deuxième personne d'observer l'image endoscopique du fibroscope. Bon état, 0 rupture de fibres, d'occasion.

STORZ 27085, Pompe

Numéro d'article 1002566



490,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ 27085, Pompe d'aspiration avec flacon collecteur 500 ml & commutateur à pédale, d'occasion

STORZ 263100 20 CO2 Hydromat

Numéro d'article 1002927



780,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ 263100 20 CO2 Hydromat: Preis gilt für Grundgerät ohne Zubehör, gebraucht

STORZ 263100 20 Komplettes Zubehör, NEU

Numéro d'article 1002928



520,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ 263100 20: Komplettes Zubehör, NEU, ohne Grundgerät

OLYMPUS, Flacon de rinçage

Numéro d'article 1001951



130,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Flacon de rinçage pour source de lumière froide, compresseur intégré, neuf

OLYMPUS Spülflasche für Kaltlichtquellen

Numéro d'article 1002976



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

235,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Spülflasche für Kaltlichtquellen mit integriertem Kompressor, für Endoskope ab der Baureihe 140, neu

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611.

Numéro d'article 1002131



790,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. L'appareil sert à au rinçage continu de l'abdomen ainsi qu'à l'aquadissection pendant la cœlioscopie diagnostique. L'accessoire (embout pour bouteille de NaCl) n'est pas compris dans la livraison et doit être commandé directement auprès du fabricant. Données techniques : pression réglable en continu jusqu'à 750 mmHg, qté d'instillation de NaCl : au choix 1 l ou Hi-Flo 3 l/min, d'occasion

WISAP Aqua Purator Semm

Numéro d'article 1002345



480,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WISAP Aqua Purator Semm Système d'aspiration, Pompe d'aspiration et de rinçage, aspiration : flacon de 1000 ml, verre de sécurité, max. -0,4 bar ; rinçage : flacon de 1000 ml, d'occasion

WOLF, Combinaison de : source

Numéro d'article 1002434



1.280,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF, Combinaison de : source de lumière froide 150 W, appareil de chirurgie HF monopolaire (150 W) & bipolaire (50 W), automate CO2 pneu. avec raccord Pin Index, d'occasion

AESCULAP FLOW16 ProMIS Line,

Numéro d'article 1002606




980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

AESCULAP FLOW16 ProMIS Line, Insufflateur CO2, max. 16 l/min, Connexion PIN Index, d'occasion

WOLF 2221 Hystero-CO2-Pneu :

Numéro d'article 1001985



680,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2221 Hystero-CO2-Pneu : pression intra-utérine max. 200 mmHG, débit gazeux 99 ml/min, pression de travail intra-utérine 10 à 150 mmHG réglable en continu, d'occasion

WOLF 2111.00, Endo-irrigateur

Numéro d'article 1002577



450,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2111.00, Endo-irrigateur pour l'aspiration et le rinçage intra-abdominale, d'occasion

WOLF 2129 CO₂-Metromat,

Numéro d'article 1002679



680,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2129 CO₂-Metromat, Insufflateur de CO₂ pour hystérocopie, cartouche de CO₂ incl., d'occasion

WOLF 2245, Automate CO2 pneu.

Numéro d'article 1002595



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2245, Automate CO2 pneu. pour cœlioscopie, capacité 2,5 l/min (high flow) 1 l/min (low flow), pression 3 à 30 mmHg, d'occasion

WOLF 2148 CO2 Arthromat,

Numéro d'article 1002704



590,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2148 CO2 Arthromat, Insufflateur pour arthroscopie, d'occasion

WOLF 2154.00

Numéro d'article 1001995

**780,00 Euro** Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2154.00 Endo-Chirurgie-Pneu + Irrigator, Appareil permettant de provoquer un pneumopéritoine. Possibilité d'aspirer le gaz pulmonaire de la cavité abdominale mélangé à de la fumée à l'aide d'une pompe de circulation intégrée et de le réintroduire dans l'abdomen après l'avoir filtré stérilement. Pression CO2 8 à 25 mmHg, débit 1 l/min, haut débit 4 l/min, pompe de circulation 8 à 15 l/min, hxlxp 20 x 50 x 35 cm, d'occasion

WOLF 2202 Artho Pumpe

Numéro d'article 1003020



1.200,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2202 Artho Pumpe, gebraucht

OLYMPUS MD-777 Pulse Unit,

Numéro d'article 1001986




250,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS MD-777 Pulse Unit, d'occasion

OLYMPUS A7663 Arthromat,

Numéro d'article 1001987




1.550,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS A7663 Arthromat, Pompe pour la perfusion de liquide de rinçage lors d'interventions arthroscopiques, poids 8,5 kg, dimensions (hxlxp) 150 x 360 x 350 mm, débit de 0,1 à 1,5 l/min, plage de pression de 0 à 200 mmHg, sécurité de surpression : coupure du moteur au-delà de 300 mmHg, précision de mesure : pression 6 %, débit 10 %, d'occasion

OLYMPUS Surgical,


Numéro d'article 1002343



980,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Surgical, Insufflateur CO2, affichage numérique de : pression abdominale, débit gazeux, CO2 appliqué ; raccord Co2 : Pin Index System, d'occasion

OLYMPUS Insufflateur CO2 chirurgical, affichage numérique de
Numéro d'article 1001988



780,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Insufflateur CO2 chirurgical, affichage numérique de la pression abdominale, du débit de gaz (max 6,4 l/min), du CO2 appliqué, d'occasion

STORZ 26020, Senn système

Numéro d'article 1002607



480,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ 26020, Senn système électronique d'opération pneu., insufflateur CO2, d'occasion

OLYMPUS Endosonic

Numéro d'article 1001090




390,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS Endosonic Ultraschallreinigungsgerät, mit Zeitschaltuhr 30 min. Einsatzkorb (26x29x6cm), Außenmaße: 46x40x30cm. Fassungsvermögen ca. 9 Liter, gebraucht

WOLF 2164

Numéro d'article 1001994



450,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2164 URS-Hydro-Dilatator, Appareil d'hydrodilatation de l'ostium de l'uretère et de la partie intramurale. Cela garantit une introduction s-re et constante de l'endoscope dans des conditions de visibilité optimales. Données tech. : débit au choix de 100 à 500 ml/min, pression à présélectionner entre 50 et 250 mbar, pression max. 280 mbar, hxlxp 10,5 x 31 x 24,5 cm, d'occasion

STORZ 10905, Appareil de

Numéro d'article 1001998



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

STORZ 10905, Appareil de préchauffage optique pour 4 systèmes optiques rigides. 2 plages de température au choix (40 °C/65 °C), d'occasion

WOLF 2320, Appareil de

Numéro d'article 1002645




180,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

WOLF 2320, Appareil de préchauffage optique pour 4 systèmes optiques rigides, d'occasion

Pince à biopsie pour

Numéro d'article 1002691




98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince à biopsie pour échantillon, cuillère ovale sans dard, d'occasion

Pince à biopsie pour

Numéro d'article 1002692




98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince à biopsie pour échantillon, cuillère ovale avec dard, d'occasion

Pince à biopsie pour

Numéro d'article 1002001




194,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince à biopsie pour échantillon, alligator, neuve

Pince à biopsie pour

Numéro d'article 1002693



98,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Pince à biopsie pour échantillon, 3 griffes, d'occasion

Brosse de nettoyage, neuve

Numéro d'article 1002004



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

38,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Brosse de nettoyage, neuve

Tuyau d'aspiration (Téflon)

Numéro d'article 1002005



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

38,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Tuyau d'aspiration (Téflon) pour bronchoscope chevalin, avec embout pour seringue, neuf

OLYMPUS, Testeur

Numéro d'article 1002006



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

50,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Testeur d'étanchéité, d'occasion

OLYMPUS MB-155, Testeur

Numéro d'article 1002007



89,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS MB-155, Testeur d'étanchéité pour tous les endoscopes flexibles Olympus, à raccorder sur MU-1 ou à une source de chaleur froide, d'occasion

OLYMPUS, Soupape

Numéro d'article 1002008



35,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Soupape d'insufflation et de rinçage, NEUVE

OLYMPUS, Soupape

Numéro d'article 1002009



35,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS, Soupape d'aspiration, NEUVE

Olympus MH-553, Bouchon de

Numéro d'article 1002683



150,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

Olympus MH-553, Bouchon de protection étanche, d'occasion

OLYMPUS MU-1, Pompe de test

Numéro d'article 1000077



180,00 Euro Hors impôt sur le chiffre d'affaire

OLYMPUS MU-1, Pompe de test pour endoscopes souples Olympus, d'occasion