

## LEICA Wild M690 fahrbares OP-Mikroskop

Articolo n° 1003056



6.900,00 Euro IVA esclusa

LEICA Wild M690, fahrbares OP-Mikroskop mit elektromotorischem Zoom und Focusverstellung (nicht original) mittels Handschalter, regelbare Halogenbeleuchtung 50 Watt, Okulare 10 x 21B, f=200, gebraucht Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

### Möller-Wedel VM 900 con

Articolo n° 1002648



**9.800,00 Euro** IVA esclusa

Möller-Wedel VM 900 con FS-3010: binocolo (10x/20B) microscopio operatorio, mobile, obiettivo f= 185 - 280, Zoom 2,6 - 15,5, Impugnatura doppia con comando elettronico integrato per zoom, fuoco, orientamento dx-sx davanti-dietro, interruttore a pedale con comando per zoom e orientamento dx-sx e davanti-dietro, usato

**WILD-HEERBRUCK (LEICA) 10473848: XY - Achse**

Articolo n° 1002959



**980,00 Euro** IVA esclusa

WILD-HEERBRUCK (LEICA) 10473848: XY - Achse für OP - Mikroskop der Serie M6.., mit Handsteuerung 12 Volt, automat. Wegbegrenzung, automat. Zentrierung aus allen Positionen, ACHTUNG: Die XY - Achse ist ein ORIGINAL WILD Gerät, die Steuerung ist nicht original und darf deshalb nur in der Tiermedizin oder im technischen Bereich eingesetzt werden, NICHT in der Humanmedizin, gebraucht

### WILD-Heerbruck Interruttore

Articolo n° 1002651



780,00 Euro IVA esclusa

WILD-Heerbruck Interruttore a pedale (1 paio) per fuoco e zoom, usato

**WILD - HEERBRUCK M 690:**

Articolo n° 1002649



**7.900,00 Euro** IVA esclusa

WILD - HEERBRUCK M 690: binoculare (10x/12B), obiettivo f = 250, fuoco e zoom (7 - 36) azionamento elettronico con interruttore manuale e a naso, usato

**ZEISS Contraves: OP -**

Articolo n° 1002557




**12.500,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS Contraves: OP - microscopio con freni elettrici, per precisa regolazione estrema di tutti i movimenti, tubo binoculare (12,5x) (orientabile sul piano orizzontale e verticale), obiettivo f=300, fuoco e zoom 0,4-2,4 possibile comando elettrico (interruttore manuale) fonte di luce Xenon: ZEISS Superlux 301, usato

## ZEISS OPMI 6 S OP-Microscopio

Articolo n° 1002506



9.800,00 Euro IVA esclusa

ZEISS OPMI 6 S OP-Microscopio per il montaggio a soffitto Microscopio per la chirurgia ottica incl. unità a soffitto con banco di comando S 23 e interruttore a pedale. Regolazione elettrica dello zoom e dell'obiettivo. Illuminazione alogena 50W. Usato

**ZEISS OPMI 6SD con supporto**

Articolo n° 1002829



**7.900,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI 6SD con supporto universale oculare 3 B 10x22, zoom 0,5-2,0 tubo con distanza focale continua 170mm, distanza di lavoro 170mm. Regolazione elettrica del fuoco, zoom, asse XY. usato

Zeiss OPMI 1 fahrbares OP-Mikroskop Okulare 12,5 fach

Articolo n° 1003045



2.600,00 Euro IVA esclusa

Zeiss OPMI 1 fahrbares OP-Mikroskop Okulare 12,5 fach, Vergrößerung 0,4/0,6/1/1,6/2,5, Beleuchtung 30 W, f= 200, elektrische Höhenverstellung, gebraucht Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

**ZEISS OPMI 1-H, fahrbares OP-Mikroskop, Okulare 12,5**

Articolo n° 1003057



**4.900,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI 1-H, fahrbares OP-Mikroskop, Okulare 12,5, Focus Tubus 160 mm, regelbare Halogenbeleuchtung 100 Watt, Arbeitsabstand 200 mm, Vergrößerung 4-25fach, gebraucht

**ZEISS OPMI 1 Veterinär zum Einsatz in der Tiermedizin**

Articolo n° 1003082



**1.750,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI 1 Veterinär, zum Einsatz in der Tiermedizin oder für technische Belange, Vergrößerung 6-42fach, Beleuchtung 30 Watt, Arbeitsabstand 200mm, Okulare 12,5 fach, mit Gebrauchsspuren, gebraucht

**ZEISS OPMI 19, OP-Mikroskop mit Wandhalterung**

Articolo n° 1002232



**2.900,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI 19, OP-Mikroskop mit Wandhalterung, binokular, f=200, Vergrößerungsfaktor 6/10/16/25/40, gebraucht

## ZEISS OPMI 19-FC fahrbares OP-Mikroskop

Articolo n° 1001414



3.400,00 Euro IVA esclusa

ZEISS OPMI 19-FC: fahrbares OP - Mikroskop, binokular (12,5x), f = 125, Objektiv f = 200 T\*, Vergrößerungsfaktor 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2,5, mit externer Kaltlichtquelle, gebraucht Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt-

**ZEISS OPMI 99: Fahrbares OP-Mikroskop**

Articolo n° 1002410



**2.800,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI 99: Fahrbares OP-Mikroskop, binokular (10 x) Tubus f=80, 19 x, Objektiv f=250, Vergrößerungsfaktoren: 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5, gebraucht

**ZEISS OPMI MDO per il**

Articolo n° 1002710



**9.800,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI MDO per il montaggio a soffitto su supporto S51, fuoco e zoom elettrici regolazione con interruttore manuale, usato

**ZEISS OPMI MDU, fahrbares OP-Mikroskop Ophthalmologie**

Articolo n° 1002903



**12.800,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS OPMI MDU, fahrbares OP-Mikroskop Ophthalmologie. Okulare 12,5 x 18, Brennweite Tubus 170 mm, Arbeitsabstand 200 mm, Beleuchtung 100 W Halogen, elektrische Verstellung von Fokus und Zoom, gebraucht

LEITZ HM-LUX 3: Binokulares (10x/18) Labormikroskop

Articolo n° 1003015



520,00 Euro IVA esclusa

LEITZ HM-LUX 3: Binokulares (10x/18) Labormikroskop mit 4 Wechselobjektiven (4x, 10x, 40x, 100x Oel) und Kreuzstich, gebraucht

**ZEISS Stereo-Tischmikroskop binokular (10x/23)**

Articolo n° 1002985



**680,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS Stereo-Tischmikroskop, binokular (10x/23), Zoom 1-4, Objektiv f = 70, Gesichtsfeld 5 bis 22mm, gebraucht

**ZEISS lampada 6V/30W con**

Articolo n° 1002681



**17,90 Euro** IVA esclusa

ZEISS lampada 6V/30W con anello di regolazione, NUOVA

**ZEISS adattatore per**

Articolo n° 1001420



**580,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS adattatore per videocamera, tubo di osservazione e videocamera, usato

Zeiss adattatore foto/video,

Articolo n° 1001423



780,00 Euro IVA esclusa

Zeiss adattatore foto/video, usato

**ZEISS beam splitter,**

Articolo n° 1001424



**680,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS beam splitter, usato

**ZEISS beam splitter 50,**

Articolo n° 1001425



**620,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS beam splitter 50, doppio, per OPMI, usato

**ZEISS otturatore per beam**

Articolo n° 1001427



**80,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS otturatore per beam splitter, usato

**ZEISS -Tubo di osservazione**

Articolo n° 1002277



**680,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS -Tubo di osservazione monoculare 10x/22B, girevole ed estraibile (funzione telescopio), usato

**ZEISS tubo di osservazione**

Articolo n° 1001428



**580,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione monoculare (12,5x), u sato

**ZEISS tubo di osservazione**

Articolo n° 1000719



**890,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione binoculare (12,5x) f=125/16, usato

**ZEISS tubo di osservazione**

Articolo n° 1002864



**890,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione binoculare (12,5x) f=125/16, usato

## ZEISS tubo di osservazione

Articolo n° 1000690



1.250,00 Euro IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione binoculare, oculare 12,5x/18B T, f:170 T, usato

**ZEISS tubo di osservazione**

Articolo n° 1002671



**980,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione (f=125/16) binoculare (12,5 x) con adattatore per divisore di fascio, usato

WILD Heerbrugg 384000 tubo di

Articolo n° 1002379



490,00 Euro IVA esclusa

WILD Heerbrugg 384000 tubo di osservazione monoculare con oculare 10/22, usato

**WILD HEERBRUGG tubo**

Articolo n° 1002770



**980,00 Euro** IVA esclusa

WILD HEERBRUGG tubo binoculare senza oculare, usato

**ZEISS tubo di osservazione**

Articolo n° 1001429



**680,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS tubo di osservazione binoculare f=125, oculare 12,5 x, usato

**ZEISS Tubo binoculare (f 170**

Articolo n° 1002278



**480,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS Tubo binoculare (f 170 T\*) per oculare a vite, usato

**ZEISS obiettivo di ricambio**

Articolo n° 1002265



150,00 Euro IVA esclusa

ZEISS obiettivo di ricambio 2x Bw, usato

**ZEISS oculare a vite 12,5x/**

Articolo n° 1002266



**280,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS oculare a vite 12,5x/ 18B T\*, usato

**ZEISS 471845 comando motore,**

Articolo n° 1001431



**420,00 Euro** IVA esclusa

ZEISS 471845 comando motore, usato

WILD319449 beam splitter,

Articolo n° 1001432




750,00 Euro IVA esclusa

WILD319449 beam splitter, doppie, usato

LEICA WILD Divisore di fascio

Articolo n° 1002366



850,00 Euro IVA esclusa

LEICA WILD Divisore di fascio con luminosità regolabile, usato