


STORZ HOPKINS 27005BA Starre Optik 30° L 30 cm

Articolo n° 1003010



690,00 Euro IVA esclusa

STORZ HOPKINS 27005BA: Starre Optik 30° L 30 cm, Durchmesser 4mm, gebraucht

Lichtleitkabel: Verschiedene Hersteller und Längen

Articolo n° 1003090



0,00 Euro IVA esclusa

Lichtleitkabel: Verschiedene Hersteller, verschiedene Längen und Anschlüsse, gebraucht Preis auf Anfrage

MEDI SECUR ME-401R/0,5

Articolo n° 1002090



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-401R/0,5 microendoscopio fisso, curvo, Ø: 0,5mm, lunghezza di inserimento: 50mm/30°, curva/15 mm, pixel: 1.600, profondità di campo: 1,5-15mm, angolazione: 52°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ME-410S/0.8

Articolo n° 1002091



980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-410S/0.8 microendoscopio fisso, con canale di lavoro, Ø: 0,8 mm, lunghezza di inserimento: 50 mm, pixel (6.000), profondità di campo: 2,0-50 mm, angolazione: 52°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ME-410L/2.35

Articolo n° 1002092




980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-410L/2.35 microendoscopio fisso, Ø: 2,35 mm, Ø del canale di lavoro: 1,2 mm, lunghezza di inserimento: 600 mm, pixel (12.000), profondità di campo: 3,0-infinita, angolazione: 65°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ME-410S/2.40

Articolo n° 1002093



980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-410S/2.40 microendoscopio fisso, Ø: 2,4 mm, 2 canali di lavoro, mai usato, come n nuovo

MEDI SECUR ME-410S/1.5

Articolo n° 1002094



980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-410S/1.5 microendoscopio fisso, Ø: 1,5 mm, Ø del canale di lavoro: 0,7 mm, lunghezza di inserimento: 120 mm, pixel: 6.000, profondità di campo: 2,0-20, angolazione: 70°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ME-401R1,5

Articolo n° 1002095



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ME-401R1,5 microendoscopio fisso, curvo, Ø: 1,5 mm, lunghezza di inserimento: 140 mm/20°, curva/5 mm, pixel: 6.000, profondità di campo: 2,0-50, angolazione: 70°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ZNE-410L/2.35

Articolo n° 1002096



Dr. Wilfried Müller GmbH
Gebrauchte medizinische Geräte

980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ZNE-410L/2.35 microendoscopio fisso, Ø: 2,35 mm, Ø del canale di lavoro: 1,2 mm, lunghezza di inserimento: 280 mm, pixel: 12.000, profondità di campo: 3,0-infinita, angolazione: 70°, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ZNE-311/1.8

Articolo n° 1002097



980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ZNE-311/1.8 microendoscopio fisso, regolabile, Ø: 1,8 mm, Ø del canale di lavoro: 0,5 mm, lunghezza di inserimento: 310 mm, pixel: 6.000, profondità di campo: 2,0-50, angolazione: 70°, angolo di regolazione: 90°, lunghezza di regolazione: 25 mm, mai usato, come nuovo

MEDI SECUR ZNE-311/2,3

Articolo n° 1002098



980,00 Euro IVA esclusa

MEDI SECUR ZNE-311/2,3 microendoscopio fisso, regolabile, Ø: 2,3 mm, Ø del canale di lavoro: 0,7 mm, lunghezza di inserimento: 310 mm, pixel: 6.000, profondità di campo: 2,0-50, angolazione: 70°, angolo di regolazione: 90°, lunghezza di regolazione: 25 mm, mai usato, come nuovo