

Dr. Müller Wand-Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 0,8l-6l, Isofluran-Vapor (neu) und ...

Artikelnummer: 1003297

1.680,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Dr. Müller Wand-Narkosegerät mit Flow-Meter für O2 0,8l-6l, Isofluran-Vapor (neu) und Kreisteil mit Atemkalkbehälter, In- und Ex-spirationsventil, gebraucht Der Standardeingangsdruck bei Narkosegeräten liegt bei ca. 5 bar. Falls Sie Ihr Gerät mit einem Sauerstoffkonzentrator betreiben möchten, müssen wir das Gerät auf Konzentatorbetrieb umrüsten. Die Kosten belaufen sich auf EUR 89,00. Diese Umrüstung ist nur für Geräte möglich die in der Tiermedizin verwendet werden.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

