

DR. MÜLLER tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O₂, zum Einhängen an die ...

Artikelnummer: 1003830

2.040,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DR. MÜLLER tragbares Narkosegerät mit Flow-Meter für O₂, zum Einhängen an die Einheisschiene oder zum Abstellen auf die Tischplatte, incl. Edelstahl-Tragegestell, gebraucht -Dieser Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und den Export bestimmt- Der Standardeingangsdruck bei Narkosegeräten liegt bei ca. 5 bar. Falls Sie Ihr Gerät mit einem Sauerstoffkonzentrator betreiben möchten, müssen wir das Gerät auf Konzentatorbetrieb umrüsten. Die Kosten belaufen sich auf EUR 89,00. Diese Umrüstung ist nur für Geräte möglich die in der Tiermedizin verwendet werden.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

