

DR. MÜLLER Labortiernarkosegerät: Tragbares Tischnarkosegerät montiert auf einem ...

Artikelnummer: 1004573

2.340,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DR. MÜLLER Labortiernarkosegerät: Tragbares Tischnarkosegerät montiert auf einem Edelstahltragegestell (BxHxT: 35x31x17cm). Lieferung mit Flowmeter (0,1 Liter -1Liter), 2-Wege-Ventil, Überdruckventil, Frischgasschlauch 2m und Vet.-Med Vapor für Isofluran NEU (zum Befüllen ist ein Einfüllstutzen notwendig, Preis 89,00 EURO), gebraucht Der Standardeingangsdruck bei Narkosegeräten liegt bei ca. 5 bar. Falls Sie Ihr Gerät mit einem Sauerstoffkonzentrator betreiben möchten, müssen wir das Gerät auf Konzentatorbetrieb umrüsten. Die Kosten belaufen sich auf EUR 89,00. Diese Umrüstung ist nur für Geräte möglich die in der Tiermedizin verwendet werden.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

