

**DeVilbiss Sauerstoffkonzentrator,  
Leistung 5L/min, Abmessungen:  
HxBxT: 62,2x34,2x30,4cm, ...**

Artikelnummer: 1003618

**790,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

DeVilbiss Sauerstoffkonzentrator, Leistung 5L/min, Abmessungen: HxBxT: 62,2x34,2x30,4cm, Gewicht: 16,3kg, Geräuschpegel: 40 dbA (50Hz) , Flow (stufenlos): 0,5-5L/min, Sauerstoffkonzentration: 93% +/- 3%(0,5-5L/min), Betriebsspannung: 230V/50Hz, Energieverbrauch: bei 2L ca. 290 Watt / bei 5L ca. 312 Watt, Ausgangsdruck 0,59bar, Fluss 5 Liter bei 93Vol. %, ZUBEHÖR (nicht zu verwenden in Verbindung mit einem Narkosegerät!) Sprudelbefeuchter und 15 m Verbindungsschlauch, NEU

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

