

**SILENT-Kompressor für Druckluft,
Betriebsdruck: 8 bar, Kesselinhalt 100
l, Gewicht 75 ...**

Artikelnummer: 1004403

745,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

SILENT-Kompressor für Druckluft, Betriebsdruck: 8 bar, Kesselinhalt 100 l, Gewicht 75 kg, Ansaugleistung: 370 l/min, ÖLFREI, NEU Verwendung ausschließlich in der TIERMEDIZIN

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

