

**Narkosebox für Nager aus Plexiglas
300 x 150 x 160 mm, abnehmbarer
Deckel mit Griff, 2 ...**

Artikelnummer: 1001603

179,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Narkosebox für Nager aus Plexiglas 300 x 150 x 160 mm, abnehmbarer Deckel mit Griff, 2 Normanschlüsse an den Stirnseiten (Durchmesser 15mm innen/aussen 22mm), neu

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

