

DRÄGER Babylog 2, Kurzzeit- Beatmungsgerät für Früh .d Neugeborene zur Durchführung ...

Artikelnummer: 1001535

780,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER Babylog 2, Kurzzeit-Beatmungsgerät für Früh .d Neugeborene zur Durchführung einer kontrollierten Beatmung (IPPV) mit PEEP oder einer Spontanatmung mit CPAP während des Transports oder für die Reanimation, Inspiration zeitgesteuert oder manuell ausgelöst, druckbegrenzt Expiration zeitgesteuert, Inspirationsdruck 10-60mbar Plateaudruck, Expirationsdruck 0-10mbar, Beatmungsfrequenz 10-60/min., Antriebsgas O₂ o. trockene, ölfreie Druckluft 2-6mbar, H:195mm x B:120mm x T:200mm, mit DRÄGER Babymix 2 O₂-Mischer, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

