

DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System: FlowMeter für Sauerstoff und Luft, inkl. Balg ...

Artikelnummer: 1002244

680,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System: FlowMeter für Sauerstoff und Luft, inkl. Balg für manuelle Beatmung, mit Klemmvorrichtung zur Befestigung an einer Einheitsschiene. Für die CPAP und O₂-Therapie bei Erwachsenen und Kindern ab 3kg Körpergewicht, zur Unterstützung der Spontanatmung, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

