

**Patronenvollentsalzer 20 mit  
Leitwertmesser: Basiskapazität bei ca.  
10° d GSG: 2800 l, ...**

Artikelnummer: 1001241

**998,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

Patronenvollentsalzer 20 mit Leitwertmesser: Basiskapazität bei ca. 10° d GSG: 2800 l, H 570 mm, mit Leitwertmesser 695 mm, Durchmesser 240 mm, mit Edelstahl - Schnellverschlüssen zum leichten Wechseln der Patrone, NEU

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

