

**DINAMAP Procare 300:  
Blutdruckmonitor, Anzeige von  
systolischem und diastolischem ...**

Artikelnummer: 1004367

**320,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

DINAMAP Procare 300: Blutdruckmonitor, Anzeige von systolischem und diastolischem Blutdruck, Pulsrate. Einstellbare Alarmgrenzen. Akku oder Netzbetrieb möglich. Inklusive Netzladegerät, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

