


**DRÄGER Monitorträger für
Einheitsschiene B43 (44) x T 30
(36)cm, ideal zur Aufnahme ...**

Artikelnummer: 1001936

120,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

DRÄGER Monitorträger für Einheitsschiene B43 (44) x T 30 (36)cm, ideal zur Aufnahme von DRÄGER Monitorender PM-Reihe und /oder Capnodig, Oxysat, Iris usw., gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

