

**Defi-Elektroden für PHILIPS
Defibrillatoren.
Multifunktionselektroden für
Erwachsene, 1 ...**

Artikelnummer: 1005302

28,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Defi-Elektroden für PHILIPS Defibrillatoren. Multifunktionselektroden für Erwachsene, 1 Paar. Passend für Geräte Heartstart XL und XL+, Codemaster 100, Heartstart MRx Forerunner AED, Heartstream FR 2, etc, Einweg, neu

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

