

OLYMPUS CLV-U20, Xenon-Kaltlichtquelle 300W mit Insufflation, OES Modus (kein OES 100 ...

Artikelnummer: 1001963

980,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

OLYMPUS CLV-U20, Xenon-Kaltlichtquelle 300W mit Insufflation, OES Modus (kein OES 100 oder OES 200), gebraucht Die Kaltlichtquelle wird mit einem neuen Xenonleuchtmittel ausgerüstet. Die mittlere Lebensdauer beträgt ca. 500 Stunden. Die Lebensdaueranzeige des Leuchtmittels ist momentan nicht lieferbar. Diese dient nur zur ungefähren Ermittlung der Lebensdauer.

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

