

**OLYMPUS CLV-S Xenon  
Kaltlichtquelle für starre Endoskope,  
220V, 4 A, 300 Watt, gebraucht ...**

Artikelnummer: 1002332

**580,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

OLYMPUS CLV-S Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope, 220V, 4 A, 300 Watt, gebraucht Die Kaltlichtquelle wird mit einem neuen Xenonleuchtmittel ausgerüstet. Die mittlere Lebensdauer beträgt ca. 500 Stunden. Die Lebensdaueranzeige des Leuchtmittels ist momentan nicht lieferbar. Diese dient nur zur ungefähren Ermittlung der Lebensdauer.

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

