

**OLYMPUS CLV-S 20 Kaltlichtquelle ,  
220V/300W, Xenon, gebraucht Die  
Kaltlichtquelle ...**

Artikelnummer: 1002333

**680,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

OLYMPUS CLV-S 20 Kaltlichtquelle , 220V/300W, Xenon, gebraucht Die Kaltlichtquelle wird mit einem neuen Xenonleuchtmittel ausgerüstet. Die mittlere Lebensdauer beträgt ca. 500 Stunden. Die Lebensdaueranzeige des Leuchtmittels ist momentan nicht lieferbar. Diese dient nur zur ungefähren Ermittlung der Lebensdauer.

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

