

OLYMPUS CLV-S40 Visera: Xenon-Kaltlichtquelle für starre Endoskope, 300 Watt, gebraucht ...

Artikelnummer: 1002474

980,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

OLYMPUS CLV-S40 Visera: Xenon-Kaltlichtquelle für starre Endoskope, 300 Watt, gebraucht Die Kaltlichtquelle wird mit einem neuen Xenonleuchtmittel ausgerüstet. Die mittlere Lebensdauer beträgt ca. 500 Stunden. Die Lebensdaueranzeige des Leuchtmittels ist momentan nicht lieferbar. Diese dient nur zur ungefähren Ermittlung der Lebensdauer.

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

