

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. Das Gerät dient zur kontinuierlichen Spülung des Abdomens ...

Artikelnummer: 1002131

480,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. Das Gerät dient zur kontinuierlichen Spülung des Abdomens sowie zur Aquadissection während der diagnostischen Laparoskopie. Das Zubehör (Flaschendorf f. NACL) ist nicht im Lieferumfang enthalten, und muß beim Hersteller direkt bestellt werden. Technische Daten: stufenlos einstellbarer Druck bis 750 mmHg. NACL Instillationsmenge: wählbar 1 Liter oder Hi-Flo 3l/min, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

