

## OLYMPUS OTV-SI: Videoprozessor mit integrierter Kaltlichtquelle 150 Watt Halogen ...

Artikelnummer: 1003939

**2.900,00 €**  
Nettopreis



### Produktbeschreibung

OLYMPUS OTV-SI: Videoprozessor mit integrierter Kaltlichtquelle 150 Watt Halogen (MD-151), zum Anschluß von Videoendoskopen: ENF-V2, ENF-VT2, ENF-VQ, oder von Kameraköpfen: OTV-S7H-N, OTV-S7H-1N. OTV-S7H-1D, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

