

**ERBE Erbotom T175VET, mono- und bipolar, HF-Leistung: monopolar schneiden 175 Watt, ...**

Artikelnummer: 1000499

**1.100,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

ERBE Erbotom T175VET, mono- und bipolar, HF-Leistung: monopolar schneiden 175 Watt, monopolar Koagulation 100 Watt, bipolar 50 Watt, sowohl mono- als auch bipolare Funktionen können ohne Fusschalter aktiviert werden, gebr. ACHTUNG: Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in der Tiermedizin bestimmt. ALLE HF-CHIRURGIEGERÄTE WERDEN MIT ZUBEHÖR (NEUTRALPLATTENKABEL FÜR EINMALNEUTRALELEKTRODEN, MONO- UND BIPOLARE ELEKTRODE, 3 VERSCHIEDENE EINSÄTZE) GELIEFERT

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

